

3M | Attest^{MR}



Não paramos de inovar.

Resultados em apenas 24 minutos.

Sistema Rápido 3M™ Attest™ para Esterilização por Peróxido de Hidrogênio Vaporizado (VH2O2) para os sistemas STERRAD® 100NX®, STERRAD® NX®, STERRAD® 100S e sistema AMSCO® V-PRO® maX esterilizadores por peróxido de hidrogênio vaporizados.

Revolucionamos o tempo.

Na 3M, estamos continuamente inovando para oferecer resultados de IBs mais rápidos para esterilização por peróxido de hidrogênio vaporizado.

Agora você pode obter resultados em apenas 24 minutos, tornando seu processo de liberação de cargas mais seguro e prático.


A tecnologia de leitura rápida e o suporte especializado que você confia há 25 anos, agora está disponível também para o VH2O2.

Monitoramento de todas as cargas é possível e prático. Tenha o controle dos resultados em apenas 24 minutos e fique em paz por saber que cada paciente receberá cuidados de alto padrão.

Conheça para começar.

Com resultados mais rápidos, você pode:

- Manter a agenda do seu setor em dia.
- Melhorar a segurança do paciente monitorando com mais frequência.
- Seguir as recomendações dos guidelines para monitoramento de todas as cargas (veja o final deste catálogo)




Confiança com consistência.

Três produtos 3M para monitoramento que são chaves para ajudar a garantir seu processo de esterilização. Uma consistente mudança de cor do azul para rosa, em todos os indicadores do VH2O2, facilitam a leitura e a interpretação dos resultados.



1228 VH2O2 Fita Indicadora



1248 Indicador Químico



Indicador Biológico 1295 3M™ Attest™ contém um indicador de processo na tampa para mostrar que ele passou pelo processo de esterilização.



As vantagens da marca Attest™:

Oferece um sistema padronizado, simplificado e de suporte para garantir a esterilização nas modalidades de VH2O2, Vapor e OE.



Padronização

Padronizar o sistema Attest™ em todas as modalidades da esterilização, lhe oferece a vantagem da consistência. Equipamentos padronizados com interfaces digitais, garantindo o fluxo de trabalho e a facilidade no treinamento de pessoas, contribuindo para minimizar riscos de falha humana.



Simplificação





Os resultados dos IBs podem automaticamente ser carregados no seu software de rastreabilidade, mantendo o arquivamento de forma simples. Nossos parceiros incluem: Censitrac, Microsystems, CareFusion, Haldor Advanced Technologies e Getinge Group.



Suporte

3MSM Health Care Academy oferece treinamento para colaboradores e educação continuada. E a ajuda especializada está sempre disponível através do nosso time de Serviços Profissionais.

3M™ Attest™ Sistema para Peróxido de Hidrogênio Vaporizado (VH2O2)

	Número do produto	Descrição	Embalagem	Quantidade por caixa
	1295	Indicador Biológico 1295 3M™ Attest™ para esterilização por VH2O2, com resultados em 24 minutos.	30 ampolas por pacote	4 pacotes por caixa
	490H	Incubadora 490H 3M™ Attest™ para uso com o IB 1295 para esterilização por VH2O2.	1 unidade	1 unidade
	1248	Indicador Químico 1248 3M™ Comply™ de uso interno. Muda da cor azul para a cor rosa após a exposição ao peróxido de hidrogênio vaporizado, 2.0cmX10cm	250 tiras por pacote	4 pacotes por caixa
	1228	Fita Indicadora Química 1228 3M™ Comply™ de uso externo. As linhas do indicador químico mudam de cor azul para a cor rosa após a exposição ao peróxido de hidrogênio vaporizado,		24 rolos/caixa

Por que monitorar todas as cargas?

ANSI/AAMI ST58:2013

“Um PCD com o IB apropriado também deve ser usado pelo menos diariamente, mas de preferência em todos os ciclos de esterilização.”

- A Associação para o Avanço da Instrumentação Médica. Esterilização química e desinfecção de alto nível em instalações de saúde.

ANSI/AAMI ST58:2013

Guideline AORN para esterilização

“... O monitoramento eficaz na rotina da esterilização deve ser realizado pelo menos diariamente em cada tipo de ciclo, de preferência em cada carga ...”

- Edição 2017 do Guideline AORN para prática perioperatória. Diretrizes para esterilização. AORN é um marca registrada da AORN. AORN não endossa produtos ou serviços de empresas comerciais.

Para mais informações sobre o Sistema Rápido 3M™ Attest™ para peróxido de hidrogênio vaporizado (VH2O2) ou outros produtos da 3M Hospitalar:

- Entre em contato com seu representante 3M
- Fale com a 3M 0800-0132333
- 3m.com.br/hospitalar



Divisão de Prevenção de Infecções
3M Health Care
3M do Brasil Ltda.
 Via Anhanguera, Km 110
 13181-900 - Sumaré/SP

3M, Attest e Comply são marcas registradas da 3M. AMSCOV-PRO é uma marca registrada da STERIS. Sterrad é uma marca registrada da ASP (Advanced Sterilization Products), Divisão de Ethicon US, LLC. Censitrac é uma marca registrada da CensisTechnologies, Inc. OR Locate é uma marca registrada de Haldor Advanced Technologies, Ltd. SPM é uma marca registrada da Materials Management Microsystems.

Por favor, recicle. Impresso no Brasil.
 © 3M 2017.
 Todos os direitos reservados.
 Criado 08/17.
 01-2017-5600