



Apósito Medipore^R + Pad

- Un apósito de tela suave con almohadilla absorbente no adherente.

CARACTERISTICAS

La línea de apósitos mixtos 3M Medipore^R + Pad están constituidos por un soporte no tejido de tela suave, poroso y distensible de poliéster y un apósito central absorbente y no adherente. El soporte distensible da una buena fijación en zonas curvas y contornos.

VENTAJAS

Los apósitos 3M Medipore^R + Pad son amables con la piel, ya que están hechos de un material delicado y moldeable, poroso y suave al tacto. Además cuentan con una almohadilla central altamente absorbente, que no se adhiere al lecho de la herida.

BENEFICIOS

La estructura distensible de los apósitos 3M Medipore^R + Pad les permite adaptarse a zonas corporales con movimiento y curvatura con comodidad para el paciente.



Medipore[®] + Pad está hecho de un material moldeable, poroso y suave al tacto.

■ Usos

3M Medipore[®] + Pad es ideal para el cuidado de las heridas agudas o quirúrgicas limpias, con exudado leve y cuya localización presenta una anatomía corporal desafiante (cabeza, cuello, codo, zona sacra, rodilla o talón) o donde se espera movimiento (tórax, abdomen, ingle). Puede ser usado en heridas infectadas bajo la supervisión del profesional de la salud.



Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
3562	3M Medipore [®] + Pad	5 cm x 7 cm	Caja	50
3564	3M Medipore [®] + Pad	6 cm x 10 cm	Caja	50
3566	3M Medipore [®] + Pad	9 cm x 10 cm	Caja	25
3569	3M Medipore [®] + Pad	9 cm x 15cm	Caja	25
3570	3M Medipore [®] + Pad	9 cm x 20 cm	Caja	25