







Una línea completa de soluciones restaurativas que se adapta a sus necesidades específicas.

Versatilidad y Estética		Eficiencia y Sencillez	
<p><b>3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estética excepcional</li> <li>• Excelente retención de pulido</li> <li>• Manipulación excepcional</li> <li>• Resistencia sobresaliente en anteriores y posteriores</li> <li>• Resistencia al desgaste similar a la del esmalte*</li> <li>• Fluorescencia de aspecto natural</li> <li>• Auténtica nanotecnología</li> <li>• 36 tonos, 4 opacidades**</li> </ul>	<p><b>3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Fluido</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente estética</li> <li>• Excelente adaptación</li> <li>• Excelente retención del pulido</li> <li>• Excelente resistencia al desgaste</li> <li>• Auténtica nanotecnología</li> <li>• 12 tonos**</li> </ul>	<p><b>3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador para Posteriores</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colocación en un solo paso de hasta 5 mm</li> <li>• Rápido y sencillo de usar</li> <li>• Excelente manipulación</li> <li>• Excelente resistencia al desgaste</li> <li>• Reducción del estrés</li> <li>• Auténtica nanotecnología</li> <li>• 5 tonos</li> </ul>	<p><b>3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador Fluido</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colocación en un solo paso de hasta 4 mm</li> <li>• Bajo estrés de contracción</li> <li>• Buena adaptación</li> <li>• Excelente resistencia al desgaste</li> <li>• 4 tonos</li> </ul>

\* Datos *in-vitro* en archivo.

\*\* La cantidad de tonos y opacidades puede variar en cada país.

Tenemos cubiertas todas las restauraciones directas de cualquier clase.

	Versatilidad y Estética		Eficiencia y Sencillez	
	3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal (incrementos de hasta 2 mm)	3M™ Filtek™ Z350 XT Restaurador Fluido (incrementos de hasta 2 mm)	3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador para Posteriores (Aplicación en bloque de hasta 5 mm)	3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador Fluido (Aplicación en bloque de hasta 4 mm)
 Clase II	✓	✓ (liner/base)	✓ (hasta 4 mm)	✓ (liner/base)
 Clase III	✓	✓ (liner/base)	✓ (hasta 5 mm)	✓ (liner/base)
 Clase IV	✓	✓		✓
 Clase V	✓			
 Mínimamente invasivo	✓	✓	✓	✓
 Resistencia al estrés	✓		✓	

✓ = Uso recomendado

Consultar las instrucciones de uso para la lista completa de las indicaciones.



[www.3M.com](http://www.3M.com)

3M Cuidado Oral  
2510 Conway Avenue  
St. Paul, MN  
55144-1000 EUA

Los productos comercializados por la subdivisión Cuidado Oral de 3M son para uso exclusivo de profesionales dentales y de ortodoncia. Para mayor detalle sobre las especificaciones y precauciones de cada producto, favor de leer el instructivo de uso o visitar [www.3m.com](http://www.3m.com)

3M y Filtek son marcas registradas de 3M o de 3M Deutschland GmbH.  
© 3M 2017. Todos los derechos reservados.