

3M

Filtek™

Bulk Fill Restaurador para Posteriores



Restauraciones posteriores rápidas y sencillas.

3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador para Posteriores



- ✓ Colocación en un solo paso
- ✓ Rápido y sencillo
- ✓ Excelente manipulación y facilidad de moldeado
- ✓ Alivio de estrés que permite hasta 5 mm de profundidad de fotopolimerización
- ✓ Excelente resistencia al desgaste
- ✓ Excelente adaptación
- ✓ Disponible en 5 tonos*

Tradicionalmente, la mejor forma de controlar la contracción y el estrés por polimerización en las restauraciones posteriores era colocar la resina en capas incrementales. Diseñada para realmente simplificar las restauraciones posteriores, Filtek Bulk Fill Restaurador para Posteriores permite colocar un bloque de hasta 5 mm de manera rápida y sencilla, eliminando así la necesidad de múltiples pasos.

3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador para Posteriores



Un incremento de relleno en bloque de hasta 5 mm

10 segundos de fotopolimerización x 3 (oclusal, bucal, lingual)

VS

⌘ = pasos adicionales, material o equipo

Resinas tradicionales (incrementos de 2 mm)

	+				⌘	+		⌘
Capas de 2 mm		10 segundos de fotocurado		Capas de 2 mm			10 segundos de fotocurado	
	+				⌘	+		⌘
Capas de 2 mm		10 segundos de fotocurado		Capas de 2 mm			10 segundos de fotocurado	

* La disponibilidad de tonos puede variar en cada país.

3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador para Posteriores



¿Por qué perder el tiempo con varios incrementos o una capa estética si no es necesario?

En un escenario clínico simulado, pusimos Filtek Bulk Fill Restaurador para Posteriores cara a cara con varios materiales restauradores que requieren diferentes técnicas de aplicación.

Se pidió a los odontólogos participantes en la evaluación que hicieran diferentes restauraciones para calificar los materiales en orden de su preferencia.

Información para pedidos

3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador para Posteriores

Repuesto	No. de producto
Tono	Jeringa
A1	4863A1
A2	4863A2
A3	4863A3
B1	4863B1
C2	4863C2

Cada repuesto de jeringa incluye: 1 jeringa de 4 g; guía técnica, instructivo de uso.

Aquí se muestra una comparación del uso de 3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador para Posteriores

24%

más rápido de colocar



VS

resina de aplicación incremental



2X

Número de odontólogos que prefirieron la técnica de aplicación de 3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador para Posteriores sobre la de una resina colocada en incrementos, y sobre una resina fluida de relleno en bloque con una capa estética.

www.3M.com

Cuidado Oral
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN
55144-1000 EUA

Los productos comercializados por la subdivisión Cuidado Oral de 3M son para uso exclusivo de profesionales dentales y de ortodoncia. Para mayor detalle sobre las especificaciones y precauciones de cada producto, favor de leer el instructivo de uso o visitar www.3m.com

3M y Filtek son marcas registradas de 3M o de 3M Deutschland GmbH.

© 3M 2017. Todos los derechos reservados.