

3M

Filtek™

Bulk Fill
Restaurador para
Posteriores

Haga de sus
restauraciones
posteriores algo
rápido y sencillo.



Rápido y sencillo

3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador para Posteriores



Un incremento de hasta 5 mm. Sin costosos dispositivos para dispensar ni capas que toman mucho tiempo. Ahora las restauraciones posteriores se hacen de manera simple.

No hay duda que los materiales de relleno en bloque ahorran tiempo. Sin embargo, la verdadera simplificación consiste en la eliminación de los complicados y costosos dispositivos para dispensar, las capas adicionales y los múltiples pasos, sin afectar su resistencia al desgaste o el alivio de estrés.

Filtek Bulk Fill Restaurador para Posteriores es su solución de relleno en bloque en un solo paso, diseñado para mejorar la productividad al permitir restauraciones posteriores rápidas y sencillas.

- ✓ Aplicación en un solo paso, sin incremento estético adicional
- ✓ Procedimiento rápido y sencillo
- ✓ Excelente adaptación sin costosos dispositivos adicionales para dispensar
- ✓ Alivio de estrés que permite hasta 5 mm de profundidad en la fotopolimerización
- ✓ Mejor resistencia *in vitro* que los materiales de relleno en bloque líderes en el mercado
- ✓ Excelente manipulación y facilidad de moldeado
- ✓ AUTÉNTICA tecnología de nanorrelleno y dos innovadores monómeros de metacrilato que actúan para disminuir el estrés de polimerización sin afectar la resistencia al desgaste.

Es tan simple como esto...



Un incremento de relleno en bloque de hasta 5 mm

+




10 segundos de fotopolimerización x 3
(oclusal, bucal, lingual)

Se les pidió a los odontólogos participantes en una evaluación que hicieran diferentes restauraciones posteriores para calificar los materiales con base en su preferencia.

En un escenario clínico simulado pusimos 3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador para Posteriores cara a cara con varios materiales restauradores que requieren diferentes técnicas de aplicación. Entre los materiales se incluyó una resina que se aplica en incrementos y una resina fluida de relleno en bloque

3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador para Posteriores sobresale en comparación con la competencia.


24% más rápido
tiempo de aplicación
vs resina de aplicación en incrementos



2X del número de odontólogos prefirió la técnica de aplicación de 3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador para Posteriores sobre la de una resina colocada en incrementos, y sobre una resina fluida de relleno en bloque con un incremento estético adicional.

AUTÉNTICA tecnología de nanorrelleno y química innovadora

magnificación
5K de un *nanocluster*



magnificación
50K de un *nanocluster*

Filtek Bulk Fill Restaurador para Posteriores usa la misma AUTÉNTICA tecnología de nanorrelleno que se ha probado al paso del tiempo en otros productos líderes restauradores de Filtek™. Esta tecnología no solamente contribuye a aumentar la fuerza, la excelente manipulación y a mejorar la resistencia al desgaste, sino que también ayuda a crear restauraciones que son rápidas y sencillas de pulir.

Sumado a la AUTÉNTICA tecnología de nanorrelleno, Filtek Bulk Fill Restaurador para Posteriores también contiene dos innovadores monómeros de metacrilato que, combinados, actúan para disminuir el estrés de polimerización sin afectar la resistencia al desgaste.

La combinación de estas dos tecnologías resulta en un material restaurador fácil de usar y de colocación en un solo paso que simplifica sus restauraciones posteriores.

También de la marca en la que usted confía...

3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador Fluido

Una excelente solución de bajo estrés para *liner* o base.



Si está buscando un relleno en bloque líquido excelente, completo y de bajo estrés, éste es el indicado. Filtek Bulk Fill Restaurador Fluido es hasta 50% más fuerte que el fluido de relleno en bloque líder¹, y ofrece más de 3X de resistencia al desgaste!

Excelente para usarse como:²

- ✓ *liner* en restauraciones de Clase I y Clase II
- ✓ una rápida base de relleno en bloque de hasta 4 mm para las restauraciones de Clase I y Clase II
- ✓ una solución resistente al desgaste para pequeñas superficies oclusales sin tolerancia al estrés, Clase III y Clase V

1. Comparado con SureFil® SDR® flow + Bulk Fill Fluido. Información *in vitro* en archivo de 3M.

2. Consulte las instrucciones de uso para las indicaciones completas.

Información de pedidos

3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador para Posteriores



Repuesto	No. de producto
Tono	Jeringa
A1	4863A1
A2	4863A2
A3	4863A3
B1	4863B1
C2	4863C2

Cada repuesto de jeringa incluye: 1 jeringa de 4 g; guía técnica, instructivo de uso.

3M™ Filtek™ Bulk Fill Restaurador Fluido



Repuesto	No. de producto
Tono	Jeringa
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

No. de producto	Descripción
3740T	Puntas dispensadoras
	20-19 Indicadores de puntas dispensadoras

Cada repuesto incluye: 2 jeringas de 2 g; 20 puntas dispensadoras; guía técnica, instructivo de uso.

www.3M.com



Cuidado Oral
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN
55144-1000 EUA

Los productos comercializados por la subdivisión Cuidado Oral de 3M son para uso exclusivo de profesionales dentales y de ortodoncia. Para mayor detalle sobre las especificaciones y precauciones de cada producto, favor de leer el instructivo de uso o visitar www.3m.com

3M y Filtek son marcas registradas de 3M o de 3M Deutschland GmbH.
© 3M 2017. Todos los derechos reservados.
Todas las otras marcas no son marcas registradas de 3M.