

3M™ Red Dot™ Elektroder

Velg smarte, fleksible løsninger, som gir deg og pasienten et enklere liv

Ulike kombinasjoner av 3M Red Dot-elektroder kan bidra til å optimalisere dine spesifikke kliniske behov samtidig som du begrenser antall elektroder og holder kostnadene nede.

Vi kan klebeevne

3M er ledende innen klebeevne. Vi har kleber for alle formål - fra fly-vinger til den mest sensitive barnehud.

På våre elektroder bruker vi forskjellige limtyper som er milde mot huden og som er godt designet for spesifikke behov. Derfor har vi elektroder som kan sitte på huden til den minste pasienten i flere dager uten å forårsake hudirritasjon. Elektrodene har lim som absorberer fuktighet og fett fra huden og sikrer at de er godt plassert på svette pasienter. Vi har et utvalg elektroder som kan festes og reposisjoneres og elektroder som kan sitte opptil 5 dager uten å løsne.

Våre elektroder er så fleksible at du kan dekke alle dine behov med noen få produkter

3M elektroder er utviklet ut fra ønsker fra helsesektoren; å kunne standardisere elektroder, forenkle valg og bruk av produkter, samt redusere logistikk og antall produkter på lager.

Optimal signalkvalitet er avgjørende for korrekt diagnostikk

3M selvklebende elektroder har en kleber over en stor del av elektrodeoverflaten som reduserer impedansen. Jo lavere impedansen er, desto bedre signalkvalitet, som sikrer de beste betingelsene for en korrekt diagnose. Materialene i elektrodene er designet for å tilpasse seg kroppens konturer for å oppnå optimal hudkontakt, noe som er kritisk for signalkvaliteten.

Pediatrike / neonatale elektoder

Alle våre elektroder har høy pålitelighet, noe som er spesielt viktig i overvåking av tidlig nyfødte spedbarn og spedbarn. Utvalget av pediatrike og neonatale elektroder har ekstra klebrig lim og materialer som er egnet for sensitiv hud. Blant disse elektroder er også neonatale elektroder med kabel (DIN).

3M™ Red Dot™ Elektroder

Hvilende diagnostisk EKG



2228 Skum
Klebende gel. 3 døgn.



2330 Polyester
Ledende klebende gel.
2 døgn. Krokodilleklemme.



2238 / 2255 Myk tekstil
Fast gel. 2 døgn.
Fås med slipepir.



Extra
hudvennlig!

2239 / 2249 Micropore
Fast gel. 2 døgn.
Fås med slipepapir.

Lang / korttidsovervåkning / stresstest



2660 Tekstil
Ledende klebende gel.
Røntgentransparent.
Kan brukes i MR miljø.



Kan flyttes
og
reposisjoneres

2670 Textil
Ledende klebende gel.
Eksra sterk kleber. 3 døgn.
Røntgentransparent.
Kan brukes i MR miljø.



2228BA Skum
Skum bananstick 4 mm.
Klebende gel. 3 døgn.



2244 Skum
Klebende gel. 3 døgn.
Røntgentransparent.
Kan brukes i MR miljø.

Lang-og korttidsovervåkning av barn-og nyfødte



Extra
hudvennlig!

2248 Micropore
fast gel. Barn. 2 døgn.



2268-3 Myk tekstil
Fast gel. Spedbarn. 2 døgn.
Røntgentransparent.




2560 Skum
Klebende gel. 5 døgn.



Kan flyttes
og
reposisjoneres

2570 Skum
Klebende gel. 5 døgn.
Røntgentransparent.
Kan brukes i MR miljø.



2282E Myk tekstil
Ledende klebende
gel. 2 døgn.
DIN kontakt /stikk.

Universalelektroder

3M