

3M Scotchcast™ Plus kunstgips  
3M Immobilisering



En kunstgips som  
fungerer i hverdagen

**3M**



Lett og komfortabel for pasienter i hverdagen

## 3M Scotchcast™ Plus kunstgips

har kunstgipsens store fordeler, samtidig som den er like formbar som en vanlig kalkgips.

Opp gjennom årene har Scotchcast Plus blitt brukt i behandling av millioner av pasienter, fordi den har vist seg å være sikker, renslig og rask å arbeide med.

# Rask <sup>og</sup> lett





## Bedre for pasienten

Pasienter setter pris på at du bruker Scotchcast Plus i behandlingen, fordi den gir økt komfort og større bevegelsesfrihet.

## Et riktig valg hver gang

### Enkel å legge på

Vannaktivert herdestoff gir deg kontroll over herdetiden og gjør at kunstgipsen er rask og enkel å legge på. Pasienten føler mindre ubehag og du bruker din tid optimalt.

### Enkel håndtering

Kombinasjon av fleksibel glassfiber og vannaktivert herdestoff sikrer god formbarhet, tilpasning og form.

### Lett og komfortabel

Tåler vektbelastning etter 20 minutter. Scotchcast Plus kunstgips er mye lettere enn vanlig gips.

### Holdbar

Scotchcast Plus er slitesterk og tåler vann.

### Stort utvalg

Det finnes et stort utvalg av tilbehør som gipsforing, gipsstrømpe, lasker og gipssko.

### Velg din yndlingsfarge

Scotchcast Plus finnes i mange farger i tillegg til hvit. Spør 3M om full oversikt over tilgjengelige farger.



# å legge

# Bestillingsinformasjon

| Produkt                                      | Produktnummer | Størrelse        | Antall pr. eske |
|--|---------------|------------------|-----------------|
| <b>3M Scotchcast™ Plus, hvit</b>             | 82001         | 2,5 cm x 1,8 m   | 10 ruller       |
|  | 82002*        | 5,0 cm x 3,6 m   | 10 ruller       |
|  | 82003*        | 7,6 cm x 3,6 m   | 10 ruller       |
|  | 82004*        | 10,1 cm x 3,6 m  | 10 ruller       |
|  | 82005*        | 12,7 cm x 3,6 m  | 10 ruller       |
| <b>3M Scotchcast™ kunstgipslaske</b>         | 82199         | 5,0 cm x 20 cm   | 10 stykk        |
|  | 82299         | 7,6 cm x 20 cm   | 10 stykk        |
|  | 82200         | 7,6 cm x 70 cm   | 10 stykk        |
|  | 82201         | 10,1 cm x 90 cm  | 10 stykk        |
|  | 82202         | 12,7 cm x 90 cm  | 10 stykk        |
|  | 82203         | 7,6 cm x 45 cm   | 10 stykk        |
| <b>3M Scotchcast™ hudbeskyttelsesstrømpe</b> | MS01          | 2,5 cm x 22,8 m  | 1 rull          |
|  | MS02          | 5,0 cm x 22,8 m  | 1 rull          |
|  | MS03          | 7,6 cm x 22,8 m  | 1 rull          |
|  | MS04          | 10,1 cm x 22,8 m | 1 rull          |
|  | MS06          | 15,2 cm x 22,8 m | 1 rull          |
|  | MS08          | 20,3 cm x 22,8 m | 1 rull          |
|  | MS10          | 25,4 cm x 22,8 m | 1 rull          |
|  | MS12          | 30,5 cm x 9,1 m  | 1 rull          |
| <b>Gipsolstring</b>                          | MW02          | 5,0 cm x 2,7 m   | 12 ruller       |
|  | MW03          | 7,6 cm x 2,7 m   | 12 ruller       |
|  | MW04          | 10,1 cm x 2,7 m  | 12 ruller       |
|  | MW06          | 15,2 cm x 2,7 m  | 12 ruller       |

\* 3M Scotchcast Plus leveres i flere farger. Ved bestilling av farget Scotchcast Plus, ta kontakt for informasjon om hvilke farger som er tilgjengelige.

## Innhold

Scotchcast Plus: Polyurethan resin, glassfiber vev.

Pakning: Aluminium/polypropylen.

## Avfallshåndtering

3M Scotchcast Plus kunstgips kan kastes som vanlig avfall når den er herdet. Uherdet Scotchcast Plus må behandles som spesialavfall.

Det frigjøres ingen miljøskadelige stoffer på avfallsdeponier eller ved vanlig forbrenning.



## 3M Norge A/S

Avd. Helseprodukter  
Postboks 100, 2026 Skjetten  
Tel: 0 63 84  
Faks: 63 84 17 88  
[www.3m.com/no/helse](http://www.3m.com/no/helse)

3M og Scotchcast er 3Ms varemerker.  
© 3M 2008.  
Ref. 1233-101-NO JK/Graphix