



3M

Bair Hugger™

Normothermie-System



Flexibilität. Wenn Sie sie benötigen.

Die neue 3M™ Bair Hugger™ Multipositions-Oberkörperdecke ermöglicht es medizinischem Fachpersonal, eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten für diverse Lagerungen und Operationsverfahren abzudecken. Sie trägt dazu bei, mittels gleichmäßiger Temperaturen eine normale Körpertemperatur beizubehalten und dadurch positive Patientenresultate zu erzielen.

3M Science. Applied to Life.™

3M™ Bair Hugger™ Multipositions-Oberkörperdecke.

Die einzigartige Formbarkeit der Decke wurde durch die Bedürfnisse des medizinischen Fachpersonals inspiriert, die bestmögliche Abdeckung der Körperoberfläche zu erreichen, um Normothermie sicherzustellen und positive Patientenresultate zu fördern.

Effektiv und vielfältig

Entwickelt für bessere Wärmeübertragung bei einer Vielzahl von operativen Verfahren.¹

Formt und schmiegt sich an und bietet dabei gleichmäßige Temperaturen.

Ermöglicht eine optimale Abdeckung der Körperoberfläche des Patienten.²

Komfortabel und anpassungsfähig

Bietet eine schnelle und leichte Anwendung.

Passt sich dem Körper des Patienten besser an.¹

Entwickelt für eine erhöhte Luftdurchlässigkeit und flachere Silhouette.

Eignet sich für den perioperativen Einsatz.

Deckeneigenschaften

Zwei Luftkanäle am Hals und eine transparente Folie für den Kopf, die in die Decke integriert sind, ermöglichen das Wärmen und eine bessere Überwachung des intubierten Patienten.

Zwei wiederverschließbare Schlauchanschlüsse machen eine flexible Positionierung des 3M™ Bair Hugger™ Wärmegerätes möglich.

Mit integrierten Bändern und Klebestreifen kann die Decke zuverlässig fixiert werden.

Das Material ist weich, angenehm, leicht und röntgenstrahlendurchlässig.

Beschreibung Modell 62200

3M™ Bair Hugger™
Multipositions-Oberkörperdecke

Größe: 198 x 61 cm

Gewicht: 104 g

Menge/Karton: 10 Stück



1. Unveröffentlichte Ergebnisse. 3M-Daten im Archiv.

2. 89 % (72 von 81) klinischer Anwender berichten, dass das Produkt die Körperoberfläche des Patienten optimal abdeckt. Unveröffentlichte Ergebnisse. 3M-Daten im Archiv.

3M und das 3M-Logo sind Warenzeichen der 3M Company.
BAIR HUGGER und das BAIR Hugger-Logo sind Warenzeichen von 3M.

© 3M 2016. Alle Rechte vorbehalten. 70-9700-0089-2 / IPD-PW-BH-6026-1-EU-1116



3M Medica
Zweigniederlassung der 3M Deutschland GmbH
Hammfelddamm 11, 41453 Neuss
Telefon +49 (0)2131 14-0
Telefax +49 (0)2131 14 44 32
3mmedica.de@mmm.com
www.3Mmedica.de

3M (Schweiz) GmbH
Medizin, Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon
Telefon +41 (0)44 724 92 31
Telefax +41 (0)44 724 92 38
medical.ch@mmm.com
www.3M.com/ch/healthcare

3M Österreich GmbH
Medizin, Kranichberggasse 4, 1120 Wien
Telefon +43 (0)86 686-0
Telefax +43 (0)86 686-330
medizin-at@mmm.com
www.3M-medizin.at