

Stérilisateur/aérateur Steri-Vac^{MC} 3M^{MC} de série GS



Le Stérilisateur/aérateur Steri-Vac^{MC} 3M^{MC} de série GS est un système de stérilisation à l'oxyde d'éthylène uniquement qui constitue une méthode efficace de stérilisation à basse température pour les dispositifs médicaux et pour d'autres applications. Les modèles GS5 et GS8 sont conçus pour être utilisés dans les établissements de soins de santé, alors que les modèles GS5X et GS8X sont conçus pour les sciences de la vie, les dispositifs médicaux, les contrats de stérilisation, les applications dans les laboratoires de recherche et de développement, et d'autres applications dans les secteurs de la recherche et de l'industrie nécessitant une stérilisation finale. Les stérilisateur de série GS offrent un contrôle et une surveillance indépendante grâce à une conception mécanique conforme de pointe.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant des ventes de 3M de votre région ou le Centre de renseignements de la Division des produits de soins de santé de 3M au 1 800 364-3577.

Produits offerts au Canada par :
Solutions pour la prévention des infections de 3M
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Canada
1 800 364-3577
www.3M.ca/healthcare

Spécifications		Modèles GS5 et GS5X		Modèles GS8 et GS8X		
Dimensions et poids	Poids à l'expédition	Porte simple	163 kg (359 lb)	387 kg (852 lb)		
		Porte double	172 kg (379 lb)	400 kg (882 lb)		
	Masse opérationnelle	Porte simple	131 kg (290 lb)	314 kg (692 lb)		
		Porte double	141 kg (310 lb)	328 kg (722 lb)		
Dimensions extérieures (H x L x P)		70,9×76,2×95,0 cm (27,9×30,0×37,4 po)		179,8×94,0×109,0 cm (70,8×37,0×42,9 po)		
Chambre de stérilisation	Volume		136 L (4,8 pi ³)		224 L (7,9 pi ³)	
	Dimensions (H x L x P)		38,0×43,0×83,0 cm (15,0×17,0×32,5 po)		46,0×51,0×97,0 cm (18,0×20,0×38,0 po)	
	Dimensions du panier de chargement Larg. x Long. x Haut.	Panier inférieur :	39,0×80,0×18,0 cm (15,5×31,5×7,0 po)		34,0×95,0×20,0 cm (18,5×37,5×8,0 po)	
		Panier supérieur :	39,0×80,0×18,0 cm (15,5×31,5×{1}7,0 po)31.		47,0×47,0×20,0 cm (18,5×18,5×8,0 po)	
Bruit	Niveaux sonores		< 85 dBA			
Alimentation électrique	Gamme de tensions d'alimentation		200 à 240 V c.a.			
	Fréquence		50/60 Hz			
	Phase		Simple			
	Courant		Circuit dédié de 15 A			
	Charge de chaleur		5 500 BTU/h		6 150 BTU/h	
	Disjoncteur interne		7 A		12 A	
Conditions de fonctionnement environnementales	Altitude		2 500 m (maximum)			
	Plage de températures d'utilisation		15 à 35 °C			
	Humidité		Humidité relative (sans condensation) de 20 à 80 %			
	Renouvellements d'air		10 renouvellements/heure (minimum)			
	Dimensions minimales de la pièce		30 m ² (1 000 pi ²)			
Spécifications relatives à l'air comprimé	Pression		7,0 kg/cm ² (100 lb/po ²) au minimum jusqu'à 10,5 kg/cm ² (150 lb/po ²) au maximum			
	Débit d'écoulement		2,2 litres par seconde à 5,3 kg/cm ² (4,7 pieds cubes par minute à 75 lb/po ²) par stérilisateur, cycle de service du compresseur de 100 %			
	Qualité		Source d'alimentation en air propre qui permet la présence de particules de saleté d'une taille maximale admissible de 0,5 micron et qui est exempte d'huile			
	Teneur en humidité		Moins de 10 °C (50 °F) du point de rosée			
Espace d'accès requis	Distance minimum du mur arrière :		10,2 cm (4 po)			
	Espace d'accès minimum sur les deux côtés et sur le dessus		51 cm (20 po)			
	Encombrement en fonctionnement (H x L x P)		70×76×89 cm (27½×30×35 po)		179×94×109 cm (70½×37×43 po)	
Exigences relatives à l'entreposage de l'oxyde d'éthylène	Armoire		Armoire de rangement homologuée pour les liquides inflammables			
	Aération		Évacuation vers l'extérieur ou vers un système d'évacuation dédié à fonctionnement continu ne permettant pas la recirculation de l'air			

On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la préparation de l'établissement dans le Guide de préparation de l'emplacement et d'installation du stérilisateur/aérateur Steri-Vac^{MC} 3M^{MC} de série GS.

3M Soins de santé
3M Center, Building 275-4E-01
Conway Avenue, St. Paul, MN
55144-1000, É.-U.

3M, 3M Science. Au service de la Vie. et Steri-Vac sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
Veuillez recycler. Imprimé au Canada © 2016, 3M. Tous droits réservés.
160204783 F BA-16-21116