

# Protemp 4

( Material para provisorios)



## ■ Descripción

Material a base de bisacril para la confección de provisorios en boca, con un procedimiento muy sencillo y en un corto tiempo. De alta resistencia a la fractura y con un brillo excepcional sin necesidad de etapas de glaseado.

## ■ Ventajas

- Excelente integridad marginal y ajuste.
- Menos monómeros residuales. Menos irritación pulpar. No irrita los tejidos.
- Baja reacción exotérmica.
- Baja contracción de polimerización. Buena adaptación marginal
- Estabilidad en el color a largo plazo
- Textura lisa no porosa
- Restauración a largo plazo, mayor longevidad
- Mayor resistencia a la fractura
- No tiene costos adicionales del laboratorio

## ■ Indicaciones de Uso

Restauraciones provisionales de una o varias unidades:

- Coronas
- Puentes
- Inlays / Onlays
- Carillas

Mock up

## ■ Instrucciones de Uso



## Presentación

### Kit Protemp 4 color A2 o A3

- 1 cartucho de 67 g
- 16 puntas de mezcla
- Instrucciones de uso.

### Pistola dispensadora 1:4

Actualizado Diciembre 2017