

3M™ ガード付 耳掛け式 サージカルマスク 1820FSJ-H



アクセスのいい場所に設置できる
壁掛け対応パッケージ



裏面



Your Action for Eye Protection



“目の保護具”の装着遵守率向上に

- ASTM^{※1}におけるサージカルマスクのBFE^{※2}とPFE^{※3}の基準に適合しています。
- マスク部位は耐水性を有し、着用者の血液・体液曝露機会を軽減します。(3層構造) ガラス繊維を含まない肌にやさしい不織布を使用しています。

製品番号	仕様	フィルター性能		入れ目 枚/箱
		BFE	PFE	
1820FSJ-H	ガード付 耳掛け式 サージカルマスク	>99%	>99%	25

※1 ASTM: American Standards and Test Methods

※2 BFE: Bacterial Filtration Efficiency

平均4.0~5.0ミクロンの微生物に対するフィルター捕集効率。(Modified Greene and Vesley test methodによる試験規格)

※3 PFE: Particle Filtration Efficiency

0.1ミクロンのポリスチレンラテックス粒子に対するフィルター捕集効率。(Latex Particle Challenge test methodによる試験規格)

3M Infection Prevention Solutions

Innovation
On A Mission

3Mは3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/hc/medical/>

Please Recycle. Printed in Japan

Copyright © 2015 3M. All Rights Reserved.

HPM-579-B (1215)

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

2015年12月発行

