

RelyX™

Cementation Portfolio

מענה



לכל



צורך




RelyX™ Ultimate Clicker & Automix

Adhesive Resin Cement



חוזק מירבי ואסתטיקה טבעית

RelyX™ Ultimate Adhesive Resin Cement משלב עצמת קישור גבוהה ואסתטיקה מצויינת עם שימוש קל, המבטיחים תוצאות צפויות מראש.



¹ Adhesion to feldspathic glass ceramic (e.g. VITA Mark II)

² Light cured, adhesion to bovine enamel, after artificial aging, IADR CED 2011 #430

³ Light cured, adhesion to bovine dentine, after artificial aging, IADR CED 2011 #430

- עצמת קישור מהגבוהים בתעשייה
- מערכת בעלת שני מרכיבים בלבד המאפשרת קיצור זמן העבודה והפחתת שלבי עבודה
- גמישות רבה יותר - מאפשר עבודה בשיטת Total Etch, Self Etch ו-Selective Enamel Etch באמצעות חומר קישור אחד
- מעניק אסתטיקה מהמעלה הראשונה, עם פלואורוסנציה טבעית

RelyX™ Ultimate Cement



Single Bond
Universal
Adhesive


= 2

Multilink® Automix




= 4

Panavia™ F 2.0



= 6

Variolink® II
with Syntac



= 6

NX3 with
OptiBond®
Solo Plus™
/All-In-One



or



= 3

RelyX™ U-200 Clicker & Automix


Self-Adhesive Resin Cement



פשוט, חזק ונוח

לפשטות, נוחות ואמינות, RelyX™ U200 הוא צמנט הבחירה למגוון רחב של התוויות. הודות לכימיית ההקשיה הכפולה ויכולת הקישור העצמית שלו, RelyX™ U200 מקנה עוצמת קישור גבוהה, עמידות בפני שינויי צבע, יציבות לאורך זמן ועוד. הצמנט מגיע בקליקר המוכר וגם במזרק ערבוב Automix, המאפשר שליטה בכמות החומר ללא צורך בערבוב ידני, גישה נוחה וישירה אל תוך השן ותעלת השורש.


Bond strength in comparison to multistep adhesive resin cements



Shear bond strength (Ic) of RelyX™ U-200 to tooth in comparison to multistep adhesive resin cements and self-adhesive resin cements. Adhesive resin cements were used with their recommended bonding system.

Source:
3M ESPE internal data

Bond strength in comparison to other self-adhesive resin cements



- הצמנט הרזיני בעל יכולת קישור עצמית הנחקר ביותר קלינית בעולם
- חוסך בזמן: אין צורך בתהליכי קישור נפרדים
- חזק
- כמעט ללא רגישות פוסט-אופרטיבית
- עמיד ללחות
- הזרקה קלה לתעלת השורש באמצעות טיפים אנדודונטיים מיוחדים



Results of stress test on self-adhesive resin cements. All samples were self-cured and thermocycled 10,000 times.

Source: 3M ESPE internal data

RelyX™ U200 הינו צמנט הידרופילי וחומצי, אך לאחר הושבת השחזור הופך להידרופובי ונייטרלי. תכונה זו הופכת אותו לעמיד יותר בפני ספיחת נוזלים ובכך מעלה את עמידותו לאורך זמן, בהשוואה למתחרים.

RelyX™ Luting 2


Resin Modified Glass Ionomer Cement

NEW!
Easy Clean Up




זה לא קל, זה קלי-קלות!


RelyX™ Luting 2 מעניק עוצמת קישור גבוהה יותר בהשוואה לצמנטים מסוג גלאס יונומר, עם ביצועים מוכחים קלינית כבר למעלה מ-20 שנה. RelyX™ Luting 2 מתאים לשימוש במגוון רחב של התוויות יומיומיות, ובכללן הדבקת כתרי PFM, כתרי מתכת וכתרים טרומיים אחרים, ושיקומים על גבי שתלים.



- הקשיית קיבוע של 5 שניות להסרה יעילה ומהירה של עודפי צמנט
- עוצמת קישור גבוהה יותר בהשוואה לצמנטים מסוג גלאס יונומר קונבנציונלי
- כמעט ללא רגישות פוסט-אופרטיבית קל ונוח לשימוש
- שחרור פלואוריד לאורך זמן
- מתאים לשימוש ברפואת שיניים לילדים
- עמיד בפני לחות לאחר הקשיה ראשונית



Compared to competitive products, RelyX™ Luting 2 Cement shows high shear bond strength values to enamel/dentine.



RelyX™ Luting 2 Cement offers sustained fluoride release.


מענה לכל צורך

3M Oral Care, המובילה העולמית במוצרים לרפואת שיניים, שמה לעצמה כמטרה לספק לך מענה למגוון התוויות קליניות ולכל סוגי השחזורים שאת/ה מבצע/ת במרפאתך.

מעל ל-50 שנות ניסיון, וותק בינלאומי והשקעה חסרת תקדים במחקר ופיתוח הניבו מכלול מקיף ושלם של פתרונות איכותיים, המוכחים מדעית וקלינית. כל אלו נועדו לסייע לך להגיע לתוצאות הטובות והמקצועיות ביותר לשביעות רצונם המלאה של מטופליך, אך גם מתוך מטרה ליצור עבורך חווית עבודה יעילה, נוחה ופשוטה ככל הניתן.

בין אם את/ה נוהג/ת לבצע שחזורי מתכת או זירקוניה, Glass Ceramic או Veneer, או ב- 3M Oral Care מציעים את הפתרון הנוח והיעיל ביותר לכל צורך.

מדריך קליני לבחירת צמנט להדבקת שחזורים בלתי ישירים



Ordering Information



RelyX™ Ultimate Clicker™
Trial Kit – A1 (56924)



RelyX™ Ultimate Automix (56887)



RelyX™ Ultimate Clicker™
Refill – Translucent (56920)



Single Bond Universal
Adhesive Refill (41266)



RelyX™ U200 Automix –
Shade A2 Universal (56895)



RelyX™ U200 Refill –
Shade A2 Universal (56878)



RelyX™ Luting 2 Trial Kit (56931)

Item No.	Product Information
RelayX™ Ultimate Trial Kit A1	
56924	RelyX™ Ultimate Clicker™ Trial Kit (A1): 1 bottle Single Bond Universal Adhesive 1.5 ml, 1 etchant syringe 3 ml, 25 dispensing tips for etchant syringe, 50 microbrushes, 1 RelyX™ Ultimate Clicker™ (A1) 4.5 g, 1 mixing pad
RelayX™ Ultimate Automix	
56890	Shade Translucent: 1 RelyX™ Ultimate Automix 8.5g
56889	Shade B0.5 Bleach: 1 RelyX™ Ultimate Automix 8.5g
56887	Shade A1: 1 RelyX™ Ultimate Automix 8.5g
56888	Shade A3 Opaque: 1 RelyX™ Ultimate Automix 8.5g
RelayX™ Ultimate Clicker	
56920	Shade Translucent: 1 RelyX™ Ultimate Clicker™ 4.5g
56923	Shade B0.5 Bleach: 1 RelyX™ Ultimate Clicker™ 4.5g
56921	Shade A1: 1 RelyX™ Ultimate Clicker™ 4.5g
56922	Shade A3 Opaque: 1 RelyX™ Ultimate Clicker™ 4.5g
RelayX™ Try-in Paste Refills	
7614TRT	Shade Translucent: 1 try-in paste refill 2g
7614B0.5T	Shade B0.5 Bleach: 1 try-in paste refill 2g
7614A1T	Shade A1: 1 try-in paste refill 2g
7614A3T	Shade A3 Opaque: 1 try-in paste refill 2g
Single Bond Universal Adhesive	
41266	Single Bond Universal Adhesive Refill: 5 ml adhesive vial
41263	Scotchbond™ Universal Etchant Etching Gel: 2 syringes 3 ml
RelayX™ U-200 Automix	
56895	Shade A2 Universal: 1 automix 8.5 g. , 30 mixing tips (regular), 20 mixing tips (wide), 15 endo tips, 5 intra-oral tips
56896	Shade A3 Opaque: automix 8.5 g. , 30 mixing tips (regular), 20 mixing tips (wide), 15 endo tips, 5 intra-oral tips
56897	Shade Translucent: automix 8.5 g. , 30 mixing tips (regular), 20 mixing tips (wide), 15 endo tips, 5 intra-oral tips
RelayX™ U-200 Clicker	
56877	Shade Translucent: 1 clicker™ dispenser 11 g, 1 mixing pad
56878	Shade A2 Universal: 1 clicker™ dispenser 11 g, 1 mixing pad
56879	Shade A3 Opaque: 1 clicker™ dispenser 11 g, 1 mixing pad
RelayX™ Luting 2	
3525A	2 Clicker™ Dispenser 11g each, 1 mixing pad

3M ישראל

מדינת היהודים 91, ת.ד. 2042

א.ת. הרצליה פיתוח 46120

טלפון: 09-9615000

פקס: 09-9615050

3m.oralcare.israel@gmail.com

www.3m.com/il