

3M™ Fraser Broth Supplement (BP0220010) Ficha Técnica



■ Descripción

Citrato de amonio férrico 5% utilizado en conjunto con 3M Fraser Broth.
Presentación en vial 10 ml

■ Usos

Si se requiere la incorporación del 3M Suplemento para Caldo Fraser, enfríe la base de caldo a temperatura ambiente y agregue asépticamente 10 ml del 3M Suplemento para Caldo Fraser. Mezcle bien. Una vez suplementado el medio debe ser utilizado de inmediato.

■ Almacenamiento

2 a 30 °C. Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado.