

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}

Boîtiers autoligaturants Clarity^{MC} Ultra 3M^{MC}

**Travaillez en confiance.
Affichez un sourire
magnifique.**



Bâtir une réussite pour vos patients et votre cabinet.

Comme vous le savez, le domaine et les traitements orthodontiques évoluent. Les patients ont plus de choix que jamais et ils jouent un rôle important dans la prise de décisions concernant les produits qu'ils achètent. En même temps, la technologie émergente encourage l'innovation et génère du rendement dans la pratique orthodontique.

Au milieu de ces changements, votre objectif reste le même : créer de beaux sourires assurés qui resteront accrochés aux visages de vos patients toute leur vie.

Mettez en valeur vos compétences. Obtenez des résultats précis.

Les Boîtiers autoligaturants Clarity^{MC} Ultra 3M^{MC} Ultra offrent un contrôle de la rotation, une meilleure polyvalence et le concentrateur de contrainte unique de 3M conçu pour une dépose prévisible et uniforme.

Le boîtier autoligaturant passif s'active à la demande avec l'ajout de ligatures en métal ou en élastomère.

La zone ovale propriétaire sous la fixation à ailette de 3M permet une double ligature pour une polyvalence du traitement.

Une grande porte en céramique assiste le contrôle de la rotation avec un large espace mésio-distal.

Céramique translucide antitache pour une belle esthétique. Aucune pièce métallique visible.

Céramique moulée par injection offrant des surfaces lisses et arrondies, et des coins conçus pour le confort du patient.

Fabriqué en silice propriétaire micro-cristalline à grain fin, conçue pour la durabilité.

Des portes qui résistent plus de **2X** aux cycles d'utilisation d'un traitement habituel.

Portes autoligaturantes fiables qui résistent plus de 2 fois aux cycles d'ouverture et de fermeture d'un traitement habituel.

Traitement normal de 2 ans

2x

Fiabilité de la porte des Boîtiers autoligaturants Clarity^{MC} Ultra 3M^{MC}

* Lors des essais en laboratoire, les portes des Boîtiers autoligaturants Clarity^{MC} Ultra 3M^{MC} ont survécu à un minimum de 2 fois les cycles d'ouverture et de fermeture d'un traitement habituel, ce qui les rend fiables.

Améliorez votre efficacité et vos résultats.

Vos patients et vous voulez la même chose : des options de traitement efficaces avec des résultats positifs. Pour ce faire, vous avez besoin de contrôle et de prévisibilité du début à la fin. Les Boîtiers autoligaturants Clarity^{MC} Ultra 3M^{MC} vous offrent cela, ce qui permet la planification réussie de traitements afin de générer des résultats précis.



Changement de fils plus facile sans ligatures ni fixation



Large porte en céramique qui assiste le contrôle de la rotation avec un large espace mésio-distal



Passif ou actif sur demande




Contrôle de la rotation sans ajout d'accessoires



Processus de collage simple et efficace.

Optimisé par la technologie, Système adhésif APC^{MC} Flash-Free 3M^{MC} est le système de collage le plus efficace en orthodontie. Notre conception innovante crée un substrat de collage adhésif unique sur la base du boîtier qui vous fait gagner du temps et garantit la satisfaction des patients.



Disponible avec prérevêtement d'Adhésif APC^{MC} Flash-Free 3M^{MC} pour une meilleure fiabilité de collage.



Un gain de temps et d'argent

- ✓ Collage plus rapide et efficace que les boîtiers sans prérevêtement
- ✓ Élimine l'étape de retrait de colle du processus fixation
- ✓ Nettoyage simple et facile à la dépose



Meilleure efficacité de collage

- ✓ Le temps de collage est réduit jusqu'à 40 % par boîtier
- ✓ L'absence de retrait de colle réduit le risque de déplacement accidentel du boîtier après le positionnement, ce qui élimine le besoin de repositionner
- ✓ Protège l'émail des dents sous l'adhésif

Résultat de travaux innovants sur lesquels vous pouvez compter.

Lorsque vous choisissez le Système de boîtiers autoligaturants Clarity^{MC} Ultra 3M^{MC}, vous choisissez une technologie de pointe, la prévisibilité et le service client 3M sur lequel vous pouvez compter. Plus important encore, vous avez le contrôle sur une solution esthétiquement agréable qui donne des résultats tout au long du processus de traitement et contribue à favoriser la croissance de votre cabinet.



Optimiser l'efficacité

- ✓ Points d'identification avec code couleur pour une sélection de boîtier simple
- ✓ Marques de référence verticales et horizontales pour faciliter le positionnement du boîtier sur la dent
- ✓ Boîtiers livrés avec la porte ouverte, supprimant donc cette étape avant de placer l'arc
- ✓ Un concentrateur de contrainte unique conçu pour une dépose serrée prévisible



Fiabilité des performances

- ✓ Mécanisme de porte conçu pour résister à une ouverture et une fermeture non programmées
- ✓ Conçu pour produire un « clic » audible lorsque la porte est ouverte ou fermée
- ✓ Les portes résistent plus de 2 fois aux cycles d'ouverture et de fermeture d'un traitement habituel



Tubes buccaux ajustables de
qualité supérieure Victory
Series^{CMC} 3M^{MC}



Boîtiers autoligaturants
Clarity^{MC} Ultra 3M^{MC}



Correcteurs de classe II
Forsus^{MC} 3M^{MC}

Une méthode. Une efficacité de travail optimisée.

Créés selon la Science de 3M, les Boîtiers autoligaturants Clarity^{MC} Ultra 3M^{MC} et autres produits de 3M, y compris l'Adhésif APC^{MC} Flash-Free 3M^{MC}, les Correcteurs de classe II Forsus^{MC} 3M^{MC} et le Système d'appareil polyvalent 3M^{MC} MBT^{MC}, sont conçus pour fonctionner ensemble afin d'offrir aux orthodontistes un contrôle efficace et personnalisé pour obtenir des résultats à l'aide d'une seule méthode de traitement.



La solution claire qui donne le sourire.

Conçus pour se fondre avec la couleur naturelle des dents, les Boîtiers autoligaturants Clarity^{MC} Ultra 3M^{MC} sont une solution esthétique. Le boîtier est translucide et antitache et n'a aucune pièce métallique visible, ce qui lui donne une belle apparence.

L'absence de ligatures en élastomère, qui peuvent se tacher pendant le traitement, améliore également l'apparence. Les surfaces en céramique et les bords lisses et arrondis sont conçus pour offrir un meilleur confort pendant la durée du traitement, que vos patients et vous apprécierez.



**Un compagnon idéal pour
de beaux sourires en
bonne santé.**

Associés aux Boîtiers autoligaturants Clarity^{MC} Ultra 3M^{MC}, les Arcs esthétiques Unitek^{MC} 3M^{MC} sont un accessoire idéal pour aider vos patients à garder le sourire en toute confiance pendant le traitement.

Boîtiers autoligaturants Clarity^{MC} Ultra 3M^{MC}

Prescription du Système d'appareil MBT^{MC} 3M^{MC}



Maxillaire			Intérieur/extérieur		Numéro de pièce - 0,022 po	
Dent	Torsion	Angulation	po	mm	L	R
Central	+17 °	4 °	0,026	0,66	003-301	003-302
Latéral	+10 °	8 °	0,035	0,89	003-303	003-304
Canine hk	0 °	8 °	0,021	0,53	003-307	003-308
Prémolaire hk	-7 °	0 °	0,029	0,74	003-310	003-311

Mandibulaire			Intérieur/extérieur		Numéro de pièce - 0,022 po	
Dent	Torsion	Angulation	po	mm	L	R
Antérieure	-6 °	0 °	0,045	1,14	003-350	
Canine hk	0 °	3 °	0,020	0,51	003-353	003-354
1 ^{ère} prémolaire hk	-12 °	2 °	0,030	0,76	003-357	003-358
2 ^e prémolaire hk	-17 °	2 °	0,034	0,86	003-361	003-362

Ajouter un préfixe « 4 » pour le Système d'adhésif APC^{MC} Flash-Free 3M^{MC}. Exemple : 4003-301

Trousses pour patients

	Numéro de pièce - 0,022 po
U/L Lt/Rt 5x5 Hk	003-111
U Lt/Rt 5x5 Hk	003-116

Ajouter un préfixe « 4 » pour le Système d'adhésif APC^{MC} Flash-Free 3M^{MC}.

Instruments pour le système Ultra SL

	Numéro de pièce
Instrument de décollement Unitek ^{MC} 3M ^{MC}	804-175
Instrument d'ouverture et de fermeture Unitek ^{MC} 3M ^{MC}	804-155



REF 804-155



REF 804-175

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}

Travailler en toute clarté.

Notre vaste gamme d'options de traitement naturellement esthétiques est conçue selon la Science de 3M et est enrichie par des esprits créatifs. L'innovation nourrit notre technologie de pointe et offre le choix et le contrôle que vous recherchez.

Nous nous engageons à collaborer avec les orthodontistes afin d'offrir des solutions de traitement personnalisées, flexibles et esthétiques qui démontrent votre expertise et assurent des résultats précis. Ensemble, nous pouvons changer le monde en créant de beaux sourires en bonne santé.



Boîtiers autoligaturants Clarity^{MC} Ultra 3M^{MC}

Rendez-vous sur 3M.com/Orthodontiques
ou demandez plus d'informations à votre
représentant de Soin oral 3M.



Soin oral 3M
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 364-3577
3M.ca/Orthodontiques

3M Unitek Orthodontic Products
2724 Peck Rd
Monrovia, CA 91016
USA
1-800-423-4588

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Clarity, APC, Forsus, MBT, Victory Series et Unitek sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2018, 3M. Tous droits réservés.
1807-12514 F BA-18-27129