

3M Science.
Applied to Life.™



Zementierungslösungen von 3M

Für jede Indikation – der ideale Zement

3M™ ESPE™ RelyX™ Ultimate

Adhäsives Befestigungscomposite

- Ultimative Haftkraft
- Schnellere, einfachere Anwendung mit nur zwei Komponenten und weniger Arbeitsschritten
- In Kombination mit Scotchbond™ Universal Adhäsiv in der Technik Ihrer Wahl einsetzbar: Total Etch, selbstätzend oder selektive Schmelzätzung
- Herausragende Ästhetik bei natürlicher Fluoreszenz

„Dank der geringen Anzahl an Komponenten lässt sich das Adhäsiv einfacher, schneller und sicherer anwenden.“

Dr. M. Buff, Deutschland



Der CAD/CAM- und Glaskeramik-Zement



Nur zwei
Komponenten:

RelyX™ Ultimate



Scotchbond™
Universal
Adhäsiv

Multilink® Automix



Panavia™ F 2.0



NX3 mit OptiBond®
Solo Plus™/All-In-One



3M™ ESPE™ RelyX™ Unicem

Selbstadhäsiver Composite-
Befestigungszement

- Weltweit der klinisch am besten erprobte selbstadhäsive Composite-Zement
- Einfache und zeitsparende Ein-Schritt-Lösung
- Praktisch keine postoperativen Sensitivitäten
- Langlebig und feuchtigkeitstolerant
- Endo-Tips für eine leichtere und zuverlässigere Stiftzementierung

„Super! Der beste Zement aller Zeiten.“

Dr. A. Ungermann, Deutschland



Der Universalzement

3M™ ESPE™ RelyX™ Fiber Post 3D

Glasfaserverstärkter Wurzelstift

Der RelyX™ Fiber Post 3D baut auf acht Jahren klinischer Erfahrung mit dem bewährten RelyX™ Fiber Post auf. Jetzt haben wir ihn weiter verbessert, um Ihnen mehr Sicherheit zu geben:

- Höhere mechanische Retention zum Stumpfaufbau-Material dank koronaler 3D-Makro-Retentionen
- Starke Haftung im Wurzelkanal dank seiner mikroporösen Oberfläche ohne Silanisierungsschritt*
- Bessere Kontrolle über die Stiftposition dank exzellenter Röntgenopazität
- Geringes Risiko von Wurzelfrakturen dank dentinähnlicher Elastizität
- Ästhetischere Option gegenüber einem Metallstift

* bei der Verwendung von RelyX Unicem Selbstadhäsiver Composite-Befestigungszement.

3M™ ESPE™ Ketac™ Cem Plus

Kunststoffmodifizierter
Glasionomer-Befestigungszement

- Einfache und sekundenschnelle Überschussentfernung dank Kurzzeit-Lichtpolymerisation
- Lang anhaltende Fluoridabgabe
- Praktisch keine postoperativen Sensitivitäten
- In der praktischen Automix-Spritze

„Das beste Produkt, das ich je für
Edelstahlkronen verwendet habe.“


Dr. G. Psaltis, Seattle, USA

Zemente für Metall, verblendete Metallkeramik und Kinderzahnheilkunde

3M™ ESPE™ Ketac™ Cem

Glasionomer-Befestigungszement

- Weder Vorbehandlung noch Primer erforderlich
- Hohe Biokompatibilität
- Hohe Fluoridabgabe
- Gute Randversiegelung



3M™ ESPE™ RelyX™ Veneer

Befestigungscomposite
für Veneers

- Lichthärtende Rezeptur
- Extrem farbstabil
- Optimale Farbübereinstimmung mit wasserlöslichen Try-In Pasten
- Optimale Viskosität des Zements für ein einfaches Einsetzen und definitives Positionieren des Veneers

„In meiner Praxis geht es permanent um Ästhetik, und RelyX™ Veneer hat immer optimale Ergebnisse gebracht“

Jeff T. Blank, DMD, Pennsylvania, USA

Der Veneer- zement

Der temporäre Zement

3M™ ESPE™ RelyX™ Temp NE/E

Temporärer Zinkoxidzement

- Zuverlässige temporäre Haftung
- Schnelle und einfache Überschuss-entfernung
- Einfaches Entfernen des Provisoriums
- Erhältlich als eugenolhaltige (RelyX™ Temp E) oder eugenolfreie (RelyX™ Temp NE) Rezeptur



Für jede Indikation – der ideale Zement

	RelyX™ Ultimate Adhäsives Befestigungscomposite	RelyX™ Unicem Selbstadhäsiver Com- posite-Befestigungs- zement	Ketac™ Cem Plus Kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungs- zement	RelyX™ Veneer Befestigungscomposite für Veneers
Metall/metallbasiert				
Inlays / Onlays	+	++	+	-
Kronen / Brücken	+	++	++	-
Wurzelstifte	+	++	++	-
Marylandbrücken	++	+	-	-
auf Implantant-Abutments	+	++	++	-
Glaskeramik (inkl. Lithiumdisilikat), z. B. eMax CAD, Empress, Mark II				
Inlays / Onlays / Table tops	++	+	-	-
Kronen / Brücken	++	++	-	-
Marylandbrücken	++	+	-	-
Veneers	+	-	-	++
Oxidkeramik (z. B. Lava™ Plus Zirkoniumoxid)				
Kronen / Brücken	+	++	+	-
Inlays / Onlays	++	++	+	-
Wurzelstifte	+	++	+	-
Marylandbrücken	++	+	-	-
auf Implantant-Abutments	+	++	++	-
Resin-Nanokeramik (z. B. Lava™ Ultimate CAD/CAM)				
Inlays / Onlays	++	-	-	-
Veneers	+	-	-	++
Composite-Restaurationen				
Inlays / Onlays	++	+	-	-
Kronen	++	++	-	-
Wurzelstifte (z. B. RelyX™ Fiber Post)	+	++	-	-
Veneers	+	-	-	++

++ Sehr empfehlenswert* **+** Empfehlenswert **-** Nicht empfohlen/nicht indiziert

* Entweder bessere Ergebnisse bei dieser Indikation oder einfachere Handhabung bei gleich guten Ergebnissen.