

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# 3M Product Catalog 2022

Oral Care Solutions Division



# テクノロジープラットフォームと3M

3Mは、全世界の70カ国以上の国と地域で系列会社を持ち、

自動車関連、電子機器関連、建築関連といった産業分野から生活関連分野、

ヘルスケア分野まで、幅広い分野にイノベーションを提供しています。

その秘密は、「テクノロジープラットフォーム」。

3Mは、精密コーティング技術のように、多様な製品を生み出す可能性を持った

汎用性の高い技術基盤をテクノロジープラットフォームと呼んでいます。

現在では46のテクノロジープラットフォームがリストアップされており、

これらを組み合わせることによって、他に類を見ないユニークな製品を生み出しています。

3M (歯科用製品事業部) は、米国とドイツに研究開発拠点があり、

全世界の60以上の国や地域から3Mの製品を供給しています。

グローバル規模での高品質な製品とサービスの提供により、

歯科医療の発展に貢献することが、私どもの願いです。

今後とも3Mの製品をご愛用くださいますようお願い申し上げます。





4

接着材

9

充填材

17

研磨材

20

接着・合着セメント

29

光重合器

30

印象材

48

テンポラリー

49

クラウン

52

技工用製品

57

予防

64

感染予防製品

66

麻酔

67

索引

# スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズブ

歯科用象牙質接着材／歯科セラミックス用接着材料／歯科金属用接着材料／  
歯科用知覚過敏抑制材料／歯科用シーリング・コーティング材

## シンプルな術式を可能にする 1ステップユニバーサルボンディング

- 3M独自の「VMSテクノロジー」によって、エナメル質、象牙質、金属、ジルコニア、アルミナ、ガラスセラミックス、コンポジットレジン各被着体へ前処理なしで接着します。症例や被着体に合わせて使用する材料を揃える必要がなく、在庫管理が容易です。
- 各症例がワンステップ処理で簡単に行えるため、テクニカルエラーの発生リスクを大幅に軽減できます。
- 粘度の最適化による優れたぬれ性と歯質浸透性によって、窩壁部や複雑な窩洞にも塗り広げやすく、塗りムラや液だまりなどの発生リスクを抑えます。
- 象牙質と同等のX線造影性を有しており、二次う蝕の診断や経過観察を助けます。

### ■ 適応症例

- コンポジットレジン充填の接着
- 知覚過敏抑制材（保険適用）
- 窩洞・支台歯のシーリング（保険適用）
- 各種（CR、ポーセレン、ガラスセラミックス等）リペア時の前処理
- リライエックス™ ユニバーサルレジンセメントの前処理
- リライエックス™ ファイバーポストの前処理
- クリンプロ™ シーラントの前処理



製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格	
41293J	スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーズブ	ボルトタイプイントロキット	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ボトル 5mL×1本</li> <li>● ディスポーザブル混和皿×48枚</li> <li>● アプリケーターブラシXSサイズ×50本 (41904)</li> </ul>	15,800円	
41294J		ボルトタイプ 補充品	5mL×1本	12,600円	
41294W		ボルトタイプ ダブルパック	5mL×2本	22,700円	
41297J		ユニドースタイプ		50本(計5.5mL)	6,800円
41298J				100本(計11mL)	12,600円
41309	ブラシチップ	ディスポーザブル アプリケーターブラシ XSサイズ(グレー)	50本	2,300円	
3401W	ディスポーザブル 混和皿		96枚	4,100円	

販売名：スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーズブ／販売名：ディスポーザブル アプリケーターブラシ XSサイズ／販売名：リライエックス ユニバーサルレジンセメント  
販売名：リライエックス ファイバーポスト／販売名：クリンプロ シーラント

# シングル ボンド プラス

歯科用象牙質接着材

## トータルエッチング 2ステップの接着材です。

プライマーとアドヒーシブが一体化しているボンディング材で湿潤した象牙質に浸透し、エナメル質への強固な接着が証明されているリン酸エッチングを併用する接着材です。



スコッチボンド™ エッチャント  
ボトルタイプ



スコッチボンド™ ユニバーサル  
エッチャント シリンジ



<原寸大>

エッチャント ディスベンシング チップ

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
51102 DEN	シングル ボンド プラス	ボトルタイプ	6g×1本	22,400円
7423	スコッチボンド エッチャント	ボトルタイプ (35%リン酸水溶液)	9mL×1本	4,500円
41263	スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ	シリンジタイプ (32%ゲル状リン酸水溶液)	● 3mL×2本 ● エッチャント ディスベンシング チップ 25個×2袋 (41274)	9,500円
41274	エッチャント ディスベンシング チップ		25個	1,050円

販売名：シングル ボンド プラス／販売名：スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ／販売名：スコッチボンド エッチャント

# スコッチボンド™ マルチパーパス プラス

歯科用象牙質接着材

## 3ステップのスタンダードタイプ 接着材です。

エッチャント、プライマー、アドヒーズブという接着の基本に沿った3ステップの接着材です。エナメル質には強固な接着に実績のあるリン酸エッチング、湿潤象牙質へはプライマーの採用によって接着力がさらに強化されました（当社従来品比較）。ドライな歯面はもちろん、生活歯のウェットな歯面に対しても強い接着力が得られ、信頼性の高い治療が可能になりました。



スコッチボンド™ エッチャント  
ボトルタイプ



スコッチボンド™ ユニバーサル  
エッチャント シリンジ



<原寸大>

エッチャント ディスペンシング チップ

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
7542	スコッチボンド マルチパーパス プラス	プライマー 補充品	8mL×1本	12,600円
7543		アドヒーズブ 補充品	8mL×1本	12,600円
7423	スコッチボンド エッチャント	ボトルタイプ (35%リン酸水溶液)	9mL×1本	4,500円
41263	スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ	シリンジタイプ (32%ゲル状リン酸水溶液)	●3mL×2本 ●エッチャント ディスペンシング チップ 25個×2袋 (41274)	9,500円
41274	エッチャント ディスペンシング チップ		25個	1,050円

販売名：スコッチボンド マルチパーパス プラス／販売名：スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ／販売名：スコッチボンド エッチャント

# スコッチボンド™ エッチャント

塗布部分が一目でわかる、  
青色のエッチング材です。



スコッチボンド™ ユニバーサル  
エッチャント シリンジ



<原寸大>

エッチャント ディスペンシング チップ

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
7423	スコッチボンド エッチャント	ボトルタイプ (35%リン酸水溶液)	9mL×1本	4,500円
41263	スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ	シリンジタイプ (32%ゲル状リン酸水溶液)	● 3mL×2本 ● エッチャント ディスペンシング チップ 25個×2袋 (41274)	9,500円
41274	エッチャント ディスペンシング チップ		25個	1,050円

販売名：スコッチボンド エッチャント / 販売名：スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ

# 接着材関連製品 アクセサリー



ディスポーザブル アプリケーターブラシ  
XSサイズ(グレー)



アプリケーター ハンドル



<原寸大>

ディスポーザブル ブラシ



<原寸大>

ディスポーザブル 混和皿

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
41309	ブラシチップ	ディスポーザブル アプリケーターブラシ XSサイズ(グレー)	50本	2,300円
1919		<ul style="list-style-type: none"> <li>• アプリケーター ハンドル</li> <li>• ディスポーザブル ブラシ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3本</li> <li>• 120本</li> </ul>	5,200円
1919BJ		ディスポーザブル ブラシ	120本	3,500円
3401W	ディスポーザブル 混和皿		96枚	4,100円

販売名：ディスポーザブル アプリケーターブラシXSサイズ/販売名：ブラシチップ

# フィルテック™ フィル アンド コア フロー コンポジットレジン プラス

## 直接修復の“ベース・ライナー”と 間接修復の“レジン築造”に。

3M独自のチキソトロピー性を有したバルクフィル フロー コンポジットレジンです。

低い重合収縮応力と硬化深度4mmによって、直接修復のベース・ライナーや関節修復のレジン築造など幅広い用途でご使用いただけます。

- 低い重合収縮応力 (弊社従来品と比べ50%減少)。
- 硬化深度4mm (1回の光重合)。
- ① U (ユニバーサル) : 10秒光照射
- ② A1,A2シェード : 20秒光照射
- ※ エリパー™ ディープキュア LED 光重合器使用時
- 3点曲げ強度 144.9MPa。  
(岡山大学生体材料分野 入江正彦先生 ご評価)




GOOD DESIGN  
AWARD 2020



注入チップ


※従来品との互換性はありません



ユニバーサル

A1

A2



フィルテック™ フィル アンド コア  
フロー コンポジットレジン プラス

フィルテック™ シュープリム  
ウルトラフロー コンポジットレジン プラス

ユニバーサル

A1

A2

A2

※このシェードは厚さ1mmの実物写真です。実際の色調はコンポジットレジンの厚みと背景色により変化して見えます。

※実際の色調を参考にされる場合は、該当するコンポジットレジンに光重合し、ご確認ください。

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
P4872U	フィルテック フィル アンド コア フロー コンポジットレジン プラス	U (ユニバーサル)	2g×1本 / チップ20個	各2,600円
P4872A1		A1		
P4872A2		A2		
P4872UT	フィルテック フィル アンド コア フロー コンポジットレジン プラス トリプルバリューパック (同色3本/パック)	U (ユニバーサル)	2g×3本 / チップ20個	各6,300円
P4872A1T		A1		
P4872A2T		A2		
P4862TJ	フィルテック フィル アンド コア フロー コンポジットレジン プラス 注入チップ		注入チップ 20個×2袋 (計40個)	1,600円

販売名：フィルテック フィル アンド コア フロー コンポジットレジン / 販売名：フィルテック シュープリム ウルトラ フロー コンポジットレジン

販売名：エリパー ディープキュア LED 光重合器

# フィルテック™ シュープリム ウльтра フロー コンポジットレジン プラス

光重合型低粘度ナノフィラー コンポジットレジン

## 「サッと流れ、キレがよく、ピタッと留まる」 優れた操作性

3M独自のチキソトロピー性によって、I級、IV級、V級窩洞、くさび状欠損やポーセレン等の破折修復など幅広い症例に対応可能なフローコンポジットレジンです。

ジルコニアナノフィラーとシリカナノフィラーのクラスター化によって、充填後、表面の凹凸が微細なため研磨による艶出しが容易です。また術後も表面性状が維持され摩耗による凹凸ができにくく、ステインやプラークの付着を抑制します。

- 天然歯に近い蛍光性を持たせ、より自然な色合いでの修復が可能。
- 天然歯と明瞭に識別できるX線造影性。

全12シェード、X線造影性／蛍光性あり



フロー注入チップ

標準シェード (ボディシェード)									ホワイトニングシェード		オパールシェード (デンティンシェード)
A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	C2	D2	W	XW	OA3

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
P6032A1	フィルテック シュープリム ウльтра フロー コンポジットレジン プラス	A1	2g×1本／チップ×20個	各3,400円
P6032A2		A2		
P6032A3		A3		
P6032A3.5		A3.5		
P6032A4		A4		
P6032B1		B1		
P6032B2		B2		
P6032C2		C2		
P6032D2		D2		
P6032W		W		
P6032XW		XW		
P6032OA3		OA3 (オパールシェード)		
P6032A1T	フィルテック シュープリム ウльтра フロー コンポジットレジン プラス トリプルバリューパック (同色3本パック)	A1	2g×3本／チップ×20個	各7,800円
P6032A2T		A2		
P6032A3T		A3		
P6032A3.5T		A3.5		
P6032A4T	A4			
P3700TJ	フロー 注入チップ		20個×2袋 (計40個)	1,600円

販売名：フィルテック シュープリム ウльтра フロー コンポジットレジン／販売名：フロー 注入チップ

# フィルテック™ シュープリーム ウルトラ コンポジットレジン

光重合型ナノフィラー コンポジットレジン

ペーストには適度なコシがあり、  
充填器離れがよく、前歯部IV級修復や  
臼歯部咬合面の形態付与も簡単な  
ナノフィラーコンポジットレジンです。


1ミクロンの1/1000というナノフィラーを結合構造にする3M独自のナノクラスタ技術。シリカフィラーだけでなくジルコニアフィラーを採用することで、操作性、強度、耐摩耗性、審美性など審美修復に求められる諸性能を持ったコンポジットレジンです。

- 研磨による艶出しが容易。また滑沢面も持続し、ステインやプラークの付着を抑制。
- 臼歯部咬合面に使用できる強度と、エナメル質に近い耐摩耗性。
- 天然歯に近い蛍光性を持たせ、自然な色合いでの修復が可能。
- Aシェードを中心に、積層充填可能な3種の透明度を用意。  
当社フロアブルコンポジットレジンの各シェードとも適合しています。

全10シェード、X線造影性／蛍光性あり



デンティンシェード      ボディシェード      エナメルシェード



製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
5916A1B	フィルテック シュープリーム ウルトラ コンポジットレジン	A1B ボディシェード	4g×1本	各3,200円
5916A2B		A2B ボディシェード		
5916A3B		A3B ボディシェード		
5916A3.5B		A3.5B ボディシェード		
5916A4B		A4B ボディシェード		
5916B2B		B2B ボディシェード		
5916A2D		A2D デンティンシェード		
5916A3D		A3D デンティンシェード		
5916A4D		A4D デンティンシェード		
5916A2E		A2E エナメルシェード		

販売名：フィルテック シュープリーム ウルトラ コンポジットレジン

# フィルテック™ シュープリーム XTE コンポジットレジン

光重合型ナノフィラー コンポジットレジン(保険適用外)

## よりハイレベルな治療に応える、 自費診療のための ナノフィラーコンポジットレジンです。

マルチレイヤーテクニック(積層充填)に適したコンポジットレジンです。ビタパン® クラシカルシェードガイドに準拠したシェードに加え、デンティンシェード(低透明度)、ボディ(中程度の透明度)、エナメル(高透明度)、トランスルーセント(超高透明度)という透明度のバリエーションを持っており、優れた蛍光性も有しているため、天然歯に近い修復が可能です。また、3M独自のジルコニアナノフィラーとナノクラスター技術を採用しているため、積層充填に欠かせない付形性の良さ、充填器にベタつかない操作性を実現し、審美修復に必須の滑沢性や、強度、耐摩耗性などの物性も備えており、審美的要求の高い患者さんの期待に応えることができます。

全36シェード、X線造影性/蛍光性あり



レストラティブディスペンサー



<原寸大>

カプセル

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
5915TK	フィルテック シュープリーム XTE コンポジットレジン スターターパック	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルテックシュープリーム XTE コンポジットレジン×16個 シェード:A1D,A2D,A3D,WD, A1B,A2B,A3B,A3.5B,A4B,WB A1E,A2E,A3E,WE,GT,AT (S915A1D,S915A2D,S915A3D, S915WD,S915A1B,S915A2B, S915A3B,S915A3.5B,S915A4B, S915WB,S915A1E,S915A2E, S915A3E,S915WE,S915GT,S915AT)</li> <li>●レストラティブ ディスペンサー×1個 (S850RD)</li> <li>●専用収納ケース×1個</li> <li>●シェードセレクションガイド×1枚</li> </ul>	93,000円

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
5915A1B	フィルテック シュープリーム XTE コンポジットレジン	A1B ボディシェード	0.2g×20カプセル	各8,000円
5915A2B		A2B ボディシェード		
5915A3B		A3B ボディシェード		
5915A3.5B		A3.5B ボディシェード		
5915A4B		A4B ボディシェード		
5915A6B		A6B ボディシェード		
5915B1B		B1B ボディシェード		
5915B2B		B2B ボディシェード		
5915B3B		B3B ボディシェード		
5915B5B		B5B ボディシェード		
5915C1B		C1B ボディシェード		
5915C2B		C2B ボディシェード		
5915C3B		C3B ボディシェード		
5915D2B		D2B ボディシェード		
5915D3B		D3B ボディシェード		
5915WB		WB ボディシェード		
5915XWB	XWB ボディシェード			
5915A1D	A1D デンティンシェード	0.2g×10カプセル	各4,600円	
5915A2D	A2D デンティンシェード			
5915A3D	A3D デンティンシェード			
5915A4D	A4D デンティンシェード			
5915B3D	B3D デンティンシェード			
5915C4D	C4D デンティンシェード			
5915WD	WD デンティンシェード			
5915A1E	A1E エナメルシェード			
5915A2E	A2E エナメルシェード			
5915A3E	A3E エナメルシェード			
5915B1E	B1E エナメルシェード			
5915B2E	B2E エナメルシェード			
5915D2E	D2E エナメルシェード			
5915WE	WE エナメルシェード			
5915XWE	XWE エナメルシェード			
5915CT	CT(クリア) トランスルーセントシェード			
5915BT	BT(ブルー) トランスルーセントシェード			
5915GT	GT(グレー) トランスルーセントシェード			
5915AT	AT(アンバー) トランスルーセントシェード			
5850RD	レストラティブ ディスペンサー	1個	7,900円	

販売名: フィルテック シュープリーム XTE コンポジットレジン  
販売名: レストラティブ ディスペンサー

# フィルテック™ Z250 コンポジットレジン

光重合型低重合収縮コンポジットレジン

## 前・臼歯共用コンポジットレジンです。

ジルコニアフィラー採用により、臼歯部咬合面にも使用できる優れた機械的強度を実現。重合収縮率も低くなりました(当社従来品比較)。

全12シェード、X線造影性あり



製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
6020A1	フィルテック Z250 コンポジットレジン	A1	4g×1本	各5,200円
6020A2		A2		
6020A3		A3		
6020A3.5		A3.5		
6020A4		A4		
6020B1		B1		
6020B2		B2		
6020B3		B3		
6020C2		C2		
6020D3		D3		
6020I		I 切端色インサイザル		
6020UD		UD ユニバーサルデンティン		

販売名：フィルテック Z250 コンポジットレジン

# フィルテック™ P60 コンポジットレジン

光重合型低重合収縮臼歯用コンポジットレジン

## 臼歯部修復に適した操作性と 耐磨耗性に優れたコンポジットレジンです。

通常のコンポジットレジンよりも硬めのペーストで、充填器へのベタつきも少なく、咬合面の複雑な形態を容易に付与できます。

全3シェード、X線造影性あり



製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
4720A3	フィルテック P60 コンポジットレジン	A3	4g×1本	各5,200円
4720B2		B2		
4720C2		C2		

販売名：フィルテック P60 コンポジットレジン

# ビトレマー™ R トライキュア型ガラスアイオノマーセメント

充填・支台築造用ガラスアイオノマーセメント

光硬化反応、ガラスアイオノマー反応、ダークキュア反応の3種類の硬化方式を採用した充填用レジン強化型ガラスアイオノマーセメントです。光が十分に届かない部分でも硬化反応するので、充填のみならず支台築造などの症例にもご使用いただけます。



レストラティブディスペンサー



<原寸大>

充填用チップ

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
3303A3	ビトレマーR	粉末 A3	9g×1本	各4,800円
3303A3.5		粉末 A3.5		
3303A4		粉末 A4		
3303PEDO		粉末 乳歯用ビド		
3303BLUE		粉末 支台築造用ブルー		
3303L		液	8mL×1本	8,200円
3303P		プライマー	6.5mL×1本	各7,000円
3303FG		フィニッシング・グロス		
3303DT	充填用チップ		<ul style="list-style-type: none"> <li>●チップ(オレンジ色)×50個</li> <li>●ピストン×50個</li> </ul>	11,600円
5850RD	レストラティブディスペンサー		1個	7,900円

販売名：ビトレマー R / 販売名：充填用チップ / 販売名：レストラティブディスペンサー

# ビトラボンド™ 光重合グラスアイオノマー裏装材

感水の可能性を最小にし、歯質への接着を強化した光重合型のグラスアイオノマー裏装材です。ライナーとしてだけでなくベースとしても使用でき、30秒間の光照射で次の処置に移れ、スムーズな診療が可能になります。



製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
7510	ビトラボンド 光重合グラスアイオノマー裏装材	基本セット	<ul style="list-style-type: none"> <li>●液 5.5mL×1本 (7512L)</li> <li>●粉末 9g×1個 (7512P)</li> <li>●練板紙×1冊 (1961P)</li> <li>●スプーン×1本</li> </ul>	18,200円
7512L		液 補充品	5.5mL×1本	各9,800円
7512P		粉末 補充品	9g×1個	

販売名：ビトラボンド 光重合グラスアイオノマー裏装材

# ソフレックス™ ポップオン 研磨ディスク

コンポジットレジン充填後の平滑面の研磨、特に最終仕上げにご使用ください。コンポジットレジンによるポーセレンの破折修理、貴金属補綴物の最終仕上げ、矯正のディボンディング後の歯面研磨にも効果的です。

\* 専用マンドレルでご使用ください



<原寸大>

ソフレックス™ マンドレル  
研磨ディスク専用 (コントラ用)

<原寸大>



直径12.7mm  
荒



直径12.7mm  
中荒



直径12.7mm  
細



直径12.7mm  
極細



直径9.5mm  
荒



直径9.5mm  
中荒



直径9.5mm  
細



直径9.5mm  
極細

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
1981C	ソフレックス ポップオン 研磨ディスク	補充品 直径9.5mm 荒	各85枚	各5,500円
1981M		補充品 直径9.5mm 中荒		
1981F		補充品 直径9.5mm 細		
1981SF		補充品 直径9.5mm 極細		
1982C		補充品 直径12.7mm 荒		
1982M		補充品 直径12.7mm 中荒		
1982F		補充品 直径12.7mm 細		
1982SF		補充品 直径12.7mm 極細		
1983RA	ソフレックス マンドレル 研磨ディスク専用	コントラ用	各3本	各5,200円
1983HP		ハンドピース用		
1983FG		フリクショングリップ用		

販売名：ソフレックス

# ソフレックス™ XT 研磨ディスク

研磨材

コンポジットレジン充填後の隅角、隣接面の最終仕上げに使用する研磨ディスクです。薄く、しなやかな弾力のあるポリエステルのディスクです。

\* 専用マンドレルでご使用ください




<原寸大>

ソフレックス™ マンドレル  
研磨ディスク専用(コントラ用)



<原寸大>



直径12.7mm  
荒

直径12.7mm  
中荒

直径12.7mm  
細

直径12.7mm  
極細

直径9.5mm  
荒

直径9.5mm  
中荒

直径9.5mm  
細

直径9.5mm  
極細

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
2380 DEN	ソフレックス XT 研磨ディスク	基本セット	<ul style="list-style-type: none"> <li>●直径9.5mm 荒×30枚 (2381C)</li> <li>●直径9.5mm 中荒×30枚 (2381M)</li> <li>●直径9.5mm 細×30枚 (2381F)</li> <li>●直径9.5mm 極細×30枚 (2381SF)</li> <li>●直径12.7mm 荒×30枚 (2382C)</li> <li>●直径12.7mm 中荒×30枚 (2382M)</li> <li>●直径12.7mm 細×30枚 (2382F)</li> <li>●直径12.7mm 極細×30枚 (2382SF)</li> <li>●コントラ用マンドレル×1本 (1983RA)</li> </ul>	14,500円
2381C		補充品 直径9.5mm 荒	各85枚	各5,500円
2381M		補充品 直径9.5mm 中荒		
2381F		補充品 直径9.5mm 細		
2381SF		補充品 直径9.5mm 極細		
2382C		補充品 直径12.7mm 荒		
2382M		補充品 直径12.7mm 中荒		
2382F		補充品 直径12.7mm 細		
2382SF		補充品 直径12.7mm 極細		
1983RA	ソフレックス マンドレル 研磨ディスク専用	コントラ用	各3本	各5,200円
1983HP		ハンドピース用		
1983FG		フリクショングリップ用		

販売名：ソフレックス

# ソフレックス™ ストリップス

ソフレックス™ ストリップスはソフレックス™ 研磨ディスクと同じ微細な研磨材を使ったストリップスです。隣接部のコンポジットを容易にしかも滑沢に研磨できます。




<原寸大>



仕上げ用 広巾 荒・中荒 (3.9mm×17cm)



仕上げ用 細巾 荒・中荒 (1.9mm×17cm)



研磨用 細・極細 (3.9mm×17cm)

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
1954	ソフレックス ストリップス	仕上げ用 広巾	荒・中荒 (3.9mm×17cm) ×150枚	8,200円
1954N		仕上げ用 細巾	荒・中荒 (1.9mm×17cm) ×100枚	6,200円
1956		研磨用	細・極細 (3.9mm×17cm) ×120枚	7,400円

販売名：ソフレックス

# リライエックス™ ユニバーサル レジン セメント

歯科接着用レジンセメント

接着・  
合着セメント

シンプルな術式はそのままに、  
高い接着力と操作性向上を実現した  
接着性レジンセメントです。

- 支台歯側も補綴物側も前処理材はスコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブのみ!シンプルな術式です。
- 重合開始剤のバランス最適化とチキソトロピー性<sup>\*1</sup>によりセメントが垂れずに留まることで余剰セメントの除去が容易になりました。
- 3M独自のシリンジデザイン&マイクロミキシングチップを採用! シリンジの“セルフシーリング”<sup>\*2</sup>機能により、使用後のチップはすぐに破棄可能で衛生的。

新開発のマイクロミキシングチップは、使用後のチップに残るペースト量を従来品<sup>\*3</sup>と比べて80%削減したことで、内容量3.4gでも従来品<sup>\*3</sup> (8.5g) と同等回数以上使用可能です<sup>\*4</sup>。

- ※1 圧を加えると流れが良くなり、圧を加えないと留まる性質
- ※2 ミキシングチップを取り外すとシリンジ先端に内蔵されている弁が閉じる
- ※3 リライエックス™ アルティメット レジン セメント
- ※4 症例の大きさによって使用可能回数は異なります。



<原寸大>  
リライエックス™  
ユニバーサル  
マイクロミキシングチップ



<原寸大>  
リライエックス™  
ユニバーサル  
エンド用延長チップ



スコッチボンド™  
ユニバーサル プラス アドヒーシブ

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
56970	リライエックス ユニバーサル レジン セメント	トライアルキット A1 ユニバーサル	<ul style="list-style-type: none"> <li>● シリンジ 3.4g×1本</li> <li>● マイクロミキシングチップ×15本</li> <li>● エンド用延長チップ×5本</li> <li>● スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブ ボトル 1.5mL×1本</li> <li>● ディスポーザブル アプリケーターブラシ×50本</li> <li>● スコッチボンド™ ユニバーサル エッチャント シリンジ 3mL×1本</li> <li>● エッチャント ディスペンシング チップ×25個</li> </ul>	22,000円
56971		トランスルーセント	<ul style="list-style-type: none"> <li>● シリンジ 3.4g×1本</li> <li>● マイクロミキシングチップ×20本</li> <li>● エンド用延長チップ×5本</li> </ul>	各14,000円
56972		A1 ユニバーサル		
56973		A3 オペーク		
56974		ホワイトオペーク		
56971W	リライエックス ユニバーサル レジン セメント ダブルパック	トランスルーセント	<ul style="list-style-type: none"> <li>● シリンジ 3.4g×2本</li> <li>● マイクロミキシングチップ×40本</li> <li>● エンド用延長チップ×10本</li> </ul>	各25,200円
56972W		A1 ユニバーサル		
56973W		A3 オペーク		
56975	リライエックス ユニバーサル マイクロミキシングチップ		30本	3,000円
77550	リライエックス ユニバーサル エンド用延長チップ		10本	800円
41294J	スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーシブ	ボトルタイプ 補充品	5mL×1本	12,600円

販売名：リライエックス ユニバーサル レジン セメント / 販売名：スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーシブ / 販売名：スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ  
販売名：ディスポーザブル アプリケーターブラシXSサイズ / 販売名：リライエックス アルティメット レジン セメント

# リライエックス™ ユニセム2 オートミックス リライエックス™ ユニセム2 クリッカー™ 歯科接着用レジンセメント

前処理不要で※1、術後疼痛の発生率が低い※2  
接着性レジンセメントです。

リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス 歯科接着用レジンセメントが目指したのは、幅広くお使いいただける接着性レジンセメントです。接着力の高さや、テクニカルエラーを減らす術式の簡単さはもちろん、より確実なミキシングのためにオートミックスシステムを採用。また、硬化前が親水性、硬化後が疎水性に変わるという特性により、湿潤下で高い接着力を発揮します。根管用に開発されたエンドチップを使用することで根管内への直接填入も可能になり、コアの接着にも使いやすくなりました。そして、1,593症例で術後疼痛の発生率わずか0.25%と低く※2、有髄歯の症例にもお使いいただける製品です。

※1 ジルコニア・アルミナ以外のセラミックス、ラヴァ™ アルティメット レストラティブ 歯科切削加工用レジン材料には、リライエックス™ セラミック プライマーをご使用ください。

※2 出典：Baseline report, May 2010, Dr.Dr.A.Syrek



接着・  
合着セメント



<原寸大>

ミキシングチップセメント用



<原寸大>

エンド用チップセメント用



<原寸大>

口腔内注入チップセメント用



リライエックス™  
セラミック プライマー

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
56846	リライエックス ユニセム 2 オートミックス	A2 ユニバーサル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• シリンジ 8.5g×1本</li> <li>• ミキシングチップセメント用×10本 (56851)</li> <li>• ミキシングチップセメント用ワイド×5本 (56919)</li> <li>• エンド用チップセメント用×5本 (56919)</li> </ul>	各12,600円
56847		A3 オペーク		
56848		トランスルーセント		
56849	リライエックス ユニセム 2 オートミックス パリュールパック	A2 ユニバーサル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• シリンジ 8.5g×3本</li> <li>• ミキシングチップセメント用×30本 (56851)</li> <li>• ミキシングチップセメント用ワイド×20本 (56919)</li> <li>• エンド用チップセメント用×15本 (56919)</li> <li>• 口腔内注入チップセメント用×5本 (56918)</li> </ul>	各30,900円
56857		A3 オペーク		
56858		トランスルーセント		
56851	リライエックス ユニセム 2	ミキシングチップセメント用	30本	3,200円
56919		エンド用チップセメント用パック	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ミキシングチップセメント用ワイド×15本</li> <li>• エンド用チップセメント用×15本</li> </ul>	2,400円
56918		口腔内注入チップセメント用パック	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ミキシングチップセメント用ワイド×15本</li> <li>• 口腔内注入チップセメント用×15本</li> </ul>	2,400円
56875	リライエックス ユニセム 2 クリッカー	A2 ユニバーサル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• クリッカー ディスペンサー 11g×1本</li> <li>• 練板紙×1冊 (70144J)</li> </ul>	各16,600円
56876		A3 オペーク		
56874		トランスルーセント		
2721 DEN	リライエックス セラミック プライマー		5mL×1本	9,300円


販売名：リライエックス ユニセム2 オートミックス / 販売名：リライエックス ユニセム2 クリッカー / 販売名：リライエックス セラミック プライマー  
販売名：ラヴァ アルティメット レストラティブ

# リライエックス™ ファイバーポスト

保険適用

リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス  
 歯科接着用レジンセメントとの組み合わせで  
 ポストおよび根管内への前処理不要で  
 簡便な施術を提供します。

表面に微細孔を有し、リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス 歯科接着用レジンセメントとの組み合わせにより、前処理なしで植立可能です。また、ジルコニアフィラーを含有することにより、X線の造影性を高め、予後の確認が容易に行えます。本体のカラーコードで、各サイズの識別、根管内の深さから支台歯までの測定が可能です。



リライエックス™  
 ファイバーポストドリル



リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス  
 歯科接着用レジンセメント



スコッチボンド™  
 ユニバーサル プラス アドヒーズブ



フィルテック™ フィル アンド コア  
 フロー コンポジットレジン プラス

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
56872J	リライエックス ファイバーポスト	サイズ0 白	Ø1.1mm×5本	各5,000円
56861J		サイズ1 黄	Ø1.3mm×5本	
56862J		サイズ2 赤	Ø1.6mm×5本	
56863J		サイズ3 青	Ø1.9mm×5本	
56872JB	リライエックス ファイバーポスト ジャンボパック	サイズ0 白	Ø1.1mm×20本	各18,000円
56861JB		サイズ1 黄	Ø1.3mm×20本	
56862JB		サイズ2 赤	Ø1.6mm×20本	
56863JB		サイズ3 青	Ø1.9mm×20本	
56873	リライエックス ファイバーポスト ドリル	サイズ0 白	Ø1.12mm×1本	各4,500円
56864		サイズ1 黄	Ø1.32mm×1本	
56865		サイズ2 赤	Ø1.62mm×1本	
56866		サイズ3 青	Ø1.92mm×1本	
56867		ユニバーサルドリル	Ø1.00mm×1本	
56846	リライエックス ユニセム 2 オートミックス	A2 ユニバーサル	・シリンジ 8.5g×1本 ・ミキシングチップセメント用×10本 (56851) ・ミキシングチップセメント用ワイド×5本 (56919) ・エンド用チップセメント用×5本 (56919)	各12,600円
56847		A3 オパーク		
56848		トランスルーセント		
41294J	スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーズブ	ボトルタイプ 補充品	5mL×1本	12,600円
P4872U	フィルテック フィル アンド コア フロー コンポジットレジン プラス	U (ユニバーサル)	2g×1本/チップ20個	各2,600円
P4872A1		A1		
P4872A2		A2		

販売名：リライエックス ファイバーポスト／販売名：リライエックス ユニセム 2 オートミックス／販売名：スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーズブ  
 販売名：フィルテック フィル アンド コア フロー コンポジットレジン

# リライエックス™ ルーティングプラス

## 歯科接着用レジンセメント

ペーストタイプで練和し易く、  
光照射で余剰セメントを硬化できる  
レジンセメントです。

光照射で余剰セメントを硬化できるため、症例に合わせた  
タイミングで簡単に除去。また、探針やデンタルフロスで、一  
塊のまま除去できます。光照射をしなくても、化学重合により  
セット後2分で余剰除去を行えます。  
(最終硬化：補綴物セット後5分)



接着・  
合着セメント



シリコンパッド



練板紙(ビトレマー™ セメント用)

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
3525TK	リライエックス ルーティングプラス	トライアルパック (1本パック)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• クリッカー ディスペンサー (11g) × 1本</li> <li>• 練板紙 × 1冊 (1961P)</li> </ul>	6,800円
3525		スタンダードパック (2本パック)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• クリッカー ディスペンサー (11g) × 2本</li> <li>• 練板紙 × 2冊 (1961P)</li> </ul>	12,000円
3525JP		ジャンボパック (5本パック)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• クリッカー ディスペンサー (11g) × 5本</li> <li>• 練板紙 × 2冊 (1961P)</li> </ul>	27,500円
1961P	練板紙	ビトレマー セメント用	75×64mm 4冊	3,300円
3601	シリコンパッド		1枚	1,400円

販売名：リライエックスルーティングプラス／販売名：シリコンパッド／販売名：ミキシングパッド

# ビトレマー™ ルーティングセメント

合着用グラスアイオノマー系レジンセメント

接着・  
合着セメント

## 粉・液タイプで練和し易い 合着用グラスアイオノマー系 レジンセメントです。

余剰セメントの除去が容易な合着用グラスアイオノマー系レジンセメントです。粉と液の馴染みがよく練和も容易でグラスアイオノマー特有のフッ素除放性を有しています。



シリコンパッド



練板紙(ビトレマー™セメント用)

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
3505J	ビトレマー ルーティングセメント	基本セット	●粉末 16g×1本(3505P) ●液 9mL (11g) ×1本(3505L) ●練板紙×1冊(1961P) ●計量スプーン×2本	11,400円
3505JT		トリプルパック	●粉末 16g×3本(3505P) ●液 9mL (11g) ×3本(3505L) ●練板紙×2冊(1961P) ●計量スプーン×6本	31,000円
3505P		粉末 補充品	16g×1本	6,800円
3505L		液 補充品	9mL (11g) ×1本	6,800円
1961P	練板紙	ビトレマーセメント用	75×64mm 4冊	3,300円
3601	シリコンパッド		1枚	1,400円

販売名：ビトレマー ルーティングセメント/販売名：ミキシングパッド/販売名：シリコンパッド

# ビトレマー™ ルーティングセメント ファストセット

合着用グラスアイオノマー系レジンセメント

## 硬化時間を短縮した合着用 グラスアイオノマー系レジンセメントです。

ビトレマー™ ルーティング セメントよりも装着してからの硬化時間を約1分短縮。患者さんが嘔み続ける時間も短縮できます。



接着・  
合着セメント



シリコンパッド



練板紙(ビトレマー™ セメント用)

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
3504J	ビトレマー ルーティングセメント ファストセット	基本セット	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 粉末 16g×1本 (3504P)</li> <li>● 液 9mL (11g)×1本 (3504L)</li> <li>● 練板紙×1冊 (1961P)</li> <li>● 計量スプーン×2本</li> </ul>	11,400円
3504JT		トリプルパック	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 粉末 16g×3本 (3504P)</li> <li>● 液 9mL (11g)×3本 (3504L)</li> <li>● 練板紙×2冊 (1961P)</li> <li>● 計量スプーン×6本</li> </ul>	31,000円
3504P		粉末 補充品	16g×1本	6,800円
3504L		液 補充品	9mL (11g)×1本	6,800円
1961P	練板紙	ビトレマー セメント用	75×64mm 4冊	3,300円
3601	シリコンパッド		1枚	1,400円

販売名：ビトレマー ルーティングセメント ファストセット／販売名：ミキシングパッド／販売名：シリコンパッド

# ケタック™ セム イージーミックス セメント

グラスアイオノマーセメント

## 混ぜやすさを追求した グラスアイオノマーセメント

顆粒状のパウダーにより、粉の計量がばらつきにくく、安定した粘稠度と物性が得られます。保持力にも優れ、被膜も薄くなるので、浮き上がりのリスクを抑えることが出来ます。



練板紙 (ケタック™ セム イージーミックス セメント用)

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
56900	ケタック セム イージーミックス	グラスアイオノマーセメント 基本セット	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 粉末 30g×1本 (56902)</li> <li>● 液 12mL×1本 (56904)</li> <li>● 点滴器×1個</li> <li>● 計量スプーン×1本</li> <li>● 練板紙×1冊 (70144J)</li> </ul>	9,100円
56906		トリプルパック	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 粉末 30g×3本 (56902)</li> <li>● 液 12mL×3本 (56904)</li> <li>● 点滴器×3個</li> <li>● 計量スプーン×1本</li> <li>● 練板紙×1冊 (70144J)</li> </ul>	24,500円
56902		グラスアイオノマーセメント 粉末	30g×1本	7,600円
56904		グラスアイオノマーセメント 液	12mL×1本	2,400円
70144J	練板紙	ケタック セム イージーミックス セメント用	70×80mm 4冊	1,900円

販売名：ケタック セム イージーミックス / 販売名：ミキシングパッド

# リライエックス™ ベニアセメント

## 歯科接着用レジンセメント

スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーズブと組み合わせて使用する  
ポーセレンラミネートベニア専用の光重合型のレジンセメントです。  
色調の経時的な変化が少なく、高い審美性を維持できます。試適用の  
リライエックス™ トライインペーストもご用意しております。



接着・  
合着セメント

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
7614A1	リライエックス ベニアセメントペースト	A1	3g×1本	各6,200円
7614A3		A3 オペーク		
7614TR		トランスルーセント		
7614A1T	リライエックス トライインペースト	A1	2g×1本	各3,700円
7614A3T		A3 オペーク		
7614TRT		トランスルーセント		
7614WOT		ホワイトオペーク		
41294J	スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーズブ	ボトルタイプ 補充品	5mL×1本	12,600円
7423	スコッチボンド エッチャント	ボトルタイプ (35%リン酸水溶液)	9mL×1本	4,500円
41263	スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ	シリンジタイプ (32%ゲル状リン酸水溶液)	●3mL×2本 ●エッチャント ディスペンシング チップ 25個×2袋 (41274)	9,500円
41274	エッチャント ディスペンシング チップ		25個	1,050円

販売名：リライエックス ベニアセメントペースト／販売名：リライエックストライインペースト／販売名：スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーズブ／販売名：スコッチボンド エッチャント  
販売名：スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ

# コジェット™ サンド

歯科用アブレイブ研削材

## セラミックから金属までの 表面処理としてチェアサイドで 使用できる研削材です。

ロカテック™ サンド技工用サンドブラスターのチェアサイド用アルミナ研削材です。接着性レジンセメント使用に際しての前処理や、メタルボンドの破折修復にご使用いただけます。

\*リライエックス™ セラミック プライマーと共用してお使い下さい。  
また、本製品を使用するにあたり、小型のサンド ブラスターが必要です。



リライエックス™ セラミック プライマー

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
68411	コジェット サンド	補充品	40g×3本	17,500円
2721 DEN	リライエックス セラミック プライマー		5mL×1本	9,300円

販売名：コジェット サンド／販売名：リライエックス セラミック プライマー／販売名：ロカテック サンド

# エリパー™ ディープキュア LED 光重合器

## 深部への光到達性を追求した LED光重合器です。

ライトガイド全面における光均一性と照射距離が離れても光が減衰しにくい設計です。

ライトガイド先端のカーブを直角に近く設計したことで、最後臼歯へのアクセス時に開口量を減らすことができます。

10mmの大口径ライトガイドで小白歯クラウンや大白歯インレーなどを一度の光照射でカバーします。



製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
76973	エリパー ディープキュア LED 光重合器		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ハンドピース(本体)×1本</li> <li>• ライトガイド(10mm口径)×1本 (76983)</li> <li>• アイシールド×1個 (76984)</li> <li>• キュアリングディスク×3枚 (76965)</li> <li>• 充電器×1個</li> </ul>	138,600円
76983		ライトガイド	10mm 照射口径×1個	16,800円
76984		アイシールド	1個	2,300円
76964	エリパー LED 光重合器	充電器	1個	7,000円
76965		キュアリングディスク	5枚	1,900円

販売名：エリパー ディープキュア LED 光重合器／販売名：エリパー LED 光重合器

# 印象材 製品比較

## 3M™ 印象材製品組み合わせ表

付加型シリコーン (ビニルポリシロキサン) 印象材	トレーマテリアル (ヘビー ボディ・ソフトトレー ボディ)	ウォッシュマテリアル (レギュラー ボディ・ライト ボディ)
<b>連合印象 1 回法 精密印象</b>   : ペンタミックス™ 印象材自動練和器  : ギャラン™ ディスペンサー	 インプリント™ 4 印象材 ペンタ™ ヘビー ボディ  インプリント™ 4 印象材 ペンタ™ ソフトトレー ボディ  ポジション™ ペンタ™ 印象材  インプリント™ 4 印象材 ヘビー ボディ  インプリント™ 4 印象材 ソフトトレー ボディ	 インプリント™ 4 印象材 レギュラー ボディ  インプリント™ 4 印象材 ライト ボディ
<b>連合印象 2 回法 精密印象</b>   : ギャラン™ ディスペンサー  : 手練和	 エクスプレス™ 印象材 パテ  インプリント™ 4 印象材 ペンタ™ ヘビー ボディ  インプリント™ 4 印象材 ヘビー ボディ	 インプリント™ 4 印象材 ライト ボディ  エクスプレス™ 印象材 ライトボディ・ファスト  ライトボディ・レギュラー  レギュラーボディ
<b>単一印象 1 回法 概形印象</b>  : ペンタミックス™ 印象材自動練和器	 ポジション™ ペンタ™ 印象材	
<b>ポリエーテルラバー印象材</b>		
<b>単一印象 1 回法 精密印象</b>  : ペンタミックス™ 印象材自動練和器	 インブレガム™ ペンタ™ ソフト 印象材	

3Mでは、基本的にインプリント™ 4 印象材による連合印象1回法をお勧めします。連合印象1回法では2回法に比べ簡単な操作で印象採得が行え、短時間で印象採得が完了します。  
 ※インプリント™ 4 印象材 ヘビー ボディタイプも使用できますが、印象材同士の接着阻害の原因となる唾液・血液等が残らないようご注意ください。

## 3M™ 印象材製品比較

▲.....練和時間 ■.....操作余裕時間 ●.....口腔内保持時間

製品番号	製品名	材質	ミキシングチップ	時間	練和方式	クラウン&ブリッジ	デンチャー	インプラント	スタディモデル
71484	インプリント™ 4 ペンタ™ ヘビー ボディ	付加型シリコーン	77949 ペンタ™ ミキシングチップ レッド	■ 2'00" ● 2'00"	ペンタミックス™ 印象材自動練和器	○		◎	
71550	インプリント™ 4 ペンタ™ ソフトトレー ボディ	付加型シリコーン	77949 ペンタ™ ミキシングチップ レッド	■ 2'00" ● 2'00"	ペンタミックス™ 印象材自動練和器	◎		○	
71555	インプリント™ 4 ペンタ™ ボディ	付加型シリコーン	71450 ギャラン™ ミキシングチップ (グリーン)	■ 2'00" ● 2'00"	ギャラン™ ディスペンサー	○		◎	
71551	インプリント™ 4 ソフトトレー ボディ	付加型シリコーン	71450 ギャラン™ ミキシングチップ (グリーン)	■ 2'00" ● 2'00"	ギャラン™ ディスペンサー	◎		○	
71557	インプリント™ 4 レギュラー ボディ	付加型シリコーン	71452 ギャラン™ ミキシングチップ (イエロー) ウォッシュ用 71462 ギャラン™ 口腔内注入チップ (イエロー) 71505 3M™ ESPE™ イントラオーラル シリンジ	■ 2'00" ● 2'00"	ギャラン™ ディスペンサー	◎		◎	
71558	インプリント™ 4 ライト ボディ	付加型シリコーン	71452 ギャラン™ ミキシングチップ (イエロー) ウォッシュ用 71462 ギャラン™ 口腔内注入チップ (イエロー) 71505 3M™ ESPE™ イントラオーラル シリンジ	■ 2'00" ● 2'00"	ギャラン™ ディスペンサー	◎		◎	
29012	ポジション™ ペンタ™	付加型シリコーン	77949 ペンタ™ ミキシングチップ レッド	■ 1'30" ● 1'30"	ペンタミックス™ 印象材自動練和器	○*			○
31730	インブレガム™ ペンタ™ ソフト	ポリエーテル	77949 ペンタ™ ミキシングチップ レッド	■ 2'45" ● 3'15"	ペンタミックス™ 印象材自動練和器	○	○		
31755	インブレガム™ ソフト ミディアム ボディ	ポリエーテル		▲ 0'45" ■ 2'30" ● 3'30"	手練和	○	○		
7312	エクスプレス™ 印象材 パテ	付加型シリコーン		▲ 0'30" ■ 1'30"* ● 5'00"	手練和	○			
7301	エクスプレス™ 印象材 ライトボディ・ファスト	付加型シリコーン	71452 ギャラン™ ミキシングチップ (イエロー) ウォッシュ用 71462 ギャラン™ 口腔内注入チップ (イエロー) 71505 3M™ ESPE™ イントラオーラル シリンジ	■ 1'00" ● 3'30"	ギャラン™ ディスペンサー	○			
7302	エクスプレス™ 印象材 ライトボディ・レギュラー	付加型シリコーン	71452 ギャラン™ ミキシングチップ (イエロー) ウォッシュ用 71462 ギャラン™ 口腔内注入チップ (イエロー) 71505 3M™ ESPE™ イントラオーラル シリンジ	■ 1'30" ● 5'00"	ギャラン™ ディスペンサー	○			
7322	エクスプレス™ 印象材 レギュラーボディ	付加型シリコーン	1452 ギャラン™ ミキシングチップ (イエロー) ウォッシュ用 71462 ギャラン™ 口腔内注入チップ (イエロー) 71505 3M™ ESPE™ イントラオーラル シリンジ	■ 1'30" ● 5'00"	ギャラン™ ディスペンサー	○			

インプリント™ 印象材、インブレガム™ 印象材、エクスプレス™ 印象材は、印象採得後30分経過後から14日以内に石膏注入。 \*練和時間30秒含む  
 ※ポジション™ ペンタ™ 印象材は本来概形印象材ですが、ウォッシュマテリアルと併用すれば精密印象のトレーマテリアルとして使用できます。  
 ご使用前に、製品に入っている添付文書を必ずお読みください。

# インプリント™ 4 印象材

## 歯科用シリコーン印象材

### 口腔内での硬化時間を短縮した シリコーン印象材です。

- セルフウォーミング機能（自己発熱機能）で、口腔内での硬化時間のみを短縮しました。患者さんの負担および印象材の変形リスクを低減します。
- 日本向けに開発されたインプリント™ 4 印象材 ソフトトレーボディは、弾性歪みが高く撤去しやすいトレー材です。一方で永久歪みは従来品のヘビーボディと同等で高精度な印象採得が可能です。単冠やブリッジの症例に適しています。



■.....操作余裕時間 ●.....口腔内保持時間

製品番号	製品名	仕様	製品内容	時間	希望医院価格
71494	インプリント 4 印象材 イントロダクトリーキット	ペンタ ヘビー ボディ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ペンタヘビー ボディ ベースペースト 300mL×1本 (71484)</li> <li>●ペンタヘビー ボディ キャタリストペースト 60mL×1本 (71484)</li> <li>●ライト ボディ 50mL×1本 (71558)</li> <li>●レギュラー ボディ 50mL×1本 (71557)</li> <li>●ペンタ ミキシングチップ レッド×10個 (77949)</li> <li>●ペンタ カートリッジ P3×1個 (77784)</li> <li>●3M ESPE イントラオーラル シリンジ×5本 (71505)</li> <li>●ギャラン ミキシングチップ イエロー×5本 (71452 DEN)</li> <li>●ギャラン 口腔内注入チップ イエロー×5個 (71462)</li> <li>●トレーアドヒーズィブ 17mL×1本 (7307)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2'00"</li> <li>● 2'00"</li> </ul>	34,400円
71553		ペンタソフトトレー ボディ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ペンタソフトトレー ボディ ベースペースト 300mL×1本 (71550)</li> <li>●ペンタソフトトレー ボディ キャタリストペースト 60mL×1本 (71550)</li> <li>●ライト ボディ 50mL×1本 (71558)</li> <li>●レギュラー ボディ 50mL×1本 (71557)</li> <li>●ペンタ ミキシングチップ レッド×10個 (77949)</li> <li>●ペンタ カートリッジ P3×1個 (71544)</li> <li>●3M ESPE イントラオーラル シリンジ×5本 (71505)</li> <li>●ギャラン ミキシングチップ イエロー×5本 (71452 DEN)</li> <li>●ギャラン 口腔内注入チップ イエロー×5個 (71462)</li> <li>●トレーアドヒーズィブ 17mL×1本 (7307)</li> </ul>		30,200円
71534		ヘビー ボディ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ヘビー ボディ 50mL×2本 (71555)</li> <li>●ライト ボディ 50mL×1本 (71558)</li> <li>●レギュラー ボディ 50mL×1本 (71557)</li> <li>●ギャラン ミキシングチップ グリーン×10本 (71450)</li> <li>●3M ESPE イントラオーラル シリンジ×10本 (71505)</li> <li>●トレーアドヒーズィブ 17mL×1本 (7307)</li> </ul>		19,700円
71554		ソフトトレー ボディ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ソフトトレー ボディ 50mL×2本 (71551)</li> <li>●ライト ボディ 50mL×1本 (71558)</li> <li>●レギュラー ボディ 50mL×1本 (71557)</li> <li>●ギャラン ミキシングチップ グリーン×10本 (71450)</li> <li>●3M ESPE イントラオーラル シリンジ×10本 (71505)</li> <li>●トレーアドヒーズィブ 17mL×1本 (7307)</li> </ul>		17,600円

販売名：インプリント 4 印象材/販売名：ペンタミックス ライト 印象材自動練和器/販売名：ペンタ ミキシングチップ レッド  
販売名：3M ESPE イントラオーラル シリンジ/販売名：トレーアドヒーズィブ  
販売名：ギャラン ミキシングチップ/販売名：ペンタミックス 3 印象材自動練和器

続きは34ページをご覧ください ▶

# インプリント™ 4 印象材

## 歯科用シリコーン印象材

■.....操作余裕時間 ●.....口腔内保持時間

製品番号	製品名	仕様	製品内容	時間	希望医院価格	
78000S	ペンタミックス ライト 印象材自動練和器 導入パック	50Hz 東日本用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ペンタミックス ライト 印象材自動練和器 50Hz×1台 (78000)</li> <li>●インプリント 4 印象材 ペンタ ソフトトレー ボディ 360mL×1セット (71550)</li> <li>●インプリント 4 印象材 ライト ボディ 50mL×1本 (71558)</li> <li>●ペンタ ミキシングチップ レッド×10個 (77949)</li> <li>●ギャラン ミキシングチップ イエロー×5本 (71452 DEN)</li> <li>●3M ESPE イントラオーラル シリンジ×5本 (71505)</li> </ul>		各108,000円	
77908S		60Hz 西日本用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ペンタミックス ライト 印象材自動練和器 60Hz×1台 (77908)</li> <li>●インプリント 4 印象材 ペンタ ソフトトレー ボディ 360mL×1セット (71550)</li> <li>●インプリント 4 印象材 ライト ボディ 50mL×1本 (71558)</li> <li>●ペンタ ミキシングチップ レッド×10個 (77949)</li> <li>●ギャラン ミキシングチップ イエロー×5本 (71452 DEN)</li> <li>●3M ESPE イントラオーラル シリンジ×5本 (71505)</li> </ul>			
77875CHB	ペンタミックス 3 印象材自動練和器 導入キット	インプリント 4 ヘビー ボディ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ペンタミックス 3 印象材自動練和器×1台 (77875)</li> <li>●ペンタ ヘビー ボディ ベースペースト 300mL×1本 (71484)</li> <li>●ペンタ ヘビー ボディ キャタリストペースト 60mL×1本 (71484)</li> <li>●ライト ボディ 50mL×1本 (71558)</li> <li>●ペンタ ミキシングチップ レッド×20個 (77949)</li> <li>●ペンタ カートリッジ P3×1個 (77784)</li> <li>●ギャラン ミキシングチップ イエロー×10本 (71452 DEN)</li> <li>●ギャラン 口腔内注入チップ イエロー×10個 (71462)</li> </ul>		各197,400円	
77875CST		インプリント 4 ソフトトレー ボディ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ペンタミックス 3 印象材自動練和器×1台 (77875)</li> <li>●ペンタソフトトレー ボディ ベースペースト 300mL×1本 (71550)</li> <li>●ペンタソフトトレー ボディ キャタリストペースト 60mL×1本 (71550)</li> <li>●ライト ボディ 50mL×1本 (71558)</li> <li>●ペンタ ミキシングチップ レッド×20個 (77949)</li> <li>●ペンタ カートリッジ P3×1個 (71544)</li> <li>●ギャラン ミキシングチップ イエロー×10本 (71452 DEN)</li> <li>●ギャラン 口腔内注入チップ イエロー×10個 (71462)</li> </ul>			
71550S	インプリント 4 印象材	ペンタ ソフトトレー ボディ トライアルパック	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ペンタソフトトレー ボディ 360mL×1セット (71550)</li> <li>●ライト ボディ 50mL×1本 (71558)</li> <li>●ペンタ ミキシングチップ レッド×10個 (77949)</li> <li>●ギャラン ミキシングチップ イエロー×5本 (71452 DEN)</li> <li>●3M ESPE イントラオーラル シリンジ×5本 (71505)</li> </ul>	■ 2'00" ● 2'00"	18,700円	
71484		ペンタ ヘビー ボディ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ベースペースト 300mL×2本</li> <li>●キャタリストペースト 60mL×2本</li> </ul>		33,400円	
71550		ペンタ ソフトトレー ボディ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ベースペースト 300mL×2本</li> <li>●キャタリストペースト 60mL×2本</li> </ul>		28,900円	
71484W		ペンタ ヘビー ボディ ダブルパック	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ベースペースト 300mL×4本 (71484)</li> <li>●キャタリストペースト 60mL×4本 (71484)</li> </ul>		57,900円	
71550W		ペンタソフトトレー ボディ ダブルパック	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ベースペースト 300mL×4本 (71550)</li> <li>●キャタリストペースト 60mL×4本 (71550)</li> </ul>		50,100円	
71555		ヘビー ボディ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●50mL×2本</li> <li>●ギャラン ミキシングチップ グリーン×5本 (71450)</li> </ul>		8,700円	
71531		ヘビー ボディ リフィルパック	50mL×10本		32,000円	
71551		ソフトトレー ボディ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●50mL×2本</li> <li>●ギャラン ミキシングチップ グリーン×5本 (71450)</li> </ul>		8,100円	
71556		ソフトトレー ボディ リフィルパック	50mL×10本		27,600円	
71557		レギュラー ボディ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●50mL×2本</li> <li>●ギャラン ミキシングチップ イエロー×5本 (71452 DEN)</li> <li>●3M ESPE イントラオーラル シリンジ×5本 (71505)</li> </ul>		8,400円	
71557B		レギュラー ボディ リフィルパック	●50mL×10本		26,300円	
71558		ライト ボディ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●50mL×2本</li> <li>●ギャラン ミキシングチップ イエロー×5本 (71452 DEN)</li> <li>●3M ESPE イントラオーラル シリンジ×5本 (71505)</li> </ul>		8,400円	
71558B		ライト ボディ リフィルパック	●50mL×10本		26,300円	
7307		トレーアドヒーズシブ	付加型シリコーン用	17mL×1本	—	3,400円

# 3M™ ペンタ™ アルジネート印象材

## 全てのペンタミックス™ 印象材自動練和器で 練和できるアルジネート印象材

- 滑沢な表面性状
- 気泡が少なく、均一な練和品質
- ボタン一つで簡単に練和が可能



3M™ ペンタ™ アルジネートミキシングチップ



ペンタミックス™ ライト カートリッジ



■.....操作余裕時間 ●.....口腔内保持時間

製品番号	製品名	仕様	製品内容	時間	希望医院価格
8070	ペンタミックス ライト 印象材自動練和器 導入パック	50Hz 東日本用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ペンタミックス ライト 印象材自動練和器×1台</li> <li>●インプリント4 印象材 ペンタ ソフトトレイ ボディ 360mL×1セット (71550)</li> <li>●インプリント4 印象材 ライト ボディ 50mL×1本 (71558)</li> <li>●ペンタ ミキシングチップ レッド×10個 (77949)</li> <li>●ギャラン ミキシングチップ イエロー×5本 (71452 DEN)</li> <li>●3M ESPE イントラオーラル シリンジ×5本 (71505)</li> <li>●3M ペンタ アルジネート印象材 360mL×5セット (8080)</li> <li>●3M ペンタ アルジネートミキシングチップ×5個 (8083)</li> <li>●ペンタミックス ライト カートリッジ×1個 (77944)</li> <li>●清掃用ブラシ × 1個</li> </ul>	(アルジネート) ■ 1'20" ● 2'30"	各129,000円
8071		60Hz 西日本用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ペンタミックス ライト 印象材自動練和器×1台</li> <li>●インプリント4 印象材 ペンタ ソフトトレイ ボディ 360mL×1セット (71550)</li> <li>●インプリント4 印象材 ライト ボディ 50mL×1本 (71558)</li> <li>●ペンタ ミキシングチップ レッド×10個 (77949)</li> <li>●ギャラン ミキシングチップ イエロー×5本 (71452 DEN)</li> <li>●3M ESPE イントラオーラル シリンジ×5本 (71505)</li> <li>●3M ペンタ アルジネート印象材 360mL×5セット (8080)</li> <li>●3M ペンタ アルジネートミキシングチップ×5個 (8083)</li> <li>●ペンタミックス ライト カートリッジ×1個 (77944)</li> <li>●清掃用ブラシ×1個</li> </ul>	(シリコーン) ■ 2'00" ● 2'00"	
8061	3M ペンタ アルジネート印象材 導入 パック	ペンタミックス ライト カートリッジ付き	<ul style="list-style-type: none"> <li>●3M ペンタ アルジネート印象材 360mL×5セット (8080)</li> <li>●3M ペンタ アルジネートミキシングチップ×5個 (8083)</li> <li>●ペンタミックス ライト カートリッジ×1個 (77944)</li> <li>●清掃用ブラシ×1個</li> </ul>	■ 1'20" ● 2'30"	17,100円
8060		カートリッジ無し	<ul style="list-style-type: none"> <li>●3M ペンタ アルジネート印象材 360mL×5セット (8080)</li> <li>●3M ペンタ アルジネートミキシングチップ×5個 (8083)</li> <li>●清掃用ブラシ×1個</li> </ul>		9,450円
8080	3M ペンタ アルジネート印象材 リフィルパック		●3M ペンタ アルジネート印象材 360mL×5セット		6,200円
8082			●3M ペンタ アルジネート印象材 360mL×20セット	21,920円	
8083			●3M ペンタ アルジネートミキシングチップ×5個	3,350円	

販売名：3M ペンタ アルジネート印象材 / 販売名：インプリント4 印象材 / 販売名：ペンタミックス ライト 印象材自動練和器 / 販売名：ペンタ ミキシングチップ レッド  
販売名：3M ESPE イントラオーラル シリンジ / 販売名：ギャラン ミキシングチップ / 販売名：ペンタミックス 3 印象材自動練和器

印象材

# インプリント™ 3 印象材

## 歯科用シリコーン印象材

寒天印象材のようなフローと優れた親水性に加え、高い伸縮性と引き裂き強度を有し、印象撤去時の変形を少なくしたシリコーン印象材です。ガンタイプと自動練和器タイプからお選びいただけます。



印象材

■.....操作余裕時間 ●.....口腔内保持時間

製品番号	製品名	仕様	製品内容	時間	希望医院価格
10771PH	インプリント 3 印象材	ペンタ ヘビーボディ	● ベースペースト 300mL×2本 ● キャタリストペースト 60mL×2本	■ 2'00" ● 3'30"	33,900円
10771		ヘビーボディ	● 50mL×4本 ● ギャラン ミキシングチップ グリーン×10本 (71450)	■ 2'00" ● 4'00"	17,800円
10771B		ヘビーボディ リフィルパック	● 50mL×10本 ● ギャラン ミキシングチップ グリーン×10本 (71450)	■ 2'00" ● 4'00"	29,900円
10778		ライトボディ	● 50mL×4本 ● ギャラン ミキシングチップ イエロー×5本 (71452 DEN) ● 3M ESPE イントラオーラル シリンジ×5本 (71505)	■ 2'00" ● 3'30"	16,300円
10779		レギュラーボディ	● 50mL×4本 ● ギャラン ミキシングチップ イエロー×5本 (71452 DEN) ● 3M ESPE イントラオーラル シリンジ×5本 (71505)	■ 2'00" ● 3'30"	16,300円
10781		モノフェーズ	● 50mL×4本 ● ギャラン ミキシングチップ グリーン×10本 (71450)	■ 2'00" ● 4'00"	17,800円
7307		トレードヒープ	付加型シリコーン用	17mL×1本	—

販売名：インプリント 3 印象材／販売名：ギャラン ミキシングチップ／販売名：3M ESPE イントラオーラル シリンジ／販売名：トレードヒープ

# インプリント™ II 印象材

## 歯科用シリコン印象材

稠度の異なる2種類のウォッシュとトレーマテリアル(ヘビーボディ)による連合印象一回法用印象材です。親水性に優れているため、マージン部へのフローが良好で細部にわたる印象が得られます。又、優れた弾性ひずみを有し、特にインプラントの症例に適しています。

ガンタイプと自動練和器タイプからお選びいただけます。



インプリント™ II ペンタ™ ヘビー ボディ 印象材

印象材

■.....操作余裕時間 ●.....口腔内保持時間

製品番号	製品名	仕様	製品内容	時間	希望医院価格
9371	インプリント II	ギャラン ヘビーボディ	●50mL×4本 ●ギャラン ミキシングチップ グリーン×10本 (71450)	■ 2'00" ● 4'00"	15,800円
9371B		ギャラン ヘビーボディ リフィルパック	●50mL×10本 ●ギャラン ミキシングチップ グリーン×20本 (71450)		28,200円
9378		ギャラン ライトボディ ウォッシュ	●50mL×4本 ●ギャラン ミキシングチップ イエロー×20本 (71452 DEN)	■ 1'00" ● 4'00"	15,800円
9379		ギャラン レギュラーボディ ウォッシュ	●50mL×4本 ●ギャラン ミキシングチップ イエロー×20本 (71452 DEN)		15,800円
9371P		ペンタ ヘビー ボディ リフィルパック	●ベースペースト 300mL×2本 ●キャタリストペースト 60mL×2本	■ 2'00" ● 4'00"	30,000円
7307	トレーアドヒーシブ	付加型シリコン用	17mL×1本	-	3,400円

販売名：インプリント II / 販売名：インプリント II ペンタヘビー ボディ / 販売名：ギャラン ミキシングチップ / 販売名：トレーアドヒーシブ

# ポジション™ ペンタ™ 印象材

## 高弾性付加型シリコーン印象材

インプリント™ 4 印象材、インプリント™ 3 印象材、インプリント™ II 親水性付加型シリコーン印象材のウォッシュと組み合わせて使用できます。高弾性なので撤去が容易です。  
単一でスタディモデル、プロビジョナルのための印象材としても使用できます。



■.....操作余裕時間 ●.....口腔内保持時間

製品番号	製品名	仕様	製品内容	時間	希望医院価格
29012	ポジション ペンタ	リフィルパック	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ベースペースト 300mL×2本</li> <li>● キャタリストペースト 60mL×2本</li> </ul>	<p>■ 1'30"*</p> <p>● 1'30"*** (単一印象)</p>	19,900円
7307	トレードヒーシブ	付加型シリコーン用	17mL×1本	—	3,400円

※インプリント™ 4 印象材との連合印象の場合：2分

※インプリント™ 3 印象材との連合印象の場合：3分30秒

※インプリント™ II 印象材との連合印象の場合：4分

販売名：ポジション ペンタ／販売名：インプリント 4 印象材／販売名：インプリント 3 印象材／販売名：インプリント II  
販売名：トレードヒーシブ

# エクスプレス™ 印象材

## 付加型シリコーン印象材

### 2回法の付加型シリコーン印象材です。

寸法・表面精度、弾性歪み、引き裂き強度、および経時的寸法安定性に優れています。

症例に応じて、硬化時間と稠度が選べます。



ギャラン™ 印象材タイプ



パテタイプ



パテスプーン

▲.....練和時間 ■.....操作余裕時間 ●.....口腔内保持時間

製品番号	製品名	仕様	製品内容	時間	希望医院価格
7301 DEN	エクスプレス 印象材	ライトボディ・ファスト	●50mL×4本 ●ギャラン ミキシングチップ イエロー×20本 (71452 DEN)	■1'00" ●3'30"	各17,600円
7302		ライトボディ・レギュラー		■1'30" ●5'00"	
7322		レギュラーボディ		■1'30" ●5'00"	
7312		パテ	●ベースペースト 550g×1個 ●キャタリストペースト 550g×1個	▲0'30" ■1'30" ●5'00"	15,800円
7314		パテスプーン	●ベース用 (オレンジ) ×1本 ●キャタリスト用 (白) ×1本	—	1,150円
7307	トレードヒープ	付加型シリコーン用	17mL×1本	—	3,400円

販売名：エクスプレス 印象材 / 販売名：パテスプーン / 販売名：ギャランミキシングチップ / 販売名：トレードヒープ

# インプレガム™ ペンタ™ ソフト 印象材

ポリエーテルラバー精密印象材

精密印象に必要な機能を高めた1種類のマテリアルで行なう単一印象材です。素材そのものが親水性のため支台歯周辺にもよくなじみ、細部にわたって正確な印象が採得できます。ペンタミックス™ 印象材自動練和器を使用します。



印象材

■.....操作余裕時間 ●.....口腔内保持時間

製品番号	製品名	仕様	製品内容	時間	希望医院価格
31730	インプレガム ペンタソフト	リフィルパック	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ベースペースト 300mL×2本</li> <li>● キャタリストペースト 60mL×2本</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2'45"</li> <li>● 3'15"</li> </ul>	28,600円
71210	ペンタ エラストマーシリンジ		<ul style="list-style-type: none"> <li>● エラストマーシリンジ×1本</li> <li>● 替え注入チップ×4本 (71225)</li> <li>● 替えシリンジ×4本</li> <li>● ブラシ×1本</li> </ul>		11,700円
71225	ペンタ エラストマーシリンジ	注入チップ 補充用	12個	—	3,600円
30600	ポリエーテルアドヒージブ		17mL×1本	—	2,400円

販売名：インプレガム ペンタソフト / 販売名：ポリエーテルアドヒージブ / 販売名：ペンタ エラストマーシリンジ

# インプレガム™ ソフト ミディアム ボディ 印象材

## ポリエーテルラバー精密印象材

ハンドミックスタイプの単一印象材です。親水性があり、正確な印象を採得できます。



エラストマーシリンジ

▲.....練和時間    ■.....操作余裕時間    ●.....口腔内保持時間

製品番号	製品名	仕様	製品内容	時間	希望医院価格
31755	インプレガムソフト ミディアム ボディ	基本セット	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ベースペースト 120mL×2本</li> <li>● キャタリストペースト 15mL×2本</li> <li>● 練板紙×1冊 (70190)</li> <li>● チューブキー×1個</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ 0'45"</li> <li>■ 2'30"</li> <li>● 3'30"</li> </ul>	7,900円
70190	練板紙	印象材用 ミキシングパッドラージ	125×180mm 24シート	—	1,100円
30600	ポリエーテルアドヒーズ		17mL×1本	—	2,400円
71209	エラストマーシリンジ		<ul style="list-style-type: none"> <li>● エラストマーシリンジ×1本</li> <li>● エラストマーシリンジ注入チップ×4本</li> <li>● 注入補助器具×1本</li> <li>● 清掃用ブラシ×1本</li> </ul>	—	11,700円

販売名：インプレガムソフト ミディアム ボディ/販売名：ミキシングパッド/販売名：ポリエーテルアドヒーズ/販売名：エラストマーシリンジ

# ペンタミックス™ ライト 印象材自動練和器

## 軽量・コンパクトデザインの 印象材自動練和器です。

ペンタミックス™ ライト 印象材自動練和器はカートリッジ交換の手間を短縮でき、材料の無駄もなく経済的に使用いただけます。収納性に優れ持ち運びも簡単です。



ペンタ™ エラストマーシリンジ

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
77908	ペンタミックスライト 印象材自動練和器	60Hz 西日本用	1台	各98,000円
78000		50Hz 東日本用		
77944	ペンタミックスライト カートリッジ		1個	9,000円
77949	ペンタ ミキシングチップレッド		50個	6,100円
71210	ペンタ エラストマーシリンジ		<ul style="list-style-type: none"> <li>● エラストマーシリンジ×1本</li> <li>● 替え注入チップ×4本 (71225)</li> <li>● 替えシリンジ×4本</li> <li>● ブラシ×1本</li> </ul>	11,700円
71225	ペンタ エラストマーシリンジ	注入チップ 補充用	12個	3,600円

販売名：ペンタミックスライト 印象材自動練和器／販売名：ペンタ ミキシングチップレッド／販売名：ペンタ エラストマーシリンジ

# ペンタミックス™ 3 印象材自動練和器

## ペンタミックス™ 印象材自動練和器 シリーズの中でミキシングスピードが 最も速い自動練和器です。

ミキシングスピードが倍になったことにより、操作に余裕ができます。サイズがコンパクトになり、狭いスペースに置くことが可能です。



印象材



ペンタ™ エラストマーシリンジ

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
77875	ペンタミックス 3 印象材自動練和器	50Hz/60Hz	1台	213,000円
71545		ユニバーサル ペンタカートリッジ P3 (ペンタミックス 3用)	1個	10,400円
77784		インプリント 4 印象材 ペンタヘビー ボディ用 カートリッジ P3 (ペンタミックス 3用)	1個	10,400円
71544		インプリント 4 印象材 ペンタソフトトレイ ボディ用 カートリッジ P3 (ペンタミックス 3用)	1個	10,400円
77949	ペンタ ミキシングチップ レッド		50個	6,100円
71210	ペンタ エラストマーシリンジ		<ul style="list-style-type: none"> <li>● エラストマーシリンジ×1本</li> <li>● 替え注入チップ×4本 (71225)</li> <li>● 替えシリンジ×4本</li> <li>● ブラシ×1本</li> </ul>	11,700円
71225	ペンタ エラストマーシリンジ	注入チップ 補充用	12個	3,600円

販売名：ペンタミックス 3 印象材自動練和器／販売名：ペンタ ミキシングチップ レッド／販売名：ペンタ エラストマーシリンジ

# インプリント™ バイト

## 親水性付加型シリコン咬合印象採得材

### 40秒でシャープに硬化する 精度の高い咬合印象採得材です。

チキソトロピー性により、塗布時には垂れず、咬合時には流れるペーストです。シャープに硬化するため、採得時に顎位が変化しにくく、患者さんの負担を軽減できます。



ギャラン™ ミキシングチップ (グリーン)



<原寸大>

インプリント™ バイト 口腔内注入チップ

■.....操作余裕時間 ●.....口腔内保持時間

製品番号	製品名	仕様	製品内容	時間	希望医院価格
36850	インプリント バイト		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 50mL×4本</li> <li>● ギャラン ミキシングチップ グリーン×20本 (71450)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0'20"</li> <li>● 0'40"</li> </ul>	14,100円
71450	ギャラン ミキシングチップ	グリーンヘビーボディ用	50本	—	15,200円
71460	インプリント バイト	口腔内注入チップ (バイト用)	50個	—	4,500円

販売名：インプリント バイト / 販売名：ギャラン ミキシングチップ

# エクスプレス™ レジストレーション・マテリアル

付加型シリコーン咬合印象採得材

## パテタイプの付加型シリコーン 咬合印象採得材です。

パテ状の咬合印象採得材で、短時間に精度の高い咬合採得  
ができます。採得後のトリミングも容易です。



印象材

■.....操作余裕時間 ●.....口腔内保持時間

製品番号	製品名	製品内容	時間	希望医院価格
6160J	エクスプレスレジストレーション・マテリアル	<ul style="list-style-type: none"><li>●パテ ベースト A 550g×1個</li><li>●パテ ベースト B 550g×1個</li><li>●スプーン×2本</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 0'30"</li><li>● 1'30"</li></ul>	20,800円

販売名：エクスプレス レジストレーション・マテリアル

# 印象材 アクセサリー



グリーンヘビーボディ用



イエローウォッシュ用



<原寸大>

口腔内注入チップ

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
77580	ギャラン ディスペンサー		1個	15,900円
71450	ギャラン ミキシングチップ	グリーンヘビーボディ用	50本	各15,200円
71452 DEN		イエローウォッシュ用		
71462		口腔内注入チップ イエロー	50個	4,800円
77590	ギャラン ディスペンサー用ブランジャー		1個	2,900円
77949	ペンタ ミキシングチップ レッド		50個	6,100円
76994	ユニバーサル ペンタ カートリッジ	P2 (ペンタミックス 2用)	1個	各10,400円
71545		P3 (ペンタミックス 3用)		

販売名：ギャラン ディスペンサー / 販売名：ギャラン ミキシングチップ / 販売名：ペンタ ミキシングチップ レッド

# 3M™ ESPE™ 圧排ペースト

## 複雑な圧排作業を楽にする圧排ペーストです。

- 歯肉溝に挿入する先端部が細く丸いため、挿入しやすい。
- 塗布後は水洗で洗浄可能（ペーストは水溶性）。
- 歯肉圧排糸との併用も可能。
- 縁下でのマージン形成時、クラウンセット時にも使用可能。



<原寸大>



レストラティブ ディスペンサー

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
56940S	3M ESPE 圧排ペースト	スターターパック	● 3M ESPE 圧排ペーストライアルパック (3個入) ×1パック (56943) ● レストラティブ ディスペンサー ×1個 (5850RD)	8,200円
56943		トライアルパック	3個	1,500円
56944		レギュラーパック	25個	11,800円
56945		バリューパック	100個	45,000円
5850RD	レストラティブ ディスペンサー		1個	7,900円

販売名：3M ESPE 圧排ペースト／販売名：レストラティブ ディスペンサー

# 3M™ ESPE™ イントラオーラル シリンジ

## ミキシングチップと一体型の 口腔内注入シリンジです。

印象材をカートリッジから移しかえることにより口腔内注入シリンジとして、そのまま使用できます。コンパクトで指先で操作でき、歯内縁下にも正確に注入できます。チップ内の残量が少なく、材料の無駄を省けます。



<原寸大>

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
71505	3M ESPE イントラオーラル シリンジ	20本	5,300円

販売名：3M ESPE イントラオーラル シリンジ

# 3M™ インプレッショントレイ

## シリコーン印象用トレイ

トレーアドヒージブ不要の  
ディスポーザブルタイプの  
印象用トレイです。

剛性が高くトレイの変形が少ないため精度の高い印象採得が可能であり、独自のセルフリテンション設計によりトレイ接着材が不要です。



Lサイズ

Mサイズ

Sサイズ

印象材

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
71615	3M インプレッショントレイ	上顎Sサイズ	10個	各4,000円
71616		上顎Mサイズ		
71617		上顎Lサイズ		
71618		下顎Sサイズ		
71619		下顎Mサイズ		
71620		下顎Lサイズ		

販売名：3M インプレッショントレイ

# プロテンプ™ 4 テンポラリーマテリアル

歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ

## プロテンプ™ 4 テンポラリーマテリアル は、化学重合コンポジットレジンの テンポラリー材料です。

オートミキシングにより気泡混入の少ないテンポラリークラウンをチェアサイドで作製いただけます。独自のナノフィラーを採用しているため、フィラーによる凹凸が少なく、自然でスムーズな光沢を再現します。従来の研磨作業は必要なく、硬化後アルコールで拭き取るだけで滑沢な表面が得られます。



ミキシングチップ ブルー

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
46953SP	プロテンプ 4 テンポラリーマテリアル	スターターセット	<ul style="list-style-type: none"> <li>● A2 カートリッジ 50mL×1本 (46956)</li> <li>● A3 カートリッジ 50mL×1本 (46957)</li> <li>● ギャラン ディスペンサー 10:1×1本</li> <li>● ギャラン ミキシングチップ ブルー 16本×2組 (71453)</li> </ul>	28,200円
46954		カートリッジ A1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 50mL カートリッジ×1本</li> <li>● ギャラン ミキシングチップ ブルー×16本 (71453)</li> </ul>	各14,100円
46956		カートリッジ A2		
46957		カートリッジ A3		
46972		カートリッジ A3.5		
46960		カートリッジ B3		
46959		カートリッジ プリーチ		
71453	ギャラン ミキシングチップ	ブルー	50本	7,600円

販売名：プロテンプ 4 テンポラリーマテリアル／販売名：ギャラン ミキシングチップ／販売名：ギャラン ディスペンサー

# ポリカーボネイト暫間用クラウン

株式会社茂久田商会取扱製品

グラスファイバー入り強化ポリカーボネイト製の暫間用クラウンです。はさみ、プライヤーで簡単に調節でき亀裂が生じにくく、バーを使っても熱による樹脂の付着がほとんどありません。



ご注文については株式会社茂久田商会にてお取り扱い致します。

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
C-180	ポリカーボネイト暫間用クラウン	前歯・小白歯60形態 (60形態 モールドガイドつき)	120歯セット	34,000円
12,25,103 等		補充品	5歯	980円

## <クラウンサイズ表>

中切歯上顎(右) 1]							
製品番号	P-100	P-101	P-10	P-11	P-12	P-13	P-14
長径	14.0	13.0	12.2	11.4	11.0	10.8	10.7
短径	10.0	9.4	8.8	8.3	8.0	7.7	7.5

側切歯上顎(右) 2]						
製品番号	P-2	P-20	P-21	P-22	P-23	P-24
長径	11.5	10.9	10.5	10.0	9.5	8.5
短径	7.3	7.0	6.8	6.5	6.3	5.6

犬歯上、下顎(右) 3]							
製品番号	P-300	P-301	P-30	P-31	P-32	P-33	P-34
長径	13.0	12.4	11.9	11.5	11.0	10.7	10.4
短径	8.9	8.5	8.2	8.0	7.8	7.5	7.2

前歯下顎一長(左右共通) 21 12					
製品番号	P-60	P-61	P-62	P-63	P-64
長径	12.3	11.3	11.1	10.5	9.9
短径	6.3	5.9	5.6	5.3	5.1

第1小白歯上、下顎(左右共通) 4 4					
製品番号	P-40	P-41	P-42	P-43	P-44
長径	10.1	9.8	9.3	8.9	8.4
短径	7.5	7.0	6.8	6.6	6.4

中切歯上顎(左) 1]							
製品番号	P-15	P-16	P-17	P-18	P-19	P-102	P-103
長径	10.7	10.8	11.0	11.4	12.2	13.0	14.0
短径	7.5	7.7	8.0	8.3	8.8	9.4	10.0

側切歯上顎(左) 2]						
製品番号	P-25	P-26	P-27	P-28	P-29	P-200
長径	8.5	9.5	10.0	10.5	10.9	11.5
短径	5.6	6.3	6.5	6.8	7.0	7.3

犬歯上、下顎(左) 3]							
製品番号	P-35	P-36	P-37	P-38	P-39	P-302	P-303
長径	10.4	10.7	11.0	11.5	11.9	12.4	13.0
短径	7.2	7.5	7.8	8.0	8.2	8.5	8.9

前歯下顎一短(左右共通) 21 12					
製品番号	P-65	P-66	P-67	P-68	P-69
長径	8.0	8.5	9.1	9.6	10.4
短径	5.0	5.1	5.3	5.6	6.0

第2小白歯上、下顎(左右共通) 5 5					
製品番号	P-50	P-51	P-52	P-53	P-54
長径	9.9	9.2	8.9	8.6	8.1
短径	7.4	7.0	6.8	6.5	6.2

販売名：ポリカーボネイト暫間用クラウン

単位(mm)

# ナイクロ乳歯冠

株式会社茂久田商会取扱製品

すぐれた解剖学的形態を有したステンレススチール製乳歯冠です。マージンの調整なしでスナップ装着できるため、作業が簡単で診療時間が短縮できます。



ご注文については株式会社茂久田商会にてお取り扱い致します。

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
ND-96	ナイクロ乳歯冠	第一乳臼歯・第二乳臼歯48形態 96歯セット	96歯セット	59,000円
D-UL-2 E-LR-7 等		補充品	5歯	3,700円

## <クラウン サイズ表>

上顎(右)				上顎(左)			
第2乳臼歯 E]		第1乳臼歯 D]		第1乳臼歯 [D		第2乳臼歯 [E	
製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅
E-UR-2	9.2	D-UR-2	6.7	D-UL-2	6.7	E-UL-2	9.2
E-UR-3	9.6	D-UR-3	7.1	D-UL-3	7.1	E-UL-3	9.6
E-UR-4	10.0	D-UR-4	7.4	D-UL-4	7.4	E-UL-4	10.0
E-UR-5	10.4	D-UR-5	7.7	D-UL-5	7.7	E-UL-5	10.4
E-UR-6	10.8	D-UR-6	8.0	D-UL-6	8.0	E-UL-6	10.8
E-UR-7	11.2	D-UR-7	8.4	D-UL-7	8.4	E-UL-7	11.2

下顎(右)				下顎(左)			
第2乳臼歯 E]		第1乳臼歯 D]		第1乳臼歯 [D		第2乳臼歯 [E	
製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅
E-LR-2	9.4	D-LR-2	7.3	D-LL-2	7.3	E-LL-2	9.4
E-LR-3	9.8	D-LR-3	7.7	D-LL-3	7.7	E-LL-3	9.8
E-LR-4	10.2	D-LR-4	8.1	D-LL-4	8.1	E-LL-4	10.2
E-LR-5	10.6	D-LR-5	8.5	D-LL-5	8.5	E-LL-5	10.6
E-LR-6	11.0	D-LR-6	8.9	D-LL-6	8.9	E-LL-6	11.0
E-LR-7	11.4	D-LR-7	9.3	D-LL-7	9.3	E-LL-7	11.4

販売名：ナイクロ乳歯冠

単位 (mm)

# ピド・フォームクラウン

株式会社茂久田商会取扱製品

光重合型コンポジットレジンで乳前歯の多面にわたるう触や破折歯を歯冠修復するクラウンフォームです。  
適度な弾性があるため、トリミングが容易で、圧接、撤去のための十分な強度があります。



ご注文については株式会社茂久田商会にてお取り扱い致します。

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
915100	ピド・フォームクラウン	上顎乳中切歯・側切歯用	120歯セット	49,000円
914001 ～ 914034		補充品	5歯	2,100円

## <クラウンサイズ表>

上顎(右)				上顎(左)			
側切歯 B		中切歯 A		中切歯 A		側切歯 B	
製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅
UR-L-1 914031	4.3	UR-C-1 914011	6.0	UL-C-1 914001	6.0	UL-L-1 914021	4.3
UR-L-2 914032	5.1	UR-C-2 914012	6.7	UL-C-2 914002	6.7	UL-L-2 914022	5.1
UR-L-3 914033	5.9	UR-C-3 914013	7.4	UL-C-3 914003	7.4	UL-L-3 914023	5.9
UR-L-4 914034	6.7	UR-C-4 914014	8.1	UL-C-4 914004	8.1	UL-L-4 914024	6.7

販売名：ピド・フォームクラウン

単位 (mm)

# ラヴァ™ エステティック ジルコニア

歯科切削加工用セラミックス

ラヴァ™ エステティック ジルコニアは  
審美性に優れた高強度の歯冠材料です。  
これまでの製品と比べて光透過性が向上し、  
天然歯に近似した蛍光性を有しています。

- 高い光透過性
- 世界で初めて蛍光性成分を含有
- 天然歯に近似したグラデーション
- 8シェードのプレカレードディスク
- 800MPaの曲げ強度



天然歯に近似した蛍光性



紫外線下

プレカレードのグラデーションジルコニア



シェード：Bleach / A1 / A2 / A3 / A3.5 / B1 / C1 / D2  
ピタバン® クラシカルシェードガイドに準拠したシェードです。

焼成スケジュール

昇温	保持	降温
20°C / 分 ( ~ 800°C) 10°C / 分 ( 800 ~ 1500°C)	1500°C 120 分	15°C / 分以内 (1500 ~ 800°C) 20°C / 分以内 ( 800 ~ 250°C)
グレージング処理について		800°C以下で焼成してください。

ディスク 1 枚入り

シェード	サイズ	14mm	18mm	22mm
ブリーチ		69319 DEN	69327 DEN	69335 DEN
A1		69320 DEN	69328 DEN	69336 DEN
A2		69321 DEN	69329 DEN	69337 DEN
A3		69322 DEN	69330 DEN	69338 DEN
A3.5		69323 DEN	69331 DEN	69339 DEN
B1		69324 DEN	69332 DEN	69340 DEN
C1		69325 DEN	69333 DEN	69341 DEN
D2		69326 DEN	69334 DEN	69342 DEN
希望医院価格		40,000 円	45,000 円	52,000 円

販売名：ラヴァ エステティック ジルコニア

# ラヴァ™ プラス ジルコニア 歯科切削加工用セラミックス

ラヴァ™ オールジルコニアとは、ラヴァ™ プラス ジルコニアのみで作製したクラウン&ブリッジです。強度を活かしつつ、さらなる審美性と天然歯に近い仕上がりを追求しました。

ラヴァ™ オールジルコニアは、  
VITA® クラシカル シェードガイド等をベースに製作しています。\*1

		ラヴァ™ オールジルコニア *2 (染色・焼結後に研磨した状態)					
		シェードガイド	前歯	Lava™ プラス ジルコニアの シェードNo.	臼歯	シェードガイド	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●ジルコニアだけで、切端の透明感を実現しました。エナメル質感を表現するエナメル染色液を焼成前に使用しています。</li> </ul>		W0		W0 (未染色)		W0	
		W1		W1 ベース		W1	
		W3		W3 ベース		W3	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●シェーディング法による塗り分けで自然なグラデーションを表現します。</li> </ul>		A1		A1 ベース		A1	
		A2		A2 ベース		A2	
		A3		A3 ベース		A3	
		A3.5		A3.5 ベース		A3.5	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●解剖学的な咬合面形態を緻密に再現。0.5mmの切削バーを使用しています。</li> </ul>		B2		B2 ベース		B2	

\*1 ラヴァ™ プラス ジルコニア 歯科切削加工用セラミックスとVITA® シェードガイドの適合は、完全ではありません。この色見本は、紙の印刷のため実物とは異なる場合があります。  
\*2 ラヴァ™ プラス ジルコニア 歯科切削加工用セラミックス シェードは、厚みにより色調が変わります。

# ラヴァ™ アルティメット レストラティブ 歯科切削加工用レジン材料

滑沢持続性、耐摩耗性に優れ、  
セラミックスのような自然で美しい滑沢性を、  
長時間保持し続けることができる  
CAD/CAMブロックです。

耐衝撃性に優れ、対合歯と補綴物のダメージリスクを軽減。

- 瞬間的な衝撃・ねじれ・咬合力のショックを吸収します。
- チッピング・破折のリスクを軽減できます。
- インレー・アンレー・ベニア用としてご使用ください。



セレック® 用



※ラヴァ™ アルティメット レストラティブ 歯科切削加工用レジン材料の  
接着には、高い接着力とシンプルな術式のリライエックス™ アルティ  
メット レジン セメント (22ページ) をご使用ください。

技工用製品

## ラヴァ™ アルティメット レストラティブ 歯科切削加工用レジン材料 (セレック® 用)

	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	D2	Bleach
<b>LT</b> (低透過性)								
サイズ12 製品番号	2912A1-LTN	2912A2-LTN	2912A3-LTN	2912A3.5-LTN	2912B1-LTN	2912C2-LTN	2912D2-LTN	2912BL-LTN
サイズ14L 製品番号	2914A1-LTN	2914A2-LTN	2914A3-LTN	2914A3.5-LTN	2914B1-LTN	2914C2-LTN	2914D2-LTN	2914BL-LTN
<b>HT</b> (高透過性)								
サイズ12 製品番号	2912A1-HTN	2912A2-HTN	2912A3-HTN		2912B1-HTN	各5個入り/1箱 ●サイズ12 (寸法：幅10mm×高さ15mm×奥行12mm) 希望医院価格 各15,000円/1箱 ●サイズ14L (寸法：幅14.5mm×高さ18mm×奥行14.5mm) 希望医院価格 各17,500円/1箱		
サイズ14L 製品番号	2914A1-HTN	2914A2-HTN	2914A3-HTN		2914B1-HTN			

ラヴァ™ アルティメット レストラティブ 歯科切削加工用レジン材料 (セレック® 用) のご注文については、デンツプライ シノナ株式会社/株式会社モリタにてお取り扱い致します。

販売名：ラヴァ アルティメット レストラティブ

# ビジオ™ ベータ バリオ 真空光重合器 (交換ランプ) ビジオ™ アルファ センサー 感知式予備重合ライト (交換ランプ) 歯科技工用重合装置

## ビジオ™ ベータ バリオ 真空光重合器 (交換ランプ)

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
77170	ビジオ ベータ バリオ 真空光重合器	交換ランプ	2個	8,800円
3528SMR	ビジオ ベータ バリオ 専用真空ポンプ (アルバック社製)	オイル	500mL×2個	8,100円

販売名：ビジオ ベータ バリオ 真空光重合器

## ビジオ™ アルファ センサー 感知式予備重合ライト (交換ランプ)

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
76987	ビジオ アルファ	交換ランプ	1個	5,800円

販売名：ビジオ アルファ

# ロカテック™ サンド 歯科技工用アブレイブ研削器具 ロカテック™ ジュニア 歯科技工用金属表面加工器 (交換器具)

## 金属・ポーセレン・レジンに 使用できる技工用サンドブラスターです。

金属・ポーセレンの表面の接着面を処理するシステムです。プレ  
シャスメタルをはじめ多くの補綴物の表面処理に効果的です。

- 1.ロカテック™ サンド プレは表面クリーニング用として、10秒噴射します。
- 2.ロカテック™ サンド プラス及びロカテック™ サンド ソフトは表面処理用として1cmの距離で一面的につき13秒噴射します。
- 3.噴射面をエスベ™ ジル(シランカップリング材)で処理します。



エスベ™ ジル

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
68340S	ロカテック サンド	ソフト(シリカコーティング30μmアルミナ)	3kg×1袋	26,400円
68340			3kg×3袋	78,800円
68350		プラス (シリカコーティング110μmアルミナ)	3kg×3袋	40,200円
68360		プレ(110μmアルミナ)		23,000円
1000 DEN	ロカテック ジュニア	ジェットペンシル	1個	28,800円
1001 DEN		タンク		21,300円
68130 DEN		先端ノズル		15,000円
68300	エスベ ジル		8mL×1本	2,800円

販売名：ロカテック ジュニア／販売名：ロカテック サンド／販売名：エスベ ジル

# クリンプロ™ クリーニングペースト PMTC用

クリーニングから仕上げまで、1本で対応可能なPMTCペーストです。同シリーズのクリンプロ™ 歯みがきペースト（ホーム用）との併用で、継続的に患者さんのお口の健康を守ります。

- 崩壊型の研磨粒子配合により、クリーニングと仕上げを1本で対応可能。
- フッ化物（フッ化ナトリウム）、リン酸、カルシウムを同時配合。
- 歯面が見やすい透明なペースト。
- 爽やかなシトラスミントフレーバー。



一般医療機器

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
8241	クリンプロ クリーニング ペースト PMTC用		50g×1本	1,680円
8241W	クリンプロ クリーニング ペースト PMTC用 ダブルパック		50g×2本	3,180円
8241P	クリンプロ クリーニング ペースト	パック	<ul style="list-style-type: none"> <li>●クリンプロ クリーニング ペースト PMTC用 50g×1本 (8241)</li> <li>●クリンプロ 歯みがき ペースト ソフトミントフレーバー 90g×6本 (8251 DEN)</li> </ul>	6,980円

販売名：クリンプロ クリーニング ペースト PMTC用／販売名：クリンプロトゥース クリーム（ソフトミント フレーバー）、クリンプロトゥース クリーム（シトラスミント フレーバー）(医薬部外品)

# クリンプロ™ 歯みがき ペースト F1450

再石灰化に着目し、  
フッ化物、リン酸、カルシウムを  
3M独自のfTCP※テクノロジーにより  
同時配合した新発想の  
歯みがきペーストです。

- 歯を強くするフッ化物(フッ化ナトリウム)と歯を修復するミネラル(リン酸、カルシウム)を同時配合したペーストで積極的にう蝕を予防。
- フッ素濃度1450ppm。
- 薬用成分CPC、IPMPが歯周炎を予防。
- 低発泡で歯面を傷つけにくいペースト。

※fTCPは、フッ化物の有効性を阻害しない有機物を同時配合したβTCPです。  
TCP (tricalcium phosphate) とは、リン酸三カルシウムの略称です。

歯科用  
医薬部外品 薬用歯みがき



6歳未満のお子様には、フッ素濃度950ppmの  
クリンプロ™ 歯みがき ペーストをご使用ください。

ソフトミントフレーバー      シトラスミントフレーバー

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
8211	クリンプロ 歯みがき ペースト F1450 <sup>※1</sup>	ソフトミントフレーバー	90g×6本	各6,180円
8212		シトラスミントフレーバー		
8251 DEN	クリンプロ 歯みがき ペースト <sup>※2</sup>	ソフトミントフレーバー	90g×6本	各5,700円
8253		シトラスミントフレーバー		
8241P	クリンプロ クリーニング ペースト	パック	<ul style="list-style-type: none"> <li>● クリンプロ クリーニング ペースト PMTC用 50g×1本 (8241)</li> <li>● クリンプロ 歯みがき ペーストソフトミントフレーバー 90g×6本 (8251 DEN)</li> </ul>	6,980円

販売名：クリンプロ クリーニング ペースト PMTC用/販売名：クリンプロ トゥース クリーム αs (ソフトミントフレーバー)、クリンプロ トゥース クリーム αc (シトラスミントフレーバー)(医薬部外品) /  
販売名：クリンプロ トゥース クリーム (ソフトミントフレーバー)、クリンプロ トゥース クリーム (シトラスミントフレーバー)(医薬部外品)

※1. クリンプロ 歯みがき ペースト F1450：参考患者価格 1,408円(税込) / 本  
※2. クリンプロ 歯みがき ペースト：参考患者価格 1,298円(税込) / 本

# クリンプロ™ デンタルフロス

きつい歯間にもスムーズに挿入でき、  
プラークを除去するデンタルフロスです。  
個装タイプで、さまざまなシーンで  
活用できます。

- 扱いやすい柄付きタイプ。
- 個装タイプは携帯でき、外出先でも使用可能。



個装タイプ



<原寸大>

クリンプロ™ デンタルフロス

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
8263	クリンプロ デンタルフロス®	個装タイプ	個装タイプ 32本×3袋	1,290円

※参考患者価格 1,782円 (税込)

# クリンプロ™ シーラント

## 小窩裂溝封鎖材

光照射で色が変わるシーラントです。  
極細チップとシリンジタイプで、  
狙ったところに適量塗布できます。

- 光照射によって、塗布範囲がわかるピンク色から歯面になじむ白色に変化。
- 極細先端チップで微細な小窩裂溝にも狙い通りに塗布が可能。
- 患者さんに合わせて前処理をスコッチボンド™ ユニバーサル エッチャント シリンジとスコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブから選択可能。



スコッチボンド™ ユニバーサル  
プラス アドヒーシブ



スコッチボンド™ ユニバーサル  
エッチャント シリンジ



スコッチボンド™ エッチャント  
ボトルタイプ



<原寸大>

クリンプロ™ シーラント  
ディスペンシング チップ



<原寸大>

エッチャント ディスペンシング チップ

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
12646E	クリンプロ シーラント	スターキット (前処理エッチングタイプ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● シーラント シリンジ 1.2mL×1本</li> <li>● シーラント ディスペンシング チップ×10個 (12626T)</li> <li>● スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ 3mL×1本 (41263)</li> <li>● エッチャント ディスペンシング チップ×25個 (41274)</li> </ul>	8,100円
12627		シリンジ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● シーラント シリンジ 1.2mL×1本</li> <li>● シーラント ディスペンシング チップ×10個 (12626T)</li> </ul>	4,400円
12626T		ディスペンシング チップ	10個	750円
41294J	スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーシブ	ボトルタイプ 補充品	5mL×1本	12,600円
7423	スコッチボンド エッチャント	ボトルタイプ (35%正リン酸水溶液)	9mL×1本	4,500円
41263	スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ	シリンジタイプ (32%ゲル状リン酸水溶液)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 3mL×2本</li> <li>● エッチャント ディスペンシング チップ 25個×2袋 (41274)</li> </ul>	9,500円
41274	エッチャント ディスペンシング チップ		25個	1,050円

販売名：クリンプロ シーラント／販売名：スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ／販売名：スコッチボンド エッチャント／販売名：スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーシブ

# コンサイス™ 光重合型ホワイトシーラント

光重合型の小窩裂溝封鎖材です。



製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
1930W	コンサイス 光重合型ホワイトシーラント	レジン液 (ホワイト) 補充品	6mL×1個	11,600円
7423	スコッチボンド エッチャント	ボトルタイプ (35%正リン酸水溶液)	9mL×1本	4,500円
41263	スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ	シリンジタイプ (32%ゲル状リン酸水溶液)	●3mL×2本 ●エッチャント ディスペンシング チップ 25個×2袋 (41274)	9,500円
41274	エッチャント ディスペンシング チップ		25個	1,050円

販売名：コンサイス 光重合型ホワイトシーラント／販売名：スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ／販売名：スコッチボンド エッチャント

# クリンプロ™ ホワイトバーニッシュF

知覚過敏抑制材料

## フッ化ナトリウム、 リン酸三カルシウム (fTCP※) を含む 知覚過敏抑制材料です。

滞留性のあるフッ化ナトリウムを含むコーティングにより象牙細管を封鎖し、知覚過敏を抑制します。

また、フッ素、リン、カルシウムを最大24時間徐放し耐酸性が向上するため、歯面の表面硬さも向上します。

個包装で患者さんごとの使用が可能のため、術者、患者さんにとっても衛生的な製品です。チェリー、メロン、ミントの3種類のフレーバーから患者さんのお好みに合わせてお選びいただくことが可能です。

※fTCPは、フッ化物の有効性を阻害しない有機物を同時配合したβTCPです。  
TCP (tricalcium phosphate) とは、リン酸三カルシウムの略称です。



製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
12246C	クリンプロ ホワイトバーニッシュF	チェリー	● 25個 (0.5ml・アプリケーターブラシ×各25個)	各9,500円
12246L		メロン		
12246		ミント		
12247C		チェリー	● 50個 (0.5ml・アプリケーターブラシ×各50個)	各17,500円
12247L		メロン		
12247		ミント		

販売名：クリンプロ ホワイトバーニッシュF

# クリンプロ™ XT バーニッシュ

知覚過敏抑制材料

## レジン強化型ガラスアイオノマー系 知覚過敏抑制材料です。

光重合で象牙細管をすばやく封鎖し、長期にわたり歯面をしっかり保護し続けます。

さらに塗布部分の知覚過敏を抑制するだけでなく、塗布直後から長期にわたりエナメル質の再石灰化を促進するため、フッ素(フッ化物)・リン・カルシウムを徐放し続けます。また、フッ素(フッ化物)は、クリンプロ™ 歯みがき ペースト等のフッ素(フッ化物)入り歯みがき剤でブラッシングする毎にリチャージされます。



製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
12248S	クリンプロ XT バーニッシュ	● クリッカーディスペンサー (5g) × 1本 ● 練板紙 × 1冊 (1961P)	9,500円

販売名：クリンプロ XT バーニッシュ / 販売名：クリンプロトゥース クリーム (医薬部外品)

# 3M™ マスクにくっつくアイガード 歯科用

「サッと」取り出し、いつものマスクに「パッと」くっつくアイガードです。簡単装着で、歯科医療従事者の眼をしっかり防護します。

- 3M独自の"メカニカルファスナー"技術により、マスクへの着脱が簡単(マスクへの装着位置の調整も簡単)。
- 曇り止め加工フィルムで、クリアな視野。
- 眼鏡の上からも装着可能。



製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
EAG-1 DEN	3M マスクにくっつくアイガード 歯科用	サイズ (120mm × 250mm) × 20 枚	2,800円

# 3M™ タイ・オンマスク

## Aura™ 防じんマスク 歯科技工用

### Aura™ N95微粒子用マスク(医療用)

#### 3M™ タイ・オンマスク

米国で外科手術用に開発されたディスポーザブルマスクで、優れたフィルター効果を持ち、長時間の装着も負担が少ない設計です。

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
1818 DEN	3M タイ・オンマスク	フリース型マスク ブルー	50枚	8,900円

#### Aura™ 防じんマスク 歯科技工用

歯科技工用に作業しやすく、疲れない衛生的なマスクです。国家検定で認められた信頼性の高い防じんマスクで、目に見えない粉じんから守ります。

製品番号	製品名	仕様	製品内容	希望医院価格
8710-DS1 DEN	Aura 歯科技工用 防じんマスク ホワイト	カップ型	20枚	6,620円
9322J+ DS2 DEN	Aura 歯科技工用 防じんマスク (排気弁付き)	折りたたみ式	10枚	4,443円
9913-DS1 DEN	Aura 歯科技工用マスク 粉じん、防臭機能つき(活性炭入り)	グレー カップ型		6,531円
8812J-DS1 DEN	Aura 歯科技工用マスク 粉じん用(排気弁付き)	ホワイト カップ型		5,388円

#### Aura™ N95微粒子用マスク(医療用)

着用中にずれにくい可動式三面構造を採用した微粒子用マスクです。楽に呼吸ができ、安全性と作業性に優れています。

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
1870+ DEN	Aura N95微粒子用マスク(医療用)	20枚	4,500円

※販売単位は12箱からになります。

# キシレステシン™ A 注射液(カートリッジ)

メチルパラベン(防腐剤)を含有していません。  
遮光性、気密性が高い缶入り包装!

キシレステシン™ A 注射液(カートリッジ)は、局所麻酔作用を有するリドカイン塩酸塩に、その作用を持続させるための血管収縮剤アドレナリンを配合した、局所麻酔剤です。



**劇薬** 処方箋医薬品(注意 医師等の処方箋により使用すること)

梱包：1.8mL×50カートリッジ

有効成分：リドカイン塩酸塩、アドレナリン

添加物：乾燥亜硫酸ナトリウム、pH調節剤、等張化剤、塩酸

アドレナリンやゴムが外気と光によって  
品質変化することがより少なくなります



**【禁忌】** (次の患者には投与しないこと)

- 本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症の既往歴のある患者。
- 血管収縮剤に対し過敏症の既往歴のある患者。

**【原則禁忌】** (次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること)

高血圧、動脈硬化、心不全、甲状腺機能亢進、糖尿病のある患者及び血管攣縮の既往歴のある患者 [これらの症状が悪化する恐れがある。]

効能・効果、用法・用量、使用上の注意などについては、添付文書をご参照ください。

薬価収載

日本標準商品分類番号：87271

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
10833	キシレステシン A 注射液(カートリッジ) 歯科用局所麻酔剤	1.8mL×50カートリッジ	7,200円

販売名:キシレステシンA注射液(カートリッジ)

# 製品索引

ア行	ページ
Aura™ N95微粒子用マスク(医療用)	65
Aura™ 防じんマスク 歯科技工用	65
3M™ ESPE™ 圧排ペースト	45
印象材 アクセサリー	44
3M™ ESPE™ イントラオーラル シリンジ	46
インプリント™ II 印象材	35
インプリント™ 3 印象材	34
インプリント™ 4 印象材	31-32
インプリント™ バイト	42
インプレガム™ ソフト ミディアム ボディ 印象材	39
インプレガム™ ペンタ™ ソフト 印象材	38
3M™ インプレッショントレイ	47
エクスプレス™ 印象材	37
エクスプレス™ レジストレーション・マテリアル	43
エリバー™ ディープキュア LED 光重合器	29
カ行	ページ
キシレステシン™ A 注射液(カートリッジ)	66
クリンプロ™ XT バーニッシュ	63
クリンプロ™ クリーニング ペースト PMTC用	57
クリンプロ™ シーラント	60
クリンプロ™ デンタル フロス	59
クリンプロ™ ホワイト バーニッシュ F	62
クリンプロ™ 歯みがき ペースト F1450	58
ケタック™ セム イージーミックス セメント	26
コジェット™ サンド	28
コンサイズ™ 光重合型ホワイトシーラント	61
サ行	ページ
シングル ボンド プラス	5
スコッチボンド™ エッチャント	7
スコッチボンド™ マルチバーバス プラス	6
スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒージブ	4
接着材関連製品 アクセサリー	8
ソフレックス™ XT 研磨ディスク	18
ソフレックス™ ストリップス	19
ソフレックス™ ポップオン 研磨ディスク	17
タ～ナ行	ページ
3M™ タイ・オンマスク	65
ナイクロ乳歯冠	50

ハ行	ページ
ビジオ™ アルファ センサー 感知式予備重合ライト(交換ランプ)	55
ビジオ™ ベータ パリオ 真空光重合器(交換ランプ)	55
ピド・フォームクラウン	51
ピトラボンド™ 光重合ガラスアイオノマー裏装材	16
ピトレマー™ R トライキュア型ガラスアイオノマーセメント	15
ピトレマー™ ルーティング セメント	24
ピトレマー™ ルーティング セメント ファストセット	25
フィルテック™ シュープリーム ウルトラ コンポジットレジン	11
フィルテック™ シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン プラス	10
フィルテック™ シュープリーム XTE コンポジットレジン	12
フィルテック™ Z250 コンポジットレジン	13
フィルテック™ P60 コンポジットレジン	14
フィルテック™ フィル アンド コア フロー コンポジットレジン プラス	9
プロテンプ™ 4 テンポラリーマテリアル	48
3M™ ペンタ™ アルジネート印象材	33
ペンタミックス™ 3 印象材自動練和器	41
ペンタミックス™ ライト 印象材自動練和器	40
ポジション™ ペンタ™ 印象材	36
ポリカーボネイト暫間用クラウン	49
マ～ラ行	ページ
3M™ マスクにくっつくアイガード 歯科用	64
ラヴァ™ アルティメット レストラティブ 歯科切削加工用レジン材料	54
ラヴァ™ エステティック ジルコニア	52
ラヴァ™ プラス ジルコニア 歯科切削加工用セラミックス	53
リライエックス™ ユニバーサル レジン セメント	20
リライエックス™ ファイバーポスト	22
リライエックス™ ベニアセメント	27
リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス セメント リライエックス™ ユニセム 2 クリッカー™ セメント	21
リライエックス™ ルーティング プラス	23
ロカテック™ サンド 歯科技工用アブレンシブ研削器具 ロカテック™ ジュニア 歯科技工用金属表面加工器(交換器具)	56
その他	ページ
印象材 製品比較	30
医薬機器およびクラス分類表	68-69

# 医療機器およびクラス分類表


医療機器の分類	クラス分類	販売名	承認/認証/届出番号
管理	II	インプリント3印象材	220AKBZX00165000
管理	II	インプリント4印象材	225AKBZX00168000
管理	II	インプリント II	21500BZY00451000
管理	II	インプリント II ペンタヘビー ボディ	219AKBZX00085000
一般	I	インプリント バイト	13B1X10109000165
管理	II	インプレガム ソフト ミディアム ボディ	219AKBZX00087000
管理	II	インプレガム ペンタソフト	219AKBZX00088000
一般	I	エクスプレス レジストレーション・マテリアル	13B1X10109000167
管理	II	エクスプレス 印象材	16100BZY01261000
管理	II	エスベジル	21100BZY00526000
一般	I	エラストマーシリンジ	13B1X10109000216
一般	I	エリパー ディープキュア LED 光重合器	13B1X10109000261
一般	I	ギャラン ディスベンサー	13B1X10109000211
一般	I	ギャラン ミキシングチップ	13B1X10109000210
管理	II	クリンプロ XT バーニッシュ	221AKBZX00082000
一般	I	クリンプロ クリーニング ベースト PMTC用	13B1X10109000259
管理	II	クリンプロ シーラント	222AKBZX00098000
管理	II	クリンプロ ホワイト バーニッシュ F	301AKBZX00060000
管理	II	ケタック セム イージーミックス	220AKBZX00138000
一般	I	コジェット サンド	13B1X10109000202
管理	II	コンサイズ光重合型ホワイトシーラント	21400BZY00496000
一般	I	シリコーンパッド	13B1X10109000115
管理	II	シングル ボンド プラス	220AKBZX00145000
一般	I	シンフォニー ガラス板	13B1X10109000209
一般	I	シンフォニー セラミックプレート	13B1X10109000208
管理	II	スコッチボンド エッチャント	21300BZY00242000
管理	II	スコッチボンド マルチパーパス プラス	20700BZY00509000
管理	II	スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーズブ	302AKBZX00043000
一般	I	スコッチボンド ユニバーサル アドヒーズブ用 混和皿	13B1X10109000258
管理	II	スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ	224AKBZX00142000
一般	I	ソフレックス	13B1X10109000198
一般	I	ディスポーザブル アプリケーター ブラシ XSサイズ	13B1X10109000110
一般	I	トレーアドヒーズブ	13B1X10109000118
管理	II	ナイクロ乳歯冠	16000BZY01087A01
一般	I	パテ スプーン	13B1X10109000120
一般	I	ビジオ アルファ	13B1X10109000200
一般	I	ビジオ ベータ バリオ 真空光重合器	13B1X10109000201
一般	I	ビド・フォームクラウン	13B1X10109000113
管理	II	ビトラボンド 光重合ガラスアイノマー裏装材	20200BZY00265000
管理	II	ビトレマー R	20600BZY00335000
管理	II	ビトレマー ルーティングセメント	20700BZY00468000
管理	II	ビトレマー ルーティングセメント ファストセット	21200BZY00666000
管理	II	フィルテック P60 コンポジットレジン	21300BZY00372000
管理	II	フィルテック Z250 コンポジットレジン	21100BZY00250000
管理	II	フィルテック シュープリーム XTE コンポジットレジン	221AKBZX00173000

医療機器の分類	クラス分類	販売名	承認/認証/届出番号
管理	Ⅱ	フィルテック シューブリーム ウルトラ コンポジットレジン	221AKBZX00174000
管理	Ⅱ	フィルテック シューブリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン	222AKBZX00110000
管理	Ⅱ	フィルテック フィル アンド コア フロー コンポジットレジン	229AKBZX00030000
一般	Ⅰ	ブラシチップ	13B1X10109000196
一般	Ⅰ	フロー 注入チップ	13B1X10109000213
管理	Ⅱ	プロテンプ4 テンポラリーマテリアル	221AKBZX00079000
一般	Ⅰ	ベストガム	13B1X10109000122
一般	Ⅰ	ペンタ エラストマーシリンジ	13B1X10109000215
一般	Ⅰ	ペンタ ミキシングチップレッド	13B1X10109000127
一般	Ⅰ	ペンタミックス3 印象材自動練和器	13B1X10109000188
一般	Ⅰ	ペンタミックス ライト 印象材自動練和器	13B1X10109000256
管理	Ⅱ	ポジション ペンタ	219AKBZX00086000
一般	Ⅰ	ポリエーテルアドヒージブ	13B1X10109000119
管理	Ⅱ	ポリカーボネイト暫間用クラウン	15100BZY00992000
一般	Ⅰ	ミキシングパッド	13B1X10109000126
管理	Ⅱ	ラヴァ アルティメット レストラティブ	224AKBZX00015000
管理	Ⅱ	ラヴァ エステティック ジルコニア	229AKBZX00012000
管理	Ⅱ	ラヴァ プラス ジルコニア	224AKBZX00097000
管理	Ⅱ	リライエックス ユニバーサル レジン セメント	302AKBZX00044000
管理	Ⅱ	リライエックス セラミック プライマー	220AKBZX00144000
管理	Ⅱ	リライエックス トライインペースト	21500BZY00212000
管理	Ⅱ	リライエックス ファイバーポスト	228AKBZX00013000
管理	Ⅱ	リライエックス ベニアセメントペースト	21400BZY00487000
管理	Ⅱ	リライエックス ユニセム	219AKBZX00193000
管理	Ⅱ	リライエックス ユニセム2 オートミックス	223AKBZX00006000
管理	Ⅱ	リライエックス ユニセム2 クリックカー	224AKBZX00027000
管理	Ⅱ	リライエックス ルーティング プラス	304AKBZX00049000
一般	Ⅰ	レストラティブ ディスペンサー	13B1X10109000161
一般	Ⅰ	ロカテック サンド	13B1X10109000206
一般	Ⅰ	ロカテック ジュニア	13B1X10109000217
一般	Ⅰ	充填用チップ	13B1X10109000214
一般	Ⅰ	3M ESPE 圧排ペースト	13B1X10109000253
一般	Ⅰ	3M ESPE イントラオーラル シリンジ	13B1X10109000254
一般	Ⅰ	3M インプレッショントレイ	13B1X10109000112
管理	Ⅱ	3M ペンタ アルジネート印象材	229AKBZX00023000

医薬品

	キシレスチンA 注射液(カートリッジ)	20300AMY00340000
--	---------------------	------------------

# 3M ウェブサイトのご紹介



## 3M 歯科医療従事者向けウェブサイト

歯科医療従事者向けウェブサイトでは、各製品の特長や使い方、臨床のヒントなど日常の臨床にお役立ていただける情報からお得なキャンペーン情報まで、いち早くお届けしています。また製品名や製品番号、キーワードから簡単に製品を検索できる機能の設置など、使い勝手の良さも追求しています。


日々、皆様のご要望にお応えできるよう、進化し続けるウェブサイトをぜひご活用ください。



Web

3M 歯科





### 3M 一般の方向けウェブサイト 「クリンプロ™ 予防歯科製品 (一般向け)」

“一般の方に、むし歯やその予防に関する情報を、イラストを多用してできる限り分かりやすく、ご提供しています。臨床現場で患者さんとのコミュニケーションツールとして、ぜひご活用ください。また、クリンプロ™ 歯みがきペーストを購入できる歯科医院を検索サイトもご用意しております。



Web 3M クリンプロ 一般 🔍

※本カタログは2022年10月現在の製品、承認番号、認証番号、届出番号を掲載しております。

※掲載の内容および希望医院価格は、2022年10月現在のものです。希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。

※製品内容・価格等は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「添付文書」をお読みください。

※3M、ESPE、アセブテックス、アドバー、インプリント、インプレガム、エクスプレス、エリパー、キシレステシン、ギャラン、クリッカー、クリンプロ、ケタック、コジェット、コンサイズ、シンフォニー、

スコッチボンド、ソフレックス、ビジオ、ビトラボンド、ビトレマー、フィルテック、プロテンプ、ペストガム、ペンタ、ペンタミックス、ボジション、ラヴァ、ラミテック、リライエックス、ロカテック、

Auralは、3M社またはその関連会社の商標です。

ビタバン®、VITA®は、VITA社の商標です。セレック®は、デンツプライ シロナ インコーポレーテッドの商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

歯科用製品事業部

<https://www.3mcompany.jp/dental>

Web

3M 歯科



Please Recycle. Printed in Japan.

© 3M 2022. All Rights Reserved.

DEN-013-WJ (1022)

3M コールセンター

 0120-332-329

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)