



Clarity™

Soluciones estéticas para ortodoncia

Información de producto

3M™ Clarity™ Ultra Brackets Autoligantes



Prescripción 3M™ MBT™

Maxilar			Adentro / Fuera		Número de pieza: – .022 in	
Diente	Torsión	Angulación	in	mm	Izq.	Der.
Central	+17°	4°	0.026	0.66	003-301	003-302
Lateral	+10°	8°	0.035	0.89	003-303	003-304
Canino con gancho	0°	8°	0.021	0.53	003-307	003-308
Premolar con gancho	-7°	0°	0.029	0.74	003-310	003-311

Mandibular			Adentro / Fuera		Número de pieza: – .022 in	
Diente	Torsión	Angulación	in	mm	Izq.	Der.
Anterior	-6°	0°	0.045	1.14	003-350	
Canino con gancho	0°	3°	0.020	0.51	003-353	003-354
1° Premolar con gancho	-12°	2°	0.030	0.76	003-357	003-358
2° Premolar con gancho	-17°	2°	0.034	0.86	003-361	003-362

Agregue el Prefijo "4" para el Sistema Adhesivo Flash-Free 3M™ APC™. Ejemplo: 4003-301

Kits de pacientes

	Número de pieza: – .022 in
Sup /Inf 5x5 con gancho	003-111
Sup 5x5 con gancho	003-116

Agregue el Prefijo "4" para el Sistema Adhesivo Flash-Free 3M™ APC™.

Instrumentos para el Sistema Ultra SL

	Número de pieza
3M™ Unitek™ Instrumento de Remoción	804-175
3M™ Unitek™ Instrumento de Apertura y Cierre	804-155



REF 804-175



REF 804-155

Para más información...

Visite 3M.com/ClarityUltra o pregunte a su representante de 3M Cuidado Oral.



3M Cuidado Oral
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 EUA

Teléfono 1-800-423-4588
Web 3M.com/ortho

3M, APC, Clarity, MBT y Unitek son marcas registradas de 3M.
© 3M 2018. Todos los derechos reservados.
70-2013-7037-9 (Rev. 0718)