

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ テガダーム™ マキシマル バリア プリコーション パック



必要物品を1パックにして マキシマルバリアプリコーションを遵守しやすく!



サージカルキャップ

ゆったりサイズで、髪が長くても
しっかりカバーします。



ガウン

3M™ SMS不織布製
サージカルガウンです。



マスク

微粒子ろ過効率 (PFE) ※1 >95%、
微生物ろ過効率 (BFE) ※2 >99%
軽量で快適な着け心地の
フェイスマスクです。



ドレッシング

貼りが簡単でしっかり固定できる
切り込みと周囲補強つきです。
(MBP-101のみ)



ドレープ

患者様の全身が覆えるサイズです。
簡単に一人で広げることができます。
穴の周りにテープがついているので、
ずれにくく安心です。
表面は吸水性があり、血液の汚染拡
散を最小限にとどめます。防水加工
なので、液体・細菌を通しません。

※1: 微粒子ろ過効率
(PFE: Particle Filtration Efficiency)
着用者 (医療スタッフ) を守るための指標です。空中に浮遊する微粒子に対して用いられるマスクのフィルタ性能の
指標で、0.1µmのポリスチレンラテックス微粒子がマスクによって除去された割合をパーセントで示します。

※2: 微生物ろ過効率
(BFE: Bacterial Filtration Efficiency)
患者を守るための指標です。着用者の呼吸中に含まれ排出される微生物に対して用いられるマスクのフィルタ性能の指標で、
平均4.0-5.0µmの飛沫に含まれる細菌がマスクによって除去された割合をパーセントで示します。

3M™ テガダーム™ マキシマルバリアプリコーションパック

製品番号	パック内容	数量 パック
MBP-101	サージカルキャップ: 1枚 3M™ スタンダード耳掛け式 フェイスマスク: 1枚 サージカルガウン: 1枚 3M™ ステリ・ドレープ™ 穴あき 吸水防水オリーブ テープ付: 1枚 (サイズ: 150cm×183cm、穴サイズ: 6cm×8cm楕円) 3M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルム ドレッシング1685: 1枚	1
MBP-102	サージカルキャップ: 1枚 3M™ スタンダード耳掛け式 フェイスマスク: 1枚 サージカルガウン: 1枚 3M™ ステリ・ドレープ™ 穴あき 吸水防水オリーブ テープ付: 1枚 (サイズ: 150cm×183cm、穴サイズ: 6cm×8cm楕円)	1

一般医療機器 単回使用クラス I 処置キット 届出番号: 13B1X10109000145
販売名: テガダーム マキシマルバリアプリコーションパック

3M、Tegaderm、テガダーム、ステリ・ドレープは3M社の商標です。



血管内カテーテル関連感染予防のための ガイドライン

CDC/HICPAC (2011年)

マキシマルバリアプリコーション推奨

CVC、PICCの挿入またはガイドワイヤーを用いた交換に、キャップ、
マスク、滅菌ガウン、滅菌手袋および全身用滅菌ドレープの使用を
含むマキシマルバリアプリコーションを行う。

(カテゴリー IB)

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Healthcare Infection Control Practice Advisory Committee
(HICPAC).
Guideline for the Prevention of Intravascular Catheter-Related
Infection 2011より抜粋



スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部

<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
HPM-684-C(0419)

2019年4月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます