



Clarity™

Soluções Estéticas para Ortodontia

Brackets cerâmicos autoligados Clarity™ Ultra SL

Uma clara solução para inspirar sorrisos!



Oferecendo sucesso para pacientes e para seu consultório.

Estamos em um momento de grande mudança na Ortodontia e nas opções de modelos de tratamento.

Os pacientes agora têm mais opções do que nunca e demandam que sejam envolvidos ativamente na decisão de quais produtos irão utilizar.

Além disso, as novas tecnologias estão trazendo inovações e praticidade para a prática clínica ortodôntica.


Porém, em meio a todo este cenário, seu objetivo continua o mesmo: criar sorrisos bonitos e confiantes que durem toda a vida de seu paciente.

Por isso a 3M Oral Care oferece mais um lançamento de sucesso para os seus pacientes, o bracket cerâmico autoligado passivo Clarity™ Ultra SL.

Conheça mais sobre esta novidade.

Mostre sua expertise. Entregue resultados precisos.

O Clarity™ Ultra SL oferece controle rotacional, versatilidade e o ponto concentrador de stress na base para uma remoção confiável e previsível.



Brelas 01/19

Brackets cerâmicos autoligados Clarity™ Ultra SL

Prescrição MBT 0.022”

Arcada Superior			In/Out		Part Number - .022 in.	
Dente	Torque	Angulação	in.	mm	Esq.	Dir
Central	+17°	4°	0.026	0.66	003-301	003-302
Lateral	+10°	8°	0.035	0.89	003-303	003-304
Canino com ganho	0°	8°	0.021	0.53	003-307	003-308
Pré-molar com ganho	-7°	0°	0.029	0.74	003-310	003-311

Arcada Inferior			In/Out		Part Number - .022 in.	
Dente	Torque	Angulação	in.	mm	Esq.	Dir
Incisivos	-6°	0°	0.045	1.14	003-350	
Canino com ganho	0°	3°	0.020	0.51	003-353	003-354
1° Pré-molar com ganho	-12°	2°	0.030	0.76	003-357	003-358
2° Pré-molar com ganho	-17°	2°	0.034	0.86	003-361	003-362

Fale com a 3M

0800-0132333
www.3M.com.br
falecoma3M@mmm.com

www.3M.com.br/ortodontia



Siga-nos

3M.OralCareBrasil

