

# Un collage révolutionnaire.

Le collage des brackets est en pleine révolution. Le système de collage traditionnel consistant à ajouter de l'adhésif sur un bracket fonctionne certes bien, mais le système 3M™ APC™ Flash-Free est encore plus efficace et plus rapide. Ce système dernière génération, composé de fibres non tissées imprégnées de colle, adhère à l'émail pour un collage fiable, tout en supprimant l'étape de nettoyage des excès. Une idée à la portée de tout le monde, mais que nous seuls avons pu réaliser.

Disponible avec :

Brackets autoligaturants 3M™ Clarity™ Ultra  
Brackets céramiques 3M™ Clarity™ Advanced  
Brackets métalliques 3M™ Victory Series™ LP  
Tubes à coller 3M™ Victory Series™ Superior Fit  
Brackets autoligaturants 3M™ SmartClip™ SL3

Pour en savoir plus,  
contactez votre  
représentant 3M.  
[3m.fr/APC-Flash-Free](http://3m.fr/APC-Flash-Free)

\* Données internes 3M.

3M Clarity Ultra, 3M Clarity ADVANCED, les brackets métalliques 3M Smartclip et 3M Victory series, les tubes 3M Victory Series Superior Fit et 3M APC sont des dispositifs médicaux de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0086. 3M Ortholux Luminous est un dispositif médical de classe I selon la même Directive. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les informations figurant sur l'emballage ou la notice avant toute utilisation. Distribués par 3M France, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. PORTHO 1907.



Un taux de décollement  
inférieur à  
**2%**\*


.....



Le taux moyen de décollement  
des brackets préencollés avec  
APC™ Flash-Free est


**60%**  
inférieur à  
la moyenne

pour les brackets collés en  
vestibulaire.\*



Plus besoin de  
nettoyer les  
excès.\*

.....



Formation d'un  
ménisque souple


lors de la pose du bracket  
préencollé d'adhésif, afin  
de combler l'espace entre la  
surface de la dent et les bords du  
bracket.\*




Moins  
d'étapes

Par rapport aux systèmes de  
photopolymérisation traditionnels,  
les brackets préencollés d'adhésif  
APC™ Flash-Free permettent de  
réduire le nombre d'étapes, et donc,  
le temps de collage.\*

.....



D'après les retours que nous  
avons reçus, les brackets  
préencollés d'adhésif ont permis  
de gagner 40 % de temps lors  
du positionnement des brackets  
et du nettoyage des excès par  
rapport aux autres systèmes de  
collage.\*



Le nettoyage des résidus  
d'adhésif après la dépose des  
brackets en céramique 3M™  
Clarity™ préencollés d'adhésif  
APC™ Flash-Free est

**24%**  
plus rapide qu'avec un  
adhésif traditionnel.\*

.....



**70%**  
des orthodontistes  
préfèrent

la dépose et le nettoyage des  
résidus d'adhésif avec APC™  
Flash-Free plutôt qu'avec un  
autre adhésif orthodontique,  
selon une étude universitaire.\*