



# 3M™ Bair Hugger™ Flex Wärmehemden

## Produktbeschreibung

Das 3M Bair Hugger Wärmehemden-System bietet eine erweiterte Dimension der Patientenerwärmung – ein Einmal-Wärmehemd für Patienten, das während des perioperativen Prozesses sowohl Komfort bietet als auch für die klinische Wärmetherapie genutzt werden kann.

## Anwendungsgebiete

Das 3M Bair Hugger Wärmehemden-System dient zur Prävention und Behandlung einer Hypothermie. Wenn Bedingungen vorliegen, unter denen dem Patienten zu warm oder zu kalt sein könnte, kann das Wärmemanagementsystem auch für den thermischen Komfort des Patienten genutzt werden. Das Wärmemanagementsystem kann bei Erwachsenen und Kindern eingesetzt werden. Alle Wärmehemden-Modelle können sowohl prä-, intra- als auch postoperativ eingesetzt werden.

## Eigenschaften

- Weiches Material ohne Naturlatex für grösseren Patientenkomfort
- Zwei verschiedene Schlauchanschlüsse für Bair Hugger Wärmeeinheiten
- Verschiedene Grössen erhältlich, für eine optimale Bedeckung und Schutz der Intimsphäre des Patienten
- Anwenderfreundliche Wärmetherapie – die Bair Hugger Wärmeeinheit kann durch zwei Schlauchanschlüsse an den Hemden entweder am Kopf- oder Fußende des Patienten positioniert werden
- Prä- und Postoperativ besteht die Möglichkeit den Patienten die optimale Wärmezufuhr mittels Fernbedienung selbstständig regeln zu lassen
- Hält Patienten warm, behaglich und bedeckt: Verbessert somit die Patientenzufriedenheit
- Nach dem Prewarming wird das Flex Wärmehemd zu einer separaten Oberkörper- oder Unterkörperdecke
- In der postoperativen Phase wird die Decke dann erneut zu einem Ganzkörper-Wärmehemd
- Patienten können bei Ankunft im Operationssaal durch die im Hemd integrierten Zubehörteile wie transparente Kopfabdeckung, Befestigungsbänder und Klebestreifen sofort weiter gewärmt werden

## Hinweise

- Anzuwenden mit Bair Hugger Geräten der Serien 700 und 875
- Die Wärmehemden sind für den einmaligen Gebrauch vorgesehen

## Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Grösse	Abmessung	Stk./Pkg.
81103	Wärmehemd Flex	Small	112 cm lang, 140 cm Umfang	20
81003	Wärmehemd Flex	Standard	130 cm lang, 163 cm Umfang	30
81203	Wärmehemd Flex	X-Large	130 cm lang, 310 cm Umfang	20

### 3M Medica Zweigniederlassung

der 3M Deutschland GmbH • Telefon +49 2131 14 48 18 • 3Mmedica.de@mmm.com • www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH • Telefon +49 2131 14 48 18 • Medizin-at@mmm.com • www.3Maustria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH • Telefon +41 44 724 90 90 • Innovation.ch@mmm.com • www.3Mschweiz.ch/medicalsolutions