

**3M****Filtek™**

Universal Tömőanyag

# Természetes árnyalatok, határtalan kreativitás

**3M™ Filtek™  
Universal Tömőanyag**

## A NaturalMatch technológia bemutatja az új 3M™ Filtek™ Universal tömőanyagot, mely megreformálja az egy árnyalatú restaurációkat

### Minden az egyszerű színválasztással kezdődik


A 8 dizájner és a 2 kiegészítő (extra fehér és pink opak) színárnyalatú tömőanyag tökéletesen lefedi a klasszikus és fehérített VITA fogszínkulcs 19 árnyalatát.

- **NaturalMatch technológia** (nanofiller, szabadalmaztatott alacsony stressz monomerek és pigmentek) hozzájárul a tömés eredeti foghoz való tökéletes illeszkedéséhez.
- **Fluorszencs pigmentek** fokozzák a természetes megjelenést.
- **3M IGAZI nanotechnológia** elősegíti a restaurációk kiváló polírozhatóságát és kopásállóságát.


A kiegészítő anyagok mint az Extra Fehér (XW) és a Pink Opak (PO) segítik az egyedi szituációk tökéletes megoldását.

Extra fehér tömés, mely megfelel a fogfehérített páciensek igényeinek.

Ne engedje, hogy a sötétebb területek csökkentsek az esztétikát. A Pink Opak hatásosan elmaszkolja a fémeket és a foltos területeket.



### 8 dizájner színárnyalat





### Az Univerzális kompozitok új dimenziója

A tömésekre a szájból lévő erőhatások-örlés, rágás, dörzsölés-hatnak a polimerizáció után. Két szabadalom segítségével megemeltük a tömések ellenállását.

### Alacsony Stressz monomer technológia

Elsőként a Bulk Fill kompozitjainkban megjelent megoldás, mely segít megvédeni a töméseket a polimerizációs zsugorodástól és stressztől.



### IGAZI nanotechnológia a 3M szabadalma

Elősegíti a restaurációk kiváló polírozhatóságát, kopásállóságát és erősségét.

Nanofürt 100K nagyításban. Dr. J. Perdigao, University of Minnesota.

## Kiemelt tulajdonságok

- **Egyszerűbb színárnyalat választás** - 8 dizájner szín
- **Univerzális opacitás** a természetesebb tömésekért
- **Extra fehér (XW)** a fehéritett fogakért
- **Fluoreszcens pigmentek** a természetesebb hatás érdekében
- **Pink Opak**, hogy egyszerűen elfedjük a sötét felületeket
- **3M IGAZI nanotechnológia** a tartós és egyszerű polírozhatóságért
- **Szabadalmazott alacsony stressz monomerek** a nagyobb törésellenállásért
- **Megnövelt radioopacitás** az egyszerű azonosításért
- **Kapszula Melegítés** - A 3M™ Filtek™ Universal tömőanyag kapszulák biztonságosan melegíthetők

## Indikációs területek

- Direkt anterior és posterior restaurációk
- Csonkfelépítés
- Sínezés
- Indirekt restaurációk többek közt inlayek, onlayek, héjak



## Rendelési információk

### 3M™ Filtek™ Universal tömőanyag

Rövidkód Termékinformáció

**6570-SK** **6570-SK 3M™ Filtek™ Universal Fecskendős Tömőanyag Készlet**  
1×4g A1 fecskendő, 1×4g A2 fecskendő, 1×4g A3 fecskendő, 1×4g A3.5 fecskendő, 1×4g PO fecskendő

**6575-CK** **6575-CK 3M™ Filtek™ Universal Kapszulás Tömőanyag Készlet**  
20×0.2g A1 kapszula, 20×0.2g A2 kapszula, 20×0.2g A3 kapszula, 20×0.2g A3.5 kapszula, 10×0.2g PO kapszula

Utántöltő	Rövidkód	Rövidkód
<b>ÁRNYALAT</b>	<b>FECSEKENDŐ</b>	<b>KAPSZULA</b>
A1	6570A1	6575A1
A2	6570A2	6575A2
A3	6570A3	6575A3
A3.5	6570A3.5	6575A3.5
A4	6570A4	6575A4
B1	6570B1	6575B1
B2	6570B2	6575B2
D3	6570D3	6575D3
XW - Extra Fehér	6570XW	6575XW
PO - Pink Opak	6570PO	6575PO
Utántöltők	Kapszulás - 20 × 0,2 g	Fecskendős - 1 × 4 g
Pink Opak utántöltők	Kapszulás - 10 × 0,2 g	Fecskendős - 1 × 4 g



[www.3M.hu/FiltekUniversal](http://www.3M.hu/FiltekUniversal)



Fogászati üzletág  
3M Hungária Kft.  
1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E.  
Telefon: (+36-1) 270-7777  
E-mail: [oralcarehu@mmm.com](mailto:oralcarehu@mmm.com)  
[www.3m.hu/dental](http://www.3m.hu/dental)

Appel Zsuzsanna  
+36 20 571 16 30  
[zsuzsanna.appel@mmm.com](mailto:zsuzsanna.appel@mmm.com)

Sótonyi Sára  
+36 20 494 81 96  
[sara.sotonyi@mmm.com](mailto:sara.sotonyi@mmm.com)

3M Dental Solutions

© 3M 2019. Minden jog fenntarva.