

3M™ Filtek™ Universal

Természetes árnyalatok, határtalan kreativitás

Oldja meg a 6 legnagyobb kihívást!

A páciensek növekvő igényeit követve, a fogorvosoknak szükségük van egy tömőanyagra, ami a magas esztétikai igényeket, az egyszerű használhatósággal ötvözi. A Filtek Universal tömőanyag használatával úrrá lehet ezen a 6 kihíváson és képes lesz hosszan tartó és gyönyörű pótlásokat készíteni.

1. Illeszkedjen a VITA kulcshoz és legyen láthatatlan!

A Filtek Universal tömőanyag igazi nano-kompozitként segít természetű tömések elkészítésében, a hatékonyság és egyszerűség jegyében. 8 dizájner és egy extra fehér (XW) színárnyalat segít a természetes hatás elérésében.

100%



A 8 dizájner és egy extra fehér (XW) árnyalat lefedi a klasszikus és fehéritett VITA fogszínkulcs 100%-át.¹

2. Találja el a fehérebb árnyalatot az új extra fehér (XW) színnel!

A Filtek Universal tömőanyag ezzel szükségtelenné teszi egy külön extra árnyalat használatát, egyszerűsítve ezzel a színválasztást.

\$7.4mrd

A globális fehéritők várható piaca 2024-ben.²

3. Aggódjon kevesebbet a polimerizációs stresszen és a zsugorodáson!

A Filtek Universal tömőanyag kisebb polimerizációs zsugorodási stresszel rendelkezik, mint a többi kompozit, emiatt nem kell aggódnia.

.9-2.8%

A jelenleg piacon lévő, 12 legnépszerűbb nano-hibrid kompozit tömőanyag mért zsugorodásához képest.³

4. Fedje el a sötét elszíneződéseket!

A Filtek Universal tömőanyag segít kiemelkedő eredményt elérni, a Pink Opak árnyalattal. A sokoldalú tömőanyag, segít elmaszkolni a fémeket és a sötétebb foganyagot.

33%



2015 -2017 között ennyivel növekedtek a páciensek kozmetikai fogászatot érintő kiadásai.⁴

5. Olvasson a röntgenből egyértelműen!

Ahelyett, hogy találgatná a tömés és a foganyag határvonalait, lásson egyértelműen! A Filtek Universal tömőanyaggal készített restauráció kiválóan látszik a röntgenen.

293%**



200 - 250% vagy annál nagyobb röntgenárnyék tekinthető előnyösnek a kompozitok esetében.⁵

6. Melegítse bátran!

A Filtek Universal tömőanyag kapszulák felhevíthetők 75 fokra egy órán keresztül, ez csökkenti az applikációhoz szükséges erőt, de nem változtatja meg az anyag fizikai tulajdonságait.

75-80%



A melegítés 75 - 80 %-kal csökkenti az applikációs erőt.⁶

Hozza meg a legjobb döntést praxisa és páciensei számára! A Filtek Universal tömőanyag segít abban, hogy egyszerűen és gyorsan készítsen esztétikus töméseket kompromisszumok nélkül.

¹3M belső adat

²Fehéritőanyagok piacának a mérete 7.40 milliárd dollárra emelkedik 2024-ig (2017. 08.17 - www.hexaresearch.com/press-release/global-teeth-whitening-products-market)

³Spiler, M.S. (2012.10). Dental Composites: A Comprehensive Review. www.dentallearning.org/course/Composites/Dental_Composites.pdf

⁴2017 State of the Cosmetic Dentistry Industry Survey. (2017). Retrieved from 2017survey.pagedemo.co

⁵Thomas, R., Snigdha, S., Bhavitha, K.B., Babu, S., Ajith, A., and Radhakrishnan, E.K. Biofabricated silver nanoparticles incorporated polymethyl methacrylate as a dental adhesive material with antibacterial and antibiofilm activity against *Streptococcus mutans*, 3 Biotech 2018, 10.1007/s13205-018-1420-y, 8, 9.

⁶3M Belső adat

^{*}5 perccel a a megvilágítást követően mérve

^{**}2,93 mmAl



www.3M.hu/FiltekUniversal



Fogászati üzletág
3M Hungária Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E.
Telefon: (+36-1) 270-7777
E-mail: oralcarehu@mmm.com
www.3m.hu/dental

További információ:

Appel Zsuzsanna
+36 20 571 16 30
zsuzsanna.appel@mmm.com

Sótonyi Sára
+36 20 494 81 96
sara.sotonyi@mmm.com

3M Dental Solutions

© 3M 2019. Minden jog fenntartva.