

ハイドロコロイドパッドでキズの治りを早め、きれいに治す  
**ネクスケア™ ハイドロコロイド メディカルパッド新発売!**  
 素肌のような付け心地を追求! 独自の防水カバーフィルムではがれにくく、関節にもフィット

住友スリーエム株式会社(本社:東京都世田谷区 代表取締役社長:ジェシー・ジー・シン)は、4月2日より、キズの治りを早め、きれいに治す家庭用創傷パッド、ネクスケア™ ハイドロコロイド メディカルパッド(全4サイズ5製品)を発売いたします。



ネクスケア™ ハイドロコロイド メディカルパッド シリーズ  
 (左から)小さめサイズ 12 枚、ふつうサイズ 10 枚、大きめサイズ 5 枚、ジャンボサイズ 3 枚、アソートパック 7 枚

【キズの治りを早め、きれいに治す】

ネクスケア™ ハイドロコロイド メディカルパッドは、医療現場で創傷治療に使用されているハイドロコロイド素材を使用した家庭用創傷パッドです。ハイドロコロイドが<sup>しんじゅつえき</sup>滲出液(体液)を吸収・維持することで湿潤環境をつくり、痛みを軽減し、キズの治癒を促進します。かさぶたになりにくく、キズをきれいに治す効果もあります。

【独自形状で関節部位にもフィット。防水カバーフィルムとやわらかくて薄いパッドではがれにくい】

一般的に、ハイドロコロイド素材の家庭用創傷パッドは長時間継続して使用する特長があり、付け心地の良さ、水への耐性、はがれにくさが求められます。ネクスケア™ ハイドロコロイド メディカルパッドは、形状、構造、素材にこだわり、はがれにくい上、素肌のような付け心地を追求しました。

- ① 独自のダイヤモンドカット  
 ネクスケア™ ブランド独自の中央幅広のダイヤモンド形状により、関節を曲げても浮き上がりしにくく、しっかりと密着します。端部に向かって細くなっているため、指に巻いても重なる部分が少なく、曲げやすい形状です。
- ② ハイドロコロイドパッドをカバーする防水カバーフィルム付き  
 ハイドロコロイドパッドを覆う独自の防水カバーフィルム付きで、肌に密着し、はがれを防ぎます。水をはじいてはがれにくい半面、透湿性にも優れ、ムレにくい素材です。表面はマット調で目立ちにくく素肌になじみます。
- ③ やわらかで薄く、透明度の高いハイドロコロイドパッド  
 ハイドロコロイドパッドは、やわらかで薄く、関節の動きにもフィットし、素肌のような付け心地です。パッドは透明度が高く、キズロが見やすいため、キズを確認しながらパッドをキズの中心に正確に貼ることができます。



【使いやすさを追求！さらに貼り方ガイド記載で分かりやすく】

- ① 貼り付け時に誰でも貼りやすく、剥がれにくい  
 キャリアフィルムを中心に切れ目を入れることで、中心から先端に向かって貼れるため、フィルムがしっかり肌に密着し剥がれにくくなります。
- ② 剥離紙に貼り方の順番を表記  
 4ステップの使い方を番号と矢印でわかりやすく表示しました。
- ③ 貼り方ガイドを記載  
 パッケージ側面に貼り方のガイドを記載し、初めて使う方にも手順がわかりやすいよう工夫しました。



【豊富なサイズバリエーション】

サイズは小さめ、ふつう、大きめ、ジャンボの4サイズで、靴ずれや指先の小さなキズから、ひじやひざなどの大きなキズまで、部位に合わせてぴったりなサイズを選べます。ふつうサイズと大きめサイズが入ったアソートパックもあります。

製品仕様

認証番号: 223ADBZX00105000 管理医療機器 家庭用創傷パッド

製品名	品番	サイズ 入数	素材	希望小売価格
ネクスケア™ ハイドロコロイド メディカルパッド 小さめ 12 枚	HCD12S	カバーフィルム: 40mm×32mm パッド: 25mm×18mm 小さめ 12 枚	基材: ポリウレタン パッド: ハイドロコロイド 粘着剤: アクリル系	オープン
ネクスケア™ ハイドロコロイド メディカルパッド ふつう 10 枚	HCD10R	カバーフィルム: 65mm×32mm パッド: 40mm×20mm ふつう 10 枚		
ネクスケア™ ハイドロコロイド メディカルパッド 大きめ 5 枚	HCD5L	カバーフィルム: 80mm×65mm パッド: 55mm×45mm 大きめ 5 枚		
ネクスケア™ ハイドロコロイド メディカルパッド ジャンボ 3 枚	HCD3J	カバーフィルム: 95mm×80mm パッド: 70mm×60mm ジャンボ 3 枚		
ネクスケア™ ハイドロコロイド メディカルパッド アソート 7 枚	HCD7AS	上記ふつう、大きめ各サイズ参照 ふつう 5 枚 大きめ 2 枚		

<製品に関するお客様お問い合わせ先>

住友スリーエム株式会社 コンシューマーヘルスケア製品部 <http://www.mmm.co.jp/nexcare/>  
 TEL: 03-3709-8938 (受付時間 平日 9:00~17:00)

ネクスケア、Nexcare、3MIは、3M社の商標です。