

# Empiece a usar un composite universalmente más sencillo.

Guía de conversión · Del composite 3M™ Z100™ al composite Filtek™ Universal Restorative

## ¿Por qué pasarse al composite Filtek™ Universal Restorative?

- El composite Filtek™ Universal Restorative presenta una **tecnología de nanorrelleno** que mejora la resistencia, el pulido y la estética, una gran mejora con respecto al composite Z100. El composite Filtek™ Universal Restorative permite obtener un brillo excepcional de forma sencilla y el pulido puede incluso mejorarse con la abrasión del cepillado.
- El composite Filtek™ Universal Restorative incluye la **tecnología NaturalMatch** (que combina nanorrellenos, monómeros de bajo estrés patentados y pigmentos) que permiten que la estética de un solo tono se integre de forma más natural con el resto de dentición.
- El precio de venta al público recomendado por el fabricante para el composite Filtek™ Universal Restorative se encuentra por debajo del precio del composite Z100, así que puede obtener la tecnología más reciente de 3M al tiempo que ahorra dinero.

## Tabla comparativa del composite 3M™ Filtek™ Universal Restorative y el composite 3M™ Z100™

✓ Mejor rendimiento



	Composite 3M™ Z100™	Composite Filtek™ Universal Restorative
<b>Tecnología de relleno</b>	Microhíbrido	✓ Nanocomposite
<b>Contracción</b>	Moderada	✓ Estrés de contracción baja
<b>Resistencia a la fractura</b>	Buena	✓ Excelente
<b>Resistencia al desgaste</b>	Excelente	Excelente
<b>Estética</b>	Buena	✓ Natural
<b>Pulido</b>	Retención de pulido moderada	✓ Retención de pulido excelente
<b>Indicaciones</b>	Anterior y posterior	Anterior y posterior
<b>Precio de venta al público recomendado por el fabricante</b>	€€€	€

## Guía de conversión de tonos

Composite 3M™ Z100™	Composite 3M™ Filtek™ Universal Restorative
A1 A2 B2	A1
A3	A2
A3.5	A3
A4 C2	D3
B3	A3
P	B1
UD	—
CY	A4
—	XW
—	PO
—	B2

Los tonos del composite Filtek™ Universal Restorative no tienen una equivalencia 1:1 exacta con los tonos del composite 3M™ Z100. Arriba se muestra una guía con la equivalencia de tonos más cercana entre los dos composites.

## Características

- **Selección del color simplificada:** solo 8 tonos de diseño para cubrir la mayoría de casos.
- **Opacidad universal** para una integración más natural.
- **Extrablancos (XW)** para casos de pacientes con dientes blanqueados.
- **Pigmentos fluorescentes** que logran restauraciones con un aspecto natural.
- **Pink Opaquer (Rosa Opaco)** para enmascarar fácilmente áreas oscuras.
- **Nanotecnología de 3M** para un pulido fácil y duradero.
- **Exclusivos monómeros de bajo estrés** para una elevada resistencia a la fractura.
- **Mayor radiopacidad** para facilitar su identificación en el seguimiento.
- **Calentamiento de la cápsula:** las cápsulas de Filtek™ Universal Restorative se pueden calentar de forma segura.\*

\*Véanse las instrucciones de uso.


## Indicaciones

- Restauraciones anteriores y posteriores directas (incluidas las superficies oclusales).
- Reconstrucción de muñones.
- Ferulizaciones.
- Restauraciones indirectas, incluidos inlays, onlays y carillas.

### Información para pedidos · Composite 3M™ Filtek™ Universal Restorative

Ref.	Información de producto
<b>6550CK</b>	<b>Essential Kit Filtek™ Universal restorative, cápsulas</b> El kit incluye: 90 cápsulas de 0,2 g: 20 de cada de A1, A2, A3, A3.5; 10 cápsulas de 0,2 g de OP; Guía técnica; Instrucciones de uso.
<b>6555SK</b>	<b>Essential Kit Filtek™ Universal restorative, jeringas</b> El kit incluye: 5 jeringas de 4 g: 1 de cada de A1, A2, A3, A3.5 y OP; Guía técnica; Instrucciones de uso.

Reposición	Ref.	Ref.
<b>COLORES</b>	<b>JERINGA</b>	<b>CÁPSULA</b>
A1	6555A1	6550A1
A2	6555A2	6550A2
A3	6555A3	6550A3
A3.5	6555A3.5	6550A3.5
A4	6555A4	6550A4
B1	6555B1	6550B1
B2	6555B2	6550B2
D3	6555D3	6550D3
XW—Extrablancos	6555XW	6550XW
PO—Opaquer rosa	6555PO	6550PO



Todas las reposiciones incluyen una guía técnica e instrucciones de uso.



3M Oral Care  
3M España, S.L.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid  
www.3m.com.es/dental

[www.3M.com/FiltekUniversal](http://www.3M.com/FiltekUniversal)

[www.3m.com.es/dental](http://www.3m.com.es/dental)



3MESPEIberia @3MESPEIB 3MESPEdental

3M y Filtek son marcas registradas de 3M o 3M Deutschland GmbH. Utilizado bajo licencia en Canadá. Impreso en EE.UU.  
© 3M 2019. Reservados todos los derechos.