

FICHE DESCRIPTIVE DU NOUVEAU PRODUIT PARAPHARMACIE

Date MAJ 31/07/19

Nom et coordonnées de la Société

3M France, Marchés de la Santé, 1 Parvis de l'innovation, CS 20203,
95006 CERGY PONTOISE CEDEX

Nom du produit

3M™ MEDIPORE™

Sparadrap non tissé extensible hypoallergénique avec support « papier » – 10m x 15cm

Code commande :

MEDIP15

Composition, description

Sparadraps multi-extensible, non tissé, hypoallergénique, avec support papier, pour fixation de
pansements (conforme à la LPPR)

Composition : support polyester non tissé, adhésif de copolymères d'acrylate

Indications, propriétés

Indications : fixation de pansements post-opératoires, de pansements de grandes tailles, de
pansements pour zones mobiles, sur reliefs anatomiques ou peaux fragiles, de pansements de
plaies chroniques de longue durée, de dispositifs médicaux (sondes, cathéters, canules...)

Propriétés : support aéré, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, doux et confortable,
adhérence rapide et forte. Doté d'un film de protection (« liner ») avec grille de repère
quadrillée, pour une utilisation aisée. Coloris : blanc. Conditionnement : boîte carton.
Marquage CE

Mode d'emploi, posologie

Bien centrer le pansement sur la plaie et le lisser du centre vers la périphérie, sans l'étirer.
Assurer une bonne fixation en appuyant ou lissant fermement sur le pourtour.

Informations de la notice

Précautions d'emploi, mises en garde

Comme pour tous les sparadraps : ne pas poser en tension pour éviter des lésions cutanées
telles que phlyctènes ou une abrasion.

Pour une meilleure tenue du pansement, toujours poser le sparadrap sur une peau sèche
Remplacer ou repositionner le sparadrap en cas de gonflement, d'œdème ou de distension
secondaire

Joindre :

- une fiche signalétique ou une notice si disponible
- un modèle d'étui à plat

INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT

| | |
|---|--|
| <p>❶ Société Distributrice : <input style="width: 100%;" type="text" value="3M France, Marchés de la Santé"/></p> <p>❸ Société Exploitante : <input style="width: 100%;" type="text" value="3M France, Marchés de la Santé"/></p> <p>CLASSIFICATION</p> <p>➤ Derlocosmétique <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>➤ Accessoires <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>➤ Dispositif Médical <input style="width: 100%;" type="text" value="X"/></p> <p>➤ Diététique Spécialisée <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>➤ Vétérinaire <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>➤ Autres <input style="width: 100%;" type="text"/></p> | <p>❷ Société Facturante : <input style="width: 100%;" type="text" value="3M France, Marchés de la Santé"/></p> <p>➤ Tips – N° Agrément <input style="width: 100%;" type="text" value="NON"/></p> <p>➤ Nomenclature <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>➤ Marquage CE <input style="width: 100%;" type="text" value="OUI"/></p> <p>➤ Péréemption, DLU, Durée de validité (en mois) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>➤ Conditions de Stockage Ex : ne pas plier, stocker à l'abri de la lumière, ... A ne pas plier</p> |
|---|--|

CONDITIONS DE REPRISE DU PRODUIT

| | | |
|---|--|---|
| A Produit périmé : | OUI <input checked="checked" style="width: 30px;" type="checkbox"/> | NON <input style="width: 30px;" type="checkbox"/> |
| Si oui, délai de reprise Grossistes-Répartiteurs exprimé en nombre de mois | | |
| - Après péremption Ce délai doit être égal ou supérieur à trois mois Compte tenu des délais de traitement de ces produits depuis l'Officine. | <input style="width: 100px;" type="text" value="Non"/> | - Avant péremption <input style="width: 100px;" type="text" value="Non"/> |
| B Produit abîmé ou cassé (défauts non détectables à la réception) | OUI <input checked="checked" style="width: 30px;" type="checkbox"/> | NON <input style="width: 30px;" type="checkbox"/> |
| X Produit défectueux (défauts de fabrication) | OUI <input checked="checked" style="width: 30px;" type="checkbox"/> | NON <input style="width: 30px;" type="checkbox"/> |
| ➤ SI RETOUR PHYSIQUE, ADRESSE DE RETOUR DU PRODUIT | | |
| <input style="width: 100%;" type="text" value="NOUS CONSULTER"/> | | |

INFORMATIONS TARIFAIRES PRODUIT*

| | | | |
|----------------------------|--|---|--------------------------------|
| Prix Grossiste H.T. | | | |
| Prix Tarif H.T. | | Voir tarif en vigueur | |
| Prix de remboursement Tips | | | |
| Taux de TVA | | 20% | |
| Remises générales | Vos conditions habituelles | OUI <input checked="" type="checkbox"/> | NON <input type="checkbox"/> |
| Remises quantitatives* | | OUI <input type="checkbox"/> | NON <input type="checkbox"/> |
| Remises ad valorem* | | OUI <input type="checkbox"/> | NON <input type="checkbox"/> |
| * Si oui, à préciser | | *Franc <input type="checkbox"/> | *Euro <input type="checkbox"/> |

INFORMATIONS LOGISTIQUES PRODUIT

| | |
|--|--|
| <p><u>UNITÉS DE VENTE</u> 1 rlx En millimètres et en grammes</p> | <p><u>SOUS-STANDARD</u> (cartouche, fardelage) En millimètres et en grammes</p> |
| <p>Longueur <input type="text" value="157"/></p> <p>Largeur <input type="text" value="90"/></p> <p>Hauteur <input type="text" value="92.5"/></p> <p>Poids Brut <input type="text" value="329.5"/></p> | <p>Quantité totale unités de vente <input type="text"/></p> <p>Longueur <input type="text"/></p> <p>Largeur <input type="text"/></p> <p>Hauteur <input type="text"/></p> <p>Poids brut <input type="text"/></p> |
| <p><u>CARTON STANDARD</u> 1 Carton de 12 rlx En centimètres et en kilogrammes</p> | <p><u>PALETTE STANDARD</u> En centimètres et en kilogrammes</p> |
| <p>Quantité totale unités de vente <input type="text" value="1 (12 rlx)"/></p> <p>Longueur <input type="text" value="47.9"/></p> <p>Largeur <input type="text" value="18.8"/></p> <p>Hauteur <input type="text" value="19.9"/></p> <p>Poids Brut <input type="text" value="4.196"/></p> | <p>Nombre de cartons standard <input type="text" value="45"/></p> <p>Quantité totale unités de vente <input type="text" value="540"/></p> <p>Longueur* <input type="text" value="1200"/> Largeur* <input type="text" value="800"/></p> <p>Hauteur <input type="text" value="1145"/> Poids brut <input type="text" value="202"/></p> <p>Palette comprise</p> <p>Autres (préciser les dimensions) :</p> <hr/> <p>* Dimensions de base de la palette</p> |

INFOMATIONS SPÉCIFIQUES À LA MISE EN PLACE

Informations logistiques et économiques

Date d'expédition

Quantité totale (France-Régionale) : si possible couverture prévisionnelle en nombre de semaines

Quantité par Grossiste-Répartiteur (joindre liste en annexe)

Détail des quantité par établissement (joindre liste en annexe)

Conditions de règlement

Conditions de reprise

Livraison : Identifier les cartons par un sticker :

Campagne d'information grand public

- Supports utilisés (préciser)

- Date de début de campagne

Présentation auprès des professionnels de la santé

Nationale

Date

Régionale

Date

Pharmaciens

Médecins spécialistes

Médecins généralistes

Collectivités

Dentistes

Vétérinaires

Autres préciser

HOPITAL