



Filtek^{MR}

Restauradores Odontológicos

Uma linha completa para atender às suas necessidades.

A 3M é uma das empresas mais confiáveis do mundo em odontologia, com seu rico legado de produtos e serviços. As resinas Filtek^{MR} já foram utilizadas em mais de um bilhão de restaurações pelo mundo. A família de resinas Filtek^{MR} permite que você escolha a melhor opção para cada situação clínica - desde a alta estética até a simplificação para facilitar o seu dia-a-dia.

| Versatilidade & Estética | | Estética & Simplicidade | Eficiência & Simplicidade | |
|--|--|--|---|---|
| <p>3M^{MR} Filtek^{MR} Z350 XT Restaurador Universal</p> <ul style="list-style-type: none">• Estética excepcional• Fluorescência de aspecto natural• Excelente retenção de polimento• Excelente manuseio• Elevada resistência para dentes anteriores e posteriores• Resistência ao desgaste semelhante à do esmalte*• Verdadeira Nanotecnologia 3M• 30 cores em 4 opacidades | <p>3M^{MR} Filtek^{MR} Z350 XT Flow Restaurador</p> <ul style="list-style-type: none">• Excelente estética• Excelente retenção de polimento• Excelente adaptação• Excelente resistência ao desgaste• Verdadeira Nanotecnologia 3M• 8 cores | <p>3M^{MR} Filtek^{MR} Universal Restorative</p> <ul style="list-style-type: none">• Estética previsível e replicável• Polimento e brilho obtido de forma rápida e fácil• Alívio de tensões durante a polimerização / baixa tensão (stress) de contração de polimerização• Excelente resistência ao desgaste• Nanotecnologia 3M• 8 cores + Extra White (XW) correspondem a 19 cores da escala VITA**• Cor XW para dentes clareados• Pink Opaquer (PO) para mascarar substratos escurecidos | <p>3M^{MR} Filtek^{MR} One Bulk Fill</p> <ul style="list-style-type: none">• Maior opacidade para melhor estética• Incrementos de até 5 mm• Excelente adaptação• Excelente manuseio• Alívio de tensões• Excelente resistência ao desgaste• Nanotecnologia 3M• 4 cores | <p>3M^{MR} Filtek^{MR} Bulk Fill Flow</p> <ul style="list-style-type: none">• Incremento de até 4 mm• Fácil adaptação• Baixa tensão de contração de polimerização (stress)• Excelente resistência ao desgaste• 4 cores |
|  |  |  |  |  |

Para todos os tipos de restaurações.

| | Versatilidade & Estética | Estética & Simplicidade | Eficiência & Simplicidade | | |
|--|--|---|--|--|---|
| | 3M^{MR} Filtek^{MR} Z350 XT Restaurador Universal (Incremento de até 2 mm) | 3M^{MR} Filtek^{MR} Z350 XT Flow Restaurador (Incremento de até 2 mm) | 3M^{MR} Filtek^{MR} Universal Restorative (Incremento de até 2 mm) | 3M^{MR} Filtek^{MR} One Bulk Fill (Incremento de até 5 mm) | 3M^{MR} Filtek^{MR} Bulk Fill Flow (Incremento de até 4 mm) |
| Classe I  | ✓ | ✓ (base/forramento) | ✓ | ✓ (até 4 mm) | ✓ (base/forramento) |
| Classe II  | ✓ | ✓ (base/forramento) | ✓ | ✓ (até 5 mm) | ✓ (base/forramento) |
| Classe III  | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Classe IV  | ✓ | | ✓ | | |
| Classe V  | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Minimamente invasiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Áreas de estresse oclusal | ✓ | | ✓ | ✓ | |

✓ = Recomendado o uso

Consulte as Instruções de Uso para a lista completa de indicações.

www.3m.com.br/odontologia

ACOMPANHE-NOS:



Fale com a 3M

0800-0132333
www.3M.com.br
falecoma3M@mmm.com

