

3M™ Primacast™ Schienen

3M Primacast Schienen verbinden die Schnelligkeit und Stabilität von synthetischem Cast mit der Anschmiegsamkeit und Modellierbarkeit ähnlich dem Weissgips.

Sicherheit für Anwender und Patient

- Funktionelle Stabilität bereits nach 20 Minuten
- 16 Lagen machen das Falten und Verstärken überflüssig
- Schneller Schutz durch kurze Aushärtungszeit

Hoher Tragekomfort

- Extrem leicht und dünn, dadurch wird die Mobilität des Patienten erhöht
- Durch das Auffächern der Schiene ergibt sich eine individuelle Passform
- Geeignet zur Röntgenkontrolle

Schnelle und saubere Anwendung

- Einzelverpackungen erleichtern die Lagerung und den Transport
- Die Schiene kann überall schnell und sauber angelegt werden - ideal vor allem im OP!

Vielseitig einsetzbar

- Durch die praxisgerechten Abmessungen ist die Schiene in vielen verschiedenen Bereichen einsetzbar



3M Primacast Schiene



Herkömmliche synthetische Schiene



Weissgipsschiene

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessungen	Verpackungseinheit
30210	5.1 cm × 25.4 cm	15 Schienen
30312	7.6 cm × 30.5 cm	15 Schienen
30415	10.1 cm × 38.0 cm	15 Schienen
30430	10.1 cm × 76.2 cm	15 Schienen
30530	12.7 cm × 76.2 cm	10 Schienen
30630	15.2 cm × 76.2 cm	10 Schienen
30645	15.2 cm × 114.3 cm	10 Schienen



Hinweise zur Entsorgung

3M Primacast Schienen können als haushaltsabfallähnlicher Gewerbemüll bei ausgehärtetem Material entsorgt werden, andernfalls ist eine Entsorgung als Sondermüll erforderlich. Bei ordnungsgemässer Verbrennung und Deponie entstehen keine umweltgefährdenden Stoffe.