

**3M** Science.  
Applied to Life.™

3M™ Incognito™ Appliance System

# Goldene Argumente



**Incognito**™  
Appliance System

# Ästhetik ohne Kompromisse

mit dem 3M™ Incognito™ Appliance System

Sehr geehrte Anwender des  
3M Incognito Appliance Systems!

So wie die Nachfrage der Patienten nach ästhetischen Behandlungen weiter zunimmt, so steigt auch Ihr Bedarf an kompromissloser kieferorthopädischer Kontrolle. Dabei müssen die Bedürfnisse der Patienten nach Ästhetik, Behandlungszeit und finanziellen Möglichkeiten berücksichtigt werden.

Das 3M Incognito Appliance System kombiniert genau diese Anforderungen an eine zeitgemäße kieferorthopädische Behandlung.

Mit 3M Incognito erfahren Ihre Patienten ein effektives, vollkommen ästhetisches kieferorthopädisches Erlebnis, bei dem Sie von Anfang bis zum Ende die Kontrolle behalten.

Kombinieren Sie das 3M Incognito Appliance System auch mit Ihren keramischen Labialbrackets oder Alignern und erweitern Sie somit Ihre ästhetischen Behandlungsmöglichkeiten.

**Wir unterstützen Sie gerne mit unseren Vorteilen und unserem umfangreichen Serviceangebot!**

## Digitaler Workflow

Profitieren Sie von einem vollkommen digitalen Prozess mit dem 3M™ Incognito™ Appliance System und schicken Sie uns Ihre digitalen Scandaten (Patientenabdrücke) über das 3M™ Treatment™ Management Portal (TMP).

- Keine Einschränkung hinsichtlich des verwendeten Intraoralscanners (IOS).
- Verlustfreie Integration Ihrer Daten zur Anfertigung der 3M Incognito Apparatur.
- Wir von Top Service unterstützen Sie gerne bei der Integration Ihres IOS in das 3M TMP.



## Digitale Verwaltung

Gestalten Sie Ihr Therapie-Management und Ihre digitale Behandlungsplanung höchst effizient mit dem 3M™ Treatment™ Management Portal (TMP).

- Kostenlose Download-Funktion.
- Einfacher und sicherer Bestellvorgang.
- Digitale Fallplanung.
- Präzises 3D-Setup-Review mit Überlagerungsfunktion.



## Klinischer Service

Zögern Sie nicht, die Erfahrung und Unterstützung unserer klinischen Beraterin in Anspruch zu nehmen.

**Dr. Patricia Obach-Dejean** steht Ihnen zur Verfügung, um Sie in allen Phasen Ihrer Behandlung zu unterstützen, wenn Sie es benötigen.

Für Ihre Anfrage kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter:  
[info-incognito@mmm.com](mailto:info-incognito@mmm.com)



## Digitales Setup

Brackets und Bögen werden auf Basis des von Ihnen freigegebenen Setups hergestellt. Es ist schwierig, zu einem späteren Zeitpunkt zum ursprünglichen Setup zurückzukehren. Nutzen Sie daher die Möglichkeiten des 3M Incognito Digital Setups, damit die finale Apparatur voll und ganz Ihren Erwartungen entspricht.

- Überprüfung und Validierung der Setup-Simulation.
- 3D-Dokumentation mit zahlreichen Funktionen ohne spezifische Software-Installation.
- Kostenlose Änderungsmöglichkeit bei Bedarf.





## Design

Beeindrucken Sie Ihre Patienten durch die Vorteile einer zu 100% individuell gefertigten Apparatur, ermöglicht durch den Einsatz modernster Design- und Herstellungstechnologien.

- Elektroerosionsprozess gefertigte Slots ermöglichen höchste Behandlungspräzision für ein zielgenaues und schnelles Ergebnis.
- Flaches Bracketdesign und verbesserte Biomechanik garantieren höchsten Tragekomfort.

### **Kennen Sie schon das 3M Incognito Bracket mit Tip Bar?**

Dieses setzt neue Maßstäbe durch noch mehr Kontrolle: Mesiale und distale Verlängerungen des lingualen Slots optimieren die Hebelverhältnisse. Mit dieser kostenlosen Option in Kombination mit 3M™ AlastiK™ Lingual-Ligaturen profitieren Sie von einer bis zu 75% optimierten Angulationskontrolle für schnellere und bessere Ergebnisse.

## 3M™ Incognito™ Clear Precision Tray

Dieses Übertragungstray basiert auf den neuesten digitalen 3M-Technologien und ist ein Schlüsselement für die Präzision des 3M Incognito-Systems.

- Geringere Positionierungsfehler.
- Höhere Präzision.
- Bessere Behandlungsergebnisse.



## Druckfertiges 3D-Setup

Sobald Ihre 3M Incognito Apparatur hergestellt ist, können Sie das Setup Ihres Patienten auf Anfrage gesockelt und im STL-Format erhalten.

- Ideal zur Vorbereitung Ihrer Retainer oder Positionierungsschienen.
- Hilfreich bei Ihrer Korrespondenz mit z. B. Zahnarzt, Dentallabor, Chirurg oder Patient.



## Goldlegierung

Die spezielle Goldlegierung ist auf Grund der Materialbeschaffenheit ideal geeignet für eine 100% customized Apparatur. Jedes Bracket wird individuell auf die jeweilige Zahnanatomie Ihrer Patienten angepasst.

- Perfekte Biokompatibilität.
- Geringes Allergierisiko.
- Umweltfreundlich.



## 3M™ AlastiK™ Lingual-Ligaturen

Elastische 3M AlastiK-Ligaturen bieten die gleiche Stärke wie ein Overtie. Aufgrund ihres Designs ist die Verwendung dieser Ligaturen im Vergleich zu den derzeit verwendeten Techniken einfacher und effektiver, ohne Kompromisse hinsichtlich Patientenkomfort.

- In Kombination mit 3M Incognito Tip Bar-Brackets bieten die 3M AlastiK Lingual-Ligaturen eine um bis zu 75% bessere Angulationskontrolle für schnellere und bessere Ergebnisse.



## Klinische Leitfäden

Gerne schicken wir Ihnen Ihr kostenloses PDF-Exemplar zu:

- 3M Incognito Treatment Guide, Version 3
- 3M Incognito Treatment Guide für Extraktionsfälle (Dr. Shoji Sugiyama, Dr. Keizo Hirose, Dr. Toru Inami)



## Patientenmarketing

Gestalten Sie Ihre Praxis oder Ihre Präsenz im Internet und in sozialen Netzwerken individuell mit dem 3M Incognito Appliance System. Gerne stellen wir Ihnen dafür kostenlos diverse Unterlagen zur Verfügung.

- Patientenbroschüren
- Poster
- Bilder



Wir unterstützen Sie gerne und schenken Ihnen mit dem 3M™ Incognito™ Appliance System die Kontrolle und das Vertrauen das zu tun, was Sie am besten können:

## Designen Sie ein Lächeln, das Ihre Patienten lieben werden!

## Wir sind für Sie da!

Sie erreichen unser Customer Care Team unter:



Telefon +49 (0) 5472 94910



info-incognito@mmm.com

## Wir freuen uns auf Ihren Anruf!



**3M**

**3M Deutschland GmbH**  
**3M Oral Care**  
ESPE Platz  
82229 Seefeld  
Tel. +49 (0) 8191 9474 5000  
Fax +49 (0) 8191 9474-5099  
3MKFO@mmm.com  
www.3M.de/Oralcare

**3M Österreich GmbH**  
**3M Oral Care**  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Tel. +43 (0) 141 700 60  
Fax +43 (0) 186 686-242  
3MKFO@mmm.com  
www.3MAustria.at/Oralcare

**3M (Schweiz) GmbH**  
**3M Oral Care**  
Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Tel. +41 (0) 43 508 96 79  
Fax +41 (0) 44 724 94 80  
3MKFO@mmm.com  
www.3MSchweiz.ch/Oralcare

3M Science Applied to Life. AlastiK und Incognito sind eingetragene Warenzeichen von 3M. Andere eingetragene Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Bitte recyceln. Alle Rechte vorbehalten.  
© 3M 2020

EF04-0373 (D-A-CH\_04/2020)