

3M Science.
Applied to Life.™

Système d'orthodontie 3M™ Incognito™

Des arguments en or



Incognito™
Appliance System

Esthétique sans compromis

avec le système d'orthodontie 3M™ Incognito™

Chers utilisateurs du système d'orthodontie Incognito,

Répondre à la demande croissante des patients en matière d'esthétique des traitements vous impose de plus en plus la nécessité d'un contrôle orthodontique sans faille. Vous devez tenir compte à la fois des demandes esthétiques, du temps de traitement et des possibilités financières des patients.

Le système d'orthodontie 3M Incognito répond à toutes ces exigences à la fois, pour un traitement orthodontique dans l'air du temps.

Avec 3M Incognito, vos patients bénéficient d'un traitement orthodontique parfaitement esthétique, dont vous gardez le contrôle du début à la fin.

Associez le système d'orthodontie 3M Incognito à vos brackets vestibulaires ou aligneurs en céramique pour élargir vos possibilités de traitement esthétique.

Nous serons heureux de vous aider par de nombreux avantages et un large éventail de services !

Processus numérisé

Profitez d'un processus entièrement numérisé avec le système d'orthodontie 3M™ Incognito™ et envoyez-nous vos données de numérisation (empreintes) sur le portail 3M™ Treatment™ Management.

- Pas de restriction du type de scanner intra-oral (IOS) utilisé.
- Intégration sans perte de vos données pour la fabrication de votre appareil 3M Incognito.
- Notre S.A.V. de haut niveau vous prêtera main-forte pour l'intégration de votre scanner IOS sur le portail 3M TMP.



Gestion numérisée

Organisez votre gestion du traitement et votre planification numérique en vue d'une efficacité maximale avec le Treatment Management Portal (TMP) de 3M™ Unitek™.

- Fonction de téléchargement gratuite.
- Procédure de commande simple et sûre.
- Planification numérique des cas.
- Vérification précise du set-up en 3D avec option de superposition.



S.A.V. clinique

N'hésitez pas à profiter de l'expérience et de l'aide de notre conseiller clinique.

Le Dr Patricia Obach-Dejean se tient à votre disposition pour vous guider dans toutes les phases de votre traitement si vous en avez besoin.

Pour toute demande, contactez-nous par mail à l'adresse : Info-incognito@mmm.com



Set-up sur ordinateur

Les brackets et les arcs sont fabriqués sur la base du set-up que vous avez validé. Il est difficile de revenir au set-up d'origine par la suite. Utilisez donc les possibilités du set-up sur ordinateur 3M Incognito pour que l'appareil final soit totalement conforme à vos attentes.

- Vérification et validation de la simulation du set-up.
- Documentation 3D avec nombreuses fonctions sans installation de logiciel spécifique.
- Possibilité de modification gratuite en cas de besoin.





Conception

Impressionnez vos patients avec les avantages d'un appareil 100 % individualisé, rendu possible par l'utilisation des techniques de conception et de fabrication les plus récentes.

- Les slots fabriqués par une technique d'électroérosion permettent une précision de traitement maximale pour un résultat exact et rapide.
- Les brackets de faible épaisseur et la biomécanique améliorée contribuent à un confort de port maximal.

Connaissez-vous déjà le bracket 3M Incognito avec Tip Bar ?

La référence pour encore plus de contrôle. Les prolongements mésial et distal du slot lingual optimisent l'effet de levier. Avec cette option gratuite, en combinaison avec les ligatures linguales 3M™ AlastiK™, vous bénéficiez d'un contrôle de l'angulation optimisé de jusqu'à 75 %, pour obtenir de meilleurs résultats plus rapidement.

Gouttière de transfert 3M™ Clear Precision

Cette gouttière de transfert se base sur les dernières technologies numériques de 3M et constitue un élément clé pour la précision du système 3M Incognito.

- Faibles erreurs de positionnement.
- Précision augmentée.
- Meilleurs résultats thérapeutiques.



Set-up 3D prêt à imprimer

Dès que votre appareil 3M Incognito est fabriqué, vous pouvez demander à recevoir le set-up de votre patient sur socle et au format STL.

- Idéal pour préparer vos appareils de contention et gouttières de positionnement.
- Utile pour votre correspondance (avec les dentistes, les prothésistes, les chirurgiens, les patients).



Alliage d'or

Par ses propriétés mécaniques, l'alliage d'or spécial utilisé convient idéalement pour un appareil 100 % personnalisé. Chaque bracket est adapté individuellement à l'anatomie de chaque dent de vos patients.

- Biocompatibilité parfaite.
- Faible risque allergique.
- Respectueux de l'environnement.



Ligatures linguales 3M™ AlastiK™

Les ligatures élastiques 3M AlastiK sont aussi solides qu'un overtie. De par leur conception, elles sont plus faciles à utiliser et plus efficaces que les techniques utilisées actuellement, sans compromis sur le confort des patients.

- Associés aux brackets avec tip-bar 3M Incognito, les ligatures AlastiK offrent un contrôle de l'angulation amélioré de jusqu'à 75 %, pour obtenir plus vite de meilleurs résultats.



Lignes directrices cliniques

Nous avons le plaisir de vous envoyer un exemplaire gratuit au format PDF de nos guides de traitement :

- Guide du traitement avec 3M Incognito, version 3
- Guide du traitement avec 3M Incognito pour les cas avec extraction (Dr Shoji Sugiyama, Dr Keizo Hirose, Dr Toru Inami)



Marketing auprès des patients

Personnalisez votre cabinet ou vos pages sur le Web et les réseaux sociaux avec le système d'orthodontie 3M. Nous serons heureux de vous faire parvenir gratuitement divers documents pour cela :

- brochures pour les patients
- posters
- photos



Nous serons heureux de vous aider et de vous apporter, avec le système d'orthodontie 3M™ Incognito™, le contrôle et l'assurance de faire ce que vous savez le mieux faire :

Concevez un sourire que vos patients aimeront !

Vous pouvez compter sur nous !

Notre Customer Care Team est joignable aux coordonnées suivantes :

 téléphone +49 (0) 5472 94910  info-incognito@mmm.com

Nous nous réjouissons de votre appel !



3M

3M Deutschland GmbH
3M Oral Care
ESPE Platz
82229 Seefeld
Tél. +49 (0) 8191 9474 5000
Fax +49 (0) 8191 9474-5099
3MKFO@mmm.com
www.3M.de/Oralcare

3M Österreich GmbH
3M Oral Care
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tél. +43 (0) 141 700 60
Fax +43 (0) 186 686-242
3MKFO@mmm.com
www.3MAustria.at/Oralcare

3M (Suisse) S.à.r.l.
3M Oral Care
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tél. +41 (0) 43 508 96 79
Fax +41 (0) 44 724 94 80
3MKFO@mmm.com
www.3MSchweiz.ch/OralCare

3M Science Applied to Life, AlastiK et Incognito sont des marques déposées de 3M. Les autres marques déposées sont la propriété de leur détenteur respectif.

Merci de recycler. Tous droits réservés.
© 3M 2020

EF04-0373 (D-A-CH_04/2020)