




FUTURO™ STABILIZATOR KOLANA Z SZYNĄ

46163-65

 ŚREDNI POZIOM
STABILIZACJI



MATERIAŁ PRZEPUSZCZAJĄCY
POWIETRZE

Przeznaczenie: stabilizacja przy zeszczywnieniu, osłabieniu i urazach kolan.

Skład: stal, nylon, poliester, bawełna, spandex
W razie wystąpienia, utrzymania lub nasilenia bólu lub poczucia dyskomfortu zaprzestań stosowania produktu i skonsultuj się z lekarzem.
3M i FUTURO są znakami towarowymi 3M.

Zapewnia natychmiastową kompresję
i stabilizację boczną.

ZASTOSOWANIE:

Codziennie wsparcie

CECHY SZCZEGÓLNE:

- 1 Materiał rozciąga się we wszystkich kierunkach, utrzymując opaskę na swoim miejscu.
 - 2 Otwór na rzepkę zwiększa stabilność rzepki.
 - 3 Wzmocnienia boczne zapewniają dodatkową stabilizację kolana, nie ograniczając swobody ruchu.
- Wyprofilowana konstrukcja zapewnia idealne dopasowanie.

ROZMIAR:

| Numer katalogowy | Rozmiar | CM |
|------------------|---------|-----------|
| 46163 | S | 30.5-36.8 |
| 46164 | M | 36.8-43.2 |
| 46165 | L | 43.2-49.5 |



JAK ZAKŁADAĆ:



Nasuń opaskę na nogę.



Przeuń opaskę na kolano.



Upewnij się, że centralny otwór obejmuje rzepkę kolana.

3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117,
Kajetany, 05-830 Nadarzyn, Poland.
www.futuro.3m.pl

3M