



FUTURO™ OPASKA KOLANA

76586-89

 NISKI POZIOM
STABILIZACJI

Zapewnia natychmiastową ulgę
przy bólach kolan.

ZASTOSOWANIE:

Codziennie wsparcie

CECHY SZCZEGÓLNE:

- 1 Materiał rozciąga się we wszystkich kierunkach, utrzymując opaskę na swoim miejscu.
- 2 Wyprofilowana konstrukcja zapewnia optymalne dopasowanie.

ROZMIAR:

Numer katalogowy	Rozmiar	CM
76586	S	30.5-36.8
76587	M	36.8-43.2
76588	L	43.2-49.5
76589	XL	49.5-55.9



MATERIAŁ PRZEPUSZCZAJĄCY
POWIETRZE

Przeznaczenie: stabilizacja przy zeszywnieniu, osłabieniu i urazach kolan.

Skład: nylon, poliester, bawełna, spandex.

W razie wystąpienia, utrzymania lub nasilenia bólu lub poczucia dyskomfortu zaprzestań stosowania produktu i skonsultuj się z lekarzem.

3M i FUTURO są znakami towarowymi 3M.

JAK ZAKŁADAĆ:



Zaczynając od szerszego końca, nasuń opaskę na nogę i umieść na kolanie.



Upewnij się, że tkana część materiału znajduje się z przodu kolana.

3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117,
Kajetany, 05-830 Nadarzyn, Poland.
www.futuro.3m.pl

3M