


3M Science.
Applied to Life.™



ISO 11140-1 Type 5 準拠

パッと目に付き、 ひと目で判定。

3M™ アテスト™ 高圧蒸気滅菌用
化学的インテグレータ
1243A / 1243B

3M™ Attest™ Steam Chemical Integrators
1243A /1243B

3Mが提供するType5の化学的インジケータが
より一歩理想のインジケータへと近づきました。

お客様の声に応じて
より使いやすく
リニューアル!


医材が供給された現場での使いやすさを重視したデザイン

使用現場の困りごと1

あれ？インジケータどこだ？

コンテナの中でもパッと目立つ

新しいカラフルなデザインはコンテナのなかでもよく目立ち、自然と注意をひくため使用者も見落としにくく、滅菌判定を現場にしっかりお伝えします。



使用現場の困りごと2

このインジケータは合格？不合格？

微妙な色変化にもう迷わない、

合否の基準がクリアなムービングフロント方式でひと目で判定

インクの色変化で判定する方式のインジケータを使用していて、その合否判定に悩まれたことはありませんか？色に対する感性は人によって違います。同じインジケータを見ても合否の境が人によってズレてしまうことも、インクの伸びで判断するムービングフロント方式ならもう迷いません。


色変化方式


白から黒になったら合格



ムービングフロント方式

インクが緑のゾーンに到達したら合格



製品名	製品番号	サイズ	入れ目 枚/袋	希望病院価格 円/袋
		幅(mm)×長さ(mm)		
 3 M™ アテスト™ 高圧蒸気滅菌用 化学的インテグレータ	1243A	19×51	500	22,500
	1243B	19×51	100	4,600

3M、アテスト、Attestは、3M社の商標です。

2020年4月発行



スリーエム ジャパン株式会社

医療用製品事業部

<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.
HPM-949-A(042000)IT

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)