

**3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable**

Flowable composiet

**UW BETROUWBARE FLOWABLE.  
NU EENVOUDIGER IN GEBRUIK.**

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative is beschikbaar in een nieuwe ergonomische spuit voor meer comfort en nog makkelijkere injectie. Deze geeft u meer controle en is zo dus ook preciezer te positioneren bij diepe restauraties.

**Dring luchtballen en  
materiaalverspilling terug**

Vrijwel geen luchtballen en "run-on" van materiaal meer, zodat betere controle tijdens het aanbrengen mogelijk is.

**Geen foute  
inschattingen meer**

De groene stamper van de spuit geeft aan hoeveel materiaal nog beschikbaar is. De spuit is volledig leeg wanneer alleen het witte gedeelte overblijft.



**Buigzame canule**

Eenvoudig te buigen canule voor betere toegang, zonder knikken.

**Makkelijker vast te  
houden en te injecteren**

De driehoekige vingerplaat en het grotere drukoppervlak laten toe om de grip vlot te personaliseren.



## Belangrijkste voordelen

- Vrijwel geen luchtballen en “run-on” van materiaal
- Buigzame canule voor een betere toegang
- Ergonomisch design: makkelijk vast te houden en te injecteren
- Injecteerbaar in 1 stap tot 4 mm
- Uitstekende aanpassing aan de caviteit en lage krimpstress

## Kan verwarmd worden voor injection molding

Verwarm tot 70°C gedurende max. 1 uur, tot max. 25 keer.



## Posterieure restauraties nu makkelijker



Prepareer het gebitselement en breng een hechtmiddel aan, bijv. 3M™ Scotchbond™ Universal Adhesief.



Plaats tot 4 mm van 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative in de geprepareerde caviteit en hard uit, bijv. met de 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED uithardingslamp.



Plaats een deklaag van (minstens) 2 mm van esthetisch composiet, zoals 3M™ Filtek™ Universal Restorative, en hard uit.

Klinische foto's gebruikt met toestemming van Dr. Reich, Seefeld, Duitsland

## Indicaties

(Incrementeel tot 4 mm)



Basis  
(Klasse I – II)



Liner  
(Klasse I – II)



Minimaal invasieve tandheelkunde<sup>1</sup>



Klasse III



Klasse V



Reparatie van kleine defecten bij indirecte restauraties



Reparatie<sup>2</sup>



Uitblokken van ondersnijdingen



Verzegelen van putjes en fissuren



Stompopbouw<sup>3</sup>

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige lijst van indicaties.

## Bestelinformatie



### 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative refills

Refill bevat 2 spuitjes, met elk 2g, en 20 dispensingtips.

KLEUR	ORDERNUMMER
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

ORDERNUMMER	PRODUCTINFO.
3740T	3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative Dispensingtips, 19-gauge, Groen (20)

<sup>1</sup> Inclusief kleine, onbelaste occlusale restauraties.

<sup>2</sup> Reparatie van tijdelijke acryl- en composietharsen.

<sup>3</sup> Waarbij ten minste de helft van de tandkroonstructuur nog aanwezig is om structurele ondersteuning te bieden voor de kroon.



3M Nederland B.V.  
Oral Care Solutions Division  
infodental.nl@mmm.com  
3M.nl/OralCare

3M Belgium bvba  
Oral Care Solutions Division  
infodental.be@mmm.com  
3M.be/OralCare

3M, 3M Science. Applied to life., Elipar, Filtek en Scotchbond zijn merken van 3M Company.  
© 3M 2020. Alle rechten voorbehouden.