

**3M** Science.  
Applied to Life.™

**3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable**  
Composite fluide

## VOTRE COMPOSITE FLUIDE DE CONFIANCE. POUR UNE MISE EN PLACE FACILITÉE.

Le composite fluide 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative est disponible dans une nouvelle seringue ergonomique, conçue pour un confort amélioré et une injection plus facile. Ce qui vous procure un meilleur contrôle pour une mise en place plus précise lors des restaurations profondes.

### Réduction des bulles d'air et des pertes de produit

Pratiquement aucune bulle d'air, ni aucun « débordement » de matériau pendant l'application, afin de vous assurer un meilleur contrôle.

### Plus de supposition

Le cylindre vert de la seringue indique clairement le volume de matériau restant. Lorsque votre seringue est vide, seul le piston blanc reste visible.

### Facilité de préhension et d'injection

La surface d'appui triangulaire et le piston assurent une manipulation rapide et s'adaptent facilement à votre prise en main.



### Canule coudée pliable

Facile à plier sans torsion, pour un accès facilité.



## Principaux avantages

- Pratiquement pas de bulles d'air, ni de matériau qui déborde lors de l'application
- Canule coudée aisément pliable pour un accès amélioré
- Conception ergonomique, grande facilité de préhension et d'injection
- Injectable, application en une seule étape jusqu'à 4 mm
- Excellente adaptation et faible stress de rétraction

## Peut être chauffé pour le moulage par injection

Peut être chauffé jusqu'à 70 °C pendant une heure, jusqu'à 25 fois.



## Simplicité des restaurations postérieures



Préparer la dent et appliquer un adhésif, tel que l'adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal.



Appliquer jusqu'à 4 mm de composite fluide 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable dans la cavité préparée puis photopolymériser, par exemple avec la lampe à photopolymériser LED 3M™ Elipar™ DeepCure-S.



Appliquer une couche de recouvrement de 2 mm (minimum) d'un composite esthétique, tel que le matériau de restauration universel 3M™ Filtek™ Universal Restorative, puis photopolymériser.

Photos de cas cliniques aimablement mises à disposition par le Dr Reich, Seefeld, Allemagne

# 3M

3M (Suisse) S.à r.l.  
Eggstr. 93  
CH-8803 Rüschlikon  
Fax : (044) 724 94 80  
3mespech@mmm.com  
3mschweiz.ch/dental

## Indications

(Application en couches incrémentales jusqu'à 4 mm)



Base  
(classe I – II)



Liner  
(classe I – II)



Dentisterie conservatrice  
(MID-Minimally Invasive Dentistry)<sup>1</sup>



Classe III



Classe V



Réparation des dommages indirects (petits défauts)



Réparation<sup>2</sup>



Comblement des contre-dépouilles



Scellement des puits et des sillons



Reconstitution de moignon<sup>3</sup>

Consulter la notice d'utilisation pour la liste complète des indications.

## Informations de commande



### Réassorts 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative

Les réassorts de seringues contiennent : 2 seringues de 2 g ; 20 embouts d'application.

TEINTE	RÉFÉRENCES PRODUITS
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universelle	4862U

RÉFÉRENCE PRODUIT	INFO PRODUIT
3740T	3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative embouts aiguilles 19 gauge, vert (20)



<sup>1</sup> Y compris les petites restaurations occlusales ne supportant aucune contrainte.

<sup>2</sup> Réparation de résine acrylique temporaire et composite.

<sup>3</sup> Lorsqu'au moins la moitié de la structure coronaire subsiste pour apporter un support structurel à la couronne.

3M, 3M Science. Applied to Life., Elipar, Filtek et Scotchbond sont des marques déposées de 3M.  
© 3M 2020. Tous droits réservés.