



Clarity™

Эстетичные решения для Вашей практики

Керамические брекеты Clarity Advanced

Прекрасная улыбка.
Выдающийся результат.



Прекрасная эстетика и эффективность лечения.

Сочетая в себе прогрессивные технологии и дизайн, керамические брекеты Clarity Advanced отличаются прекрасной эстетикой, небольшим размером, предсказуемым дебондингом, а также комфортом для пациентов.

Более того, Clarity Advanced доступны с APC Flash-Free для большей эффективности и удобства вашей практики. Все эти свойства помогут вам сохранить баланс эффективности работы брекет-системы и эстетики для уверенности ваших пациентов.

Привлекательный неповторимый дизайн.

Прекрасная эстетика.


Позвольте улыбкам ваших пациентов сиять с брекетами Clarity Advanced. Брекеты изготовлены из керамики, подстраивающейся под естественный оттенок эмали, а также устойчивой к окрашиванию в течение всего лечения. Вы сможете использовать лигатуры, подходящие к оттенку зубов, для наилучшей эстетики улыбки.



Надежная прочность и миниатюрный размер брекета.

Брекеты изготовлены из мелкодисперсной керамики, что обеспечивает высокую прочность и миниатюрные размеры брекетов. Керамические брекеты Clarity Advanced обладают достаточным подкрыльным пространством для удобства лигирования и двойного лигирования.

Мелкодисперсная керамика обладает высокой прочностью даже при малом размере брекета



Микрогрануллированный поликристаллический керамический материал брекетов Clarity Advanced




Крупнозернистый монокристаллический керамический материал, используемый в брекетах 3М с металлическим пазом

Сравнение размеров профилей брекетов для нижних резцов

Внутренние данные компании 3М.



Производитель А




Производитель В




Керамические брекеты Clarity Advanced


Брекеты Clarity Advanced: прорыв в области керамических брекетов.



**Надежный производитель.
Множество решений
для вашей практики.**



Керамические брекеты
Clarity Advanced



Несъемный усталостно-прочный аппарат Forsus



Эстетичные лигатуры под цвет зубов

Clarity Advanced доступны в прописях MBT, Roth и High Torque.

Простой и эффективный процесс фиксации.

Брекеты с преднанесенным адгезивом APC Flash-Free являются прекрасным сочетанием нетканого материала и адгезива низкой вязкости, что позволяет заполнить все пространства и поднутрения между основанием брекета и эмалью зуба.

Это сэкономит ваше время, а также поможет заботиться об эмали пациентов.



**Брекеты Clarity Advanced
доступны с APC Flash-Free**



Экономит Ваше время

- Более быстрый и эффективный процесс фиксации, чем у традиционных брекетов.*
- Исключает этап удаления излишков адгезива во время фиксации.
- Легкое удаление остатков адгезива после снятия брекетов.

Надежная фиксация

- Время фиксации сокращается до 40%.*
- Отсутствие этапа удаления излишков минимизирует риск смещения брекета после его установки.
- Защищает эмаль зубов пациентов.*

*«Исследование ортодонтических диагнозов и процедур лечения, часть 1: результаты и тенденции», Journal of Clinical Orthodontics, октябрь 2014 после снятия брекетов.

Созданы для счастливых улыбок и эффективной практики.



Предсказуемый дебондинг с концентриатором напряжения.

Снизьте непредсказуемость процесса снятия керамических брекетов с концентриатором напряжения — отличительным признаком брекетов Clarity.

Он был создан для легкого снятия брекетов путем легкого сдавливания с мезиальной и дистальной сторон. Вы будете уверены и спокойны во время снятия брекетов Clarity, а пациент запомнит этот процесс как очень позитивный этап лечения.

Комфорт пациентов с возможностью подчеркнуть свой стиль.

Маленькие низкопрофильные брекеты с гладкой поверхностью и скругленными краями обеспечивают комфорт пациента. Пациент всегда может выбрать прозрачные или цветные эластики, подчеркнув свой стиль. Можно сделать брекеты практически незаметными, а можно, напротив, привлечь внимание окружающих к своей красивой улыбке яркими эластиками.





Clarity™

Эстетичные решения для Вашей практики

Потрясающая эстетика с Clarity.

Используя эстетические решения для ортодонтии от 3М, Вы можете быть уверены, что Ваши пациенты будут довольны процессом лечения. Наши технологии, используемые при изготовлении продукции, обеспечивают удобство Вашей работы и предсказуемый результат, которым будете довольны Вы и Ваши пациенты.

Вместе мы создаем здоровые красивые улыбки!



Уполномоченный представитель на территории РФ АО «3М Россия»

108811, г. Москва, п. Московский,
Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1

Офисный центр Comcity

Тел.: +7 (495) 784 7474

Тел.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)

Факс: +7 (495) 784 7475

www.3MRussia.ru

Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.
Для распространения на мероприятиях для медицинских работников.
Товар зарегистрирован на территории РФ.
© 3M 2020. All rights reserved.