



FUTURO™ BANDAGE GENOU COMFORT LIFT

76586-89



SOUTIEN
LÉGER

Fournit une compression immédiate
au genou douloureux

INDIQUÉ POUR:
Soutien général

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Un matériau extensible dans 4 directions qui permet le maintien en place de la genouillère.
- 2 Design profilé pour un ajustement optimal.

TAILLES:

Référence	PHC	Taille	CM
76586	5889863	S	30.5-36.8
76587	5889857	M	36.8-43.2
76588	5889840	L	43.2-49.5
76589	5965096	XL	49.5-55.9



MATÉRIAU
RESPIRANT

Utilisation prévue: Pour soutenir un genou raide, faible ou blessé.

Composition: Nylon, Polyester, Spandex.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

MODE D'EMPLOI:



En commençant par l'extrémité la plus large, faites glisser le support le long de la jambe et au-dessus du genou.



Assurez-vous que la zone tissée est placée à l'avant du genou.

3M (Suisse) S.à r.l.
Consumer Health Care
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
www.3msuisse.ch/futuro

