



FUTURO™ BANDAGE GENOU COMFORT LIFT

76586-89



SOUTIEN
LÉGER



MATÉRIAU
RESPIRANT

Utilisation prévue: Pour soutenir un genou raide, faible ou blessé.

Composition: Nylon, Polyester, Spandex.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

Fournit une compression immédiate
au genou douloureux

INDIQUÉ POUR:
Soutien général

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Un matériau extensible dans 4 directions qui permet le maintien en place de la genouillère.
- 2 Design profilé pour un ajustement optimal.

TAILLES:

| Category Number | Size | cm |
|-----------------|------|-----------|
| 76586 | S | 30.5-36.8 |
| 76587 | M | 36.8-43.2 |
| 76588 | L | 43.2-49.5 |
| 76589 | XL | 49.5-55.9 |



MODE D'EMPLOI:



En commençant par l'extrémité la plus large, faites glisser le support le long de la jambe et au-dessus du genou.



Assurez-vous que la zone tissée est placée à l'avant du genou.

3M France
Marché Bien Etre et Santé pour
le Grand Public
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
542 078 555 RCS Pontoise

