



FUTURO™ COMFORT POLVITUKI

76586-88



KEVYT TUKI



HENGITTÄVÄ
MATERIAALI

Käyttötarkoitus: Jäykän, heikon tai vahingoittuneen polven tukeminen.

Koostumus: nailon, polyesteri, elastaani.
Jos käyttö aiheuttaa tai lisää epämiellyttävää oloa tai kipua, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
3M ja FUTURO ovat 3M:n tuotemerkkejä.

Tukee ja kompressoii polvea
välittömästi.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI:
Yleistuki

OMINAISUUDET:

- 1 Neljään suuntaan venyvä materiaali pitää tuen paikallaan.
- 2 Viimeistely muotoilu takaa optimaalisen istuvuuden.

KOKO:

Tuotekoodi	Koko	CM
76586	S	30.5-36.8
76587	M	36.8-43.2
76588	L	43.2-49.5



TUEN ASETTAMINEN:



Vedä tuki jalkaan ja polven päälle leveä pää edellä.



Tarkista että kudottu osa on polven kohdalla.

Suomen 3M Oy,
Keilaranta 6,
02150 ESPOO

3M