



FUTURO™ BANDAGE GENOU COMFORT LIFT

76586-89



Fournit une compression immédiate
au genou douloureux

INDIQUÉ POUR:
Soutien général

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Un matériau extensible dans 4 directions qui permet le maintien en place de la genouillère.
- 2 Design profilé pour un ajustement optimal.

TAILLES:

Référence	CNK	Taille	CM
76586	2715696	S	30.5-36.8
76587	2715936	M	36.8-43.2
76588	2715902	L	43.2-49.5
76589	2902070	XL	49.5-55.9



**MATÉRIAU
RESPIRANT**

Utilisation prévue: Pour soutenir un genou raide, faible ou blessé.

Composition: Nylon, Polyester, Spandex.
Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.
3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

MODE D'EMPLOI:



En commençant par l'extrémité la plus large, faites glisser le support le long de la jambe et au-dessus du genou.



Assurez-vous que la zone tissée est placée à l'avant du genou.

3M Belgium bvba/sprl
Dép. Consumer Health Care
www.3m.be/futuro-fr

