



FUTURO™ CODERA PARA EPICONDILITIS COMFORT

47861-63



MATERIAL
TRANSPIRABLE

Uso previsto: Proporciona soporte para antebrazo y codos rígidos, débiles.

Composición: Nylon, Silicone Rubber, Polyester, Spandex.

Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.

3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

Proporciona compresión inmediata con almohadillas dobles que proporcionan una presión precisa sobre la zona afectada.

IDEAL PARA:
Actividades diarias.

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Material elástico en 4 direcciones que mantiene el soporte en su sitio.
- 2 Diseño anatómico para un ajuste óptimo.
- 3 Correa ajustable que proporciona una compresión adicional.

TOMAR LA MEDIDA:

CÓDIGO NACIONAL	TALLA	CM
210577.5	S	22.9-25.4
210576.8	M	25.4-27.9
210574.4	L	27.9-30.5


Medir el contorno de la articulación del codo.



CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:



Deslice el soporte sobre el codo.



Posicione las almohadillas de presión de forma que estas queden en la parte superior e inferior de antebrazo (regiones radial y cubital), justo bajo el antebrazo.



Envuelva la correa alrededor del antebrazo. Apríte hasta que lo sienta firmemente aunque confortable.

3M España
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid

