



FUTURO™ SUPORTE DE COTOVELO EPICONDILITE

47861-63

 SUPORTE
MODERADO

Proporciona compressão imediata
com almofadas duplas para direcionar
pressão para os braços doridos.

IDEAL PARA:
Atividades diárias

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 1 O material extensível em 4 direções mantém o suporte no lugar.
- 2 Design curvo para ajuste perfeito.
- 3 O invólucro à volta da faixa proporciona compressão adicional.

TAMANHOS:

C.N.P	Size	CM
7948034	S	22.9-25.4
7948042	M	25.4-27.9
7948059	L	27.9-30.5

Tire a medida à volta da articulação do cotovelo.



MATERIAL
RESPIRÁVEL

Finalidade: Para suporte de cotovelos e antebraços rígidos, enfraquecidos ou lesionados.

Composição: Nylon, Silicone Rubber, Polyester, Spandex.


Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

COMO UTILIZAR:



Deslizar o suporte pelo cotovelo.



Posicionar as almofadas de pressão para que assentem na parte superior do antebraço, mesmo por debaixo do cotovelo.



Enrolar a faixa à volta do antebraço. Apertar até que o ajuste seja firme mas confortável.

3M España, Sucursal em Portugal
Rua do Mar da China, 3 - 3ªA
1990-138 Lisboa

3M