



# FUTURO™ BANDAGE DU COUDE EPICONDYLIQUE

47861-63



SOUTIEN  
MODÉRÉ



MATÉRIAU  
RESPIRANT

Utilisation prévue: Pour soutenir un avant-bras ou un coude raide, faible ou blessé.

Composition: Nylon, Caoutchouc Silicone, Polyester, Spandex.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

Fournit une compression immédiate  
avec des coussinets doubles pour une  
pression ciblée sur les bras douloureux.

**INDIQUÉ POUR:**  
Activités quotidiennes

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Un matériau extensible dans 4 directions maintient la coudière en place.
- 2 Design profilé pour un ajustement optimal.
- 3 La sangle enveloppante offre une compression supplémentaire.

## TAILLES:

Référence	CNK	Taille	CM
47861	2251569	S	22.9-25.4
47862	2251551	M	25.4-27.9
47863	2251544	L	27.9-30.5




Mesurez autour de l'articulation du coude.

## MODE D'EMPLOI:



Faites glisser le support au-dessus du coude.



Placez les coussinets de pression de façon à ce qu'ils reposent sur le dessus et le dessous (côtés radial et ulnaire) de l'avant-bras, juste en dessous du coude.



Entourez la sangle autour de l'avant-bras. Serrez jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.

3M Belgium bvba/sprl  
Dép. Consumer Health Care  
[www.3m.be/futuro-fr](http://www.3m.be/futuro-fr)

