



FUTURO™ SUPORTE LOMBAR

46815-16



MATERIAL
RESPIRÁVEL

Finalidade: Ajudar a suportar costas rígidas, tensas ou doridas.

Composição: Polyester, Nylon, Polyurethane, Fiberboard, Spandex, Acrylic.

Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

As almofadas de acolchoamento de suporte ajudam a localizar os músculos doridos.

IDEAL PARA:

Caminhadas, atividades de baixo impacto, postura

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:


- 1 Concebido com almofadas de acolchoamento de suporte para ajudar a localizar os músculos doridos, sem colocar pressão diretamente na coluna vertebral.
 - 2 Ajustável para adaptação e suporte personalizados.
 - 3 O painel traseiro distribui o suporte uniformemente.
- O design elegante não volumoso não irá restringir os movimentos.

TAMANHOS:


C.N.P	Size	CM
7947986	S/M	73.6-99.1
7947978	L/XL	99.1-127.0




COMO UTILIZAR:



Abrir as tiras principais e separar as tiras secundárias. Apoie o suporte centrado na zona lombar com as almofadas de apoio de cada lado da coluna e a ponta convergente do suporte apontada para baixo.



Envolve as tiras principais à volta da cintura e prenda a zona aderente por cima do estômago.



Puxe as tiras secundárias para a frente e prenda-as nos painéis frontais do suporte. Ajuste a colocação das tiras secundárias de modo a atingir o nível adequado de conforto.

3M España, Sucursal em Portugal
Rua do Mar da China, 3 - 3ª
1990-138 Lisboa

3M