



FUTURO™ POLSBANDAGE

46709



Ondersteunt een stijve, zwakke of geblesseerde pols.

IDEAAL VOOR:

Algemene ondersteuning, sportactiviteiten

HOOFDKENMERKEN:

- 1 Twee verstelbare riemen voor een goede pasvorm en ondersteuning.
- 2 Ontwerp met laag profiel.
 - Helpt om de pols te beschermen.

MAAT:

Referentie	CNK	CM
46709	2251593	14.0-24.1

Meet de omtrek van de pols.



DRAAGINSTRUCTIES:



Open de hoofd- en secundaire riemen. Positioneer de pad over de basis van de handpalm, waar het gewricht buigt. Wikkel de hooftriem om de pols en maak deze vast.



Wikkel de secundaire riem om de pols en maak deze vast. Stel de brace in tot het gewenste niveau van ondersteuning is bereikt.

Beoogd gebruik: Ondersteunt een stijve, zwakke of geblesseerde pols.

LET OP: Dit product bevat latex uit natuurrubber en kan mogelijk allergische reacties veroorzaken.

Samenstelling: Nylon, Rubber, Polyester, Katoen, Polyurethaan.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er ongemak of pijn ontstaat, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro

