




FUTURO™ RODILLERA ESTABILIZADORA

46163-65



SOPORTE
MODERADO



MATERIAL
TRANSPIRABLE

Proporciona compresión inmediata y estabilización lateral.

IDEAL PARA:

Proporciona sujeción en caso de lesiones comunes como esguinces o torceduras, sujeción general

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Material elástico en 4 direcciones que mantiene el soporte en su sitio.
 - 2 Apertura rotuliana para mayor sujeción de la rótula.
 - 3 Doble estabilización lateral que proporciona una estabilidad adicional sin limitar el movimiento.
- Diseño anatómico para un ajuste óptimo.

TOMAR LA MEDIDA:

CÓDIGO NACIONAL	TALLA	CM
208963.1	S	30.5-36.8
208962.4	M	36.8-43.2
208961.7	L	43.2-49.5



CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:



Deslice el soporte sobre el pie.



Tire del soporte hacia arriba a la rodilla.



Asegúrese de colocar el anillo central de la apertura rotuliana sobre la rótula.

Uso previsto: Ofrece sujeción a rodillas rígidas, debilitadas o lesionadas.

Composición: Metal, Nylon, Polyester, Spandex, Cotton, Polyurethane.

Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.

3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

3M España
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid

