




FUTURO™ GINOCCHIERA ELASTICA

46163-65



MATERIALE
TRASPIRANTE

Offre una compressione immediata e la stabilizzazione laterale.

IDEALE PER:

Supporto per lesioni comuni, ad esempio distorsioni o contratture, supporto generale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- 1 Il materiale estensibile in 4 direzioni aiuta a mantenere il supporto in posizione.
 - 2 Design aperto sulla patella per il supporto della rotula.
 - 3 Gli stabilizzatori laterali apportano stabilità addizionale senza limitare il movimento.
- Design sagomato per un adattamento ottimale.

TAGLIA:

Codice Prodotto	Taglia	CM
46163	S	30.5-36.8
46164	M	36.8-43.2
46165	L	43.2-49.5



COME INDOSSARLO:



Far scorrere la ginocchiera al di sopra del piede.



Infilare la ginocchiera fino al ginocchio.



Accertarsi che il foro centrale della patella sia posto in corrispondenza della rotula.

Destinazione d'uso: Per supportare ginocchia rigide, deboli o lesionate.

Composizione: Metal, Nylon, Polyester, Spandex, Cotton, Polyurethane.

Se compaiono, persistono o aumentano dolori e fastidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del supporto e consultare il medico.

I prodotti della linea 3M Futuro sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

Comunicazione tecnico-scientifica riservata a Professionisti sanitari, Farmacisti e Fisioterapisti.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Office
Via N. Bobbio 21
20096 Pioltello MI
www.3mitalia.it/futuro

