




FUTURO™ COMFORT STABILOIVA POLVITUKI

46163-65

 KESKITASON
TUKI



HENGITTÄVÄ
MATERIAALI

Käyttötarkoitus: Auttaa tukemaan jäykkää, heikkoa tai vahingoittunutta polvea.

Koostumus: metalli, nailon, polyesteri, elastaani, puuvilla, polyuretaani.
Jos käyttö aiheuttaa tai lisää epämiellyttävää oloa tai kipua, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
3M ja FUTURO ovat 3M:n tuotemerkkejä.

Kompressoii ja antaa lateraalista
tukea välittömästi.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI:

Tukemaan lieviä vaurioita, kuten venähdyksiä,
yleistueksi

OMINAISUUDET:

- 1 Neljään suuntaan venyvä materiaali pitää tuen paikallaan.
 - 2 Polvilumpion kohdalta avoin.
 - 3 Sivulla kaksinkertainen tuki, joka vakauttaa polvea rajoittamatta liikettä.
- Viimeisteltä muotoilu takaa optimaalisen istuvuuden.

KOKO:

Tuotekoodi	Koko	CM
46163	S	30.5-36.8
46164	M	36.8-43.2
46165	L	43.2-49.5



TUEN ASETTAMINEN:



Aseta tuki jalkaan.



Vedä tuki polveen asti.



Varmista että keskellä oleva avoin kohta
asettuu polvilumpion päälle kuvan
mukaisesti.

Suomen 3M Oy,
Keilaranta 6,
02150 ESPOO

3M