




FUTURO™ STABILISERENDE KNEEBANDAGE

46163-65



MATIGE
STEUN



ADEMEND
MATERIAAL

Beoogd gebruik: Biedt steun voor stijve, zwakke knieën, of bij letsels.

Samenstelling: Metaal, Nylon, Polyester, Spandex, Katoen, Polyurethaan.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er ongemak of pijn ontstaat, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

**Directe compressie en ondersteuning
aan de zijkant.**

IDEAAL VOOR:

Ondersteuning bij veelvoorkomende blessures, zoals verstuiking en overbelasting, algemene ondersteuning

HOOFDKENMERKEN:

- 1 In vier richtingen rekbare stof houdt de steun op zijn plaats.
 - 2 Open aan de knieschijf voor extra ondersteuning.
 - 3 De dubbele stabilisators aan de zijkanten geven de knie extra stabiliteit zonder de bewegingen te beperken.
- Voorgevormd ontwerp voor een optimale pasvorm.

MAAT:

Referentie	CNK	Maat	CM
46163	2251627	S	30.5-36.8
46164	2251601	M	36.8-43.2
46165	2251619	L	43.2-49.5



DRAAGINSTRUCTIES:



Schuif de bandage over de voet.



Trek de bandage naar boven tot op de knie.



Zorg ervoor dat de centrale knieschijflocator op de knieschijf wordt geplaatst.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro

