



FUTURO™ DELUXE TUMSTÖD

45843, 45844

MÅTTLIGT
STÖD



VENTILERANDE
MATERIAL

Avsedd användning: För att ge stöd till stel, svag eller skadad handled och tumme.

Material: Nylon, Polyuretan, Polyester, PVC Mocka, Elastan, POM, Rayon, Stål.
Om obehag eller smärta uppstår, kvarstår eller ökar, avbryt användningen och kontakta läkare.
3M and FUTURO are trademarks of 3M.

Stabiliserar och ger stöd åt öm, svag eller skadad tumme.

PERFEKT FÖR:

Vardagsaktiviteter, sms-meddelanden, datorspel

VIKTIGA FUNKTIONER:

- 1 Två skenor förstärker och ger stöd åt tummen.
 - 2 Bekvämt tumstöd för höger eller vänster hand.
 - 3 Enkelt snörningssystem för applicering och justering.
- Låg profil ger fingrarna fri rörlighet.

STORLEK:



Artikel nummer	Storlek	CM
45843	S/M	12.7-16.5
45844	L/XL	16.5-20.3

Mät runt handleden.

ANVÄNDNING:



Öppna handledens och tummens kardborrefästen. För in handen i stödet och tummen i tumhålet.



Linda handledsbandet runt handleden och fäst vid handledens bas. Justera tills passformen känns stabil men ändå bekväm.



Linda tumbandet runt tummen och fäst det för bättre passform, eller längs tummens bas för ökad stabilitet.

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4,
170 67 Solna
Sweden

3M